



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Autoestático Rigby

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separador Vaginal Autoestático Rigby

**SKU** RM-RSRVR-18-1

**\$69 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                        | SKU / DETALLES                                                                        | PRECIO (USD) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rigby Self-Retaining Vaginal Retractor | Longitud total de 18 cm, valvas lisas de 63.5 mm de profundidad, cierre de cremallera | \$69         |
| Funda / Caja protectora                | Empaque de tránsito individual                                                        | \$69         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal autoestático Rigby es un retractor quirúrgico esencial para ginecología y reconstrucción pélvica, diseñado específicamente para proporcionar una expansión estable y manos libres del canal vaginal durante procedimientos pélvicos menores y mayores. Diseñado con brazos de acción tipo tijera autoestáticos, este instrumento mantiene separadas las paredes vaginales opuestas bajo tensión mecánica, eliminando la fatiga manual del asistente mientras preserva un corredor visual estático y amplio hacia el cuello uterino.

Construido con un acabado altamente pulido para asegurar un perfil de superficie higiénico y suave, esta configuración del separador vaginal autoestático Rigby cuenta con una longitud total de la herramienta de 18 cm (\$69). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría de las valvas incorpora hojas de trabajo planas y lisas de 63.5 mm de profundidad, contorneadas con márgenes redondeados atraumáticos para evitar el pinzamiento o laceración de la mucosa. Su conjunto de mango incorpora un agarre de anillo integrado con un engranaje de cremallera de bloqueo mecánico multiposición que se cierra firmemente en anchos de apertura variables sin liberación accidental.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante en las interfaces de manejo, Retractor Maker produce el separador vaginal autoestático Rigby para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad clínica completa para salas de cirugía ginecológica y clínicas ambulatorias en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest