



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Meyerding Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Ekartör

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Künt Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Atravmatik paraspinal kas deplasmanı ve yumuşak doku tutma · Fiyat (USD): \$99.00
1	Keskin Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Yoğun fibröz fasya ve tendon insersiyonlarında sıkı tutuş · Fiyat (USD): \$99.00
1	Dişli Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Lamina ve faset sınırında kaymayan kemik sabitlemesi · Fiyat (USD): \$99.00
1	Eyer Şekilli Çalışma Ucu	Toplam Uzunluk: 18 cm · Temel Klinik Rol: Konturlu kas demeti kavrama ve spinal dekompresyon erişimi · Fiyat (USD): \$99.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Toplam Uzunluk: Standart Taşıma Ambalajı · Temel Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahil

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Meyerding Ekartör, laminektomi, diskektomi ve eklem rekonstrüksiyonu sırasında güçlü, kaymayan paraspinal kas ve yumuşak doku ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş spinal ve ortopedik bir cerrahi ekartördür. Uzatılmış dik açılı bıçağı ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların yoğun kas demetlerine karşı ağır manuel karşı traksiyon uygulamasına olanak tanıyarak lamina ve spinöz çıkıntılara giden engelsiz bir görsel koridor sağlar.

Ağır cerrahi kaldırma gücü için tasarlanan bu Meyering Ekartör konfigürasyonu, 18 cm (\$99) uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sap tertibatı, ameliyat asistanlarına üstün çekme gücü ve el stabilizasyonu sağlayan ergonomik kanca profiliyle entegre edilmiş tek halkalı bir tasarıma sahiptir. Cerrahlar sipariş menülerinden dört farklı bıçak stili profili seçebilirler: Atravmatik kas deplasmanı için Künt, sıkı fasyal tutuş için Keskin, kemik kortekslerine güvenli sabitleme için Dişli veya paraspinal doku marjlarını kavramak için Eyer şekilli.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Meyering Ekartörü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki omurga merkezlerine, nöroşirürji ameliyathanelerine ve ortopedik travma ünitelerine sarsılmaz yapısal sertlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest