



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор медиальный для ветви челюсти по Hargis

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор медиальный для ветви челюсти по Hargis

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Левосторонний — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Правосторонний — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Hargis Medial Ramus Retractor — это специализированный ортогнатический инструмент, разработанный для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа к медиальной поверхности восходящей ветви нижней челюсти. Конструкция позволяет инструменту плавно скользить между медиальным кортикальным слоем ветви и медиальной крыловидной мышцей, защищая нижний альвеолярный нерв, артерию и вену над нижнечелюстным отверстием во время выполнения горизонтальной остеотомии.

Для обеспечения двустороннего хирургического доступа ретрактор Hargis Medial Ramus Retractor имеет фиксированную общую длину 7 ¾ дюйма (19.7 cm, \$59). Инструмент выпускается в двух зеркальных анатомических формах, доступных для выбора в меню: левосторонняя и правосторонняя модификации. Изогнутый атравматичный кончик лопатки плотно охватывает задний и медиальный края ветви, предотвращая соскальзывание тканей и удерживая руки ассистента вне линии операционного обзора.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Hargis Medial Ramus Retractor с учетом многократных циклов стерилизации, обеспечивая челюстно-лицевым и реконструктивным хирургам исключительную долговечность, коррозионную стойкость и клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest