



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Taylor 脊椎開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Taylor 脊椎開創器

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) 深 — 頸椎および胸椎後方椎弓切除術、小児・思春期脊椎用	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" または 4" 深 — 標準的な成人腰椎椎弓切除術および椎間板切除術用	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) 深型 — 深部腰椎固定術、肥満外科脊椎手術、仙骨部術野展開用	RM-TSR-1-3	\$89

製品詳細

Taylor 脊椎開創器は、後方脊椎手術において強力で滑りにくい傍脊柱筋の変位と棘突起への固定を目的に設計された、古典的な脊椎外科用レトラクターです。鋭いスパイク状の先端で終わる長尺の直角ブレードを備えており、棘突起に直接引っ掛けるか、椎間骨縁に固定することで、厚い傍脊柱筋を椎弓から外側へ保持します。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、高度な耐食性を維持するように構築されたこの Taylor 脊椎開創器シリーズは、全長 18.42 cm (7 ¼ インチ、\$74)、19.05 cm (7 ½ インチ、\$79)、20.32 cm (8 インチ、\$89) の3つのバリエーションを提供しています。最高品質の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、標準的な腰椎アプローチ用の 7.62 cm (3 インチ) または、深部脊柱管や筋肉質の患者用の 10.16 cm (4 インチ) の2種類の直角ブレードサイズから選択可能です。ハンドル部分は、最適な手のひらの配置、高い牽引制御、およびタオルウェイトの取り付け用に設計された頑丈なL字型構造のシングルエンドデザインを採用しています。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Taylor 脊椎開創器は、非常に大きな手動牽引荷重に耐えるように製造されており、世界中の脊椎センター、脳神経外科室、整形外科手術室において、卓越した構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest