



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Подголовник Mayfield Headrest

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Подголовник Mayfield Headrest

SKU RM-MHR-1

\$699 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Взрослая модель	RM-MHR-1-A	\$699
Педиатрическая модель	RM-MHR-1-P	\$799

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Подголовник Mayfield Headrest является важным бесштифтовым устройством для позиционирования черепа, разработанным для обеспечения жесткой стабилизации головы и превосходного перераспределения давления во время процедур, где противопоказано использование скелетных штифтов. Эта платформа, предназначенная для прямого подключения к стандартным базовым блокам черепных зажимов и адаптерам операционного стола, обеспечивает надежную иммобилизацию пациентов, переносящих обширные нейрохирургические или спинальные вмешательства.

Разработанный для предотвращения некроза тканей и локальных пролежней во время многочасовых операций, Mayfield Headrest имеет высокоплотный, прецизионно обработанный каркас в сочетании с влагостойкими гелевыми подушечками медицинского назначения. Платформа предлагается в двух специализированных анатомических вариантах: модель «подкова» для взрослых с независимыми боковыми регулировками и компактная педиатрическая конфигурация, специально контурированная для поддержки нежных структур детского черепа.

Изготовленный в соответствии со строгими стандартами больничной гигиены, Retractor Maker производит Mayfield Headrest с гладкими, химически стойкими поверхностями, совместимыми со стандартными больничными дезинфицирующими средствами, и поставляет каждое устройство полностью протестированным в защитной коробке экспортного класса с индивидуальной контурной упаковкой из пеноматериала высокой плотности.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest