



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur intra-oral Petri Pterygoid

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur intra-oral Petri Pterygoid

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Longueur totale 23 cm, lame ptérygoïdienne de 25.5 mm de large	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur intra-oral Petri Pterygoid est un écarteur essentiel pour la chirurgie buccale, maxillofaciale et orthognathique, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement non traumatique des tissus mous et une protection neurovasculaire lors des ostéotomies de Le Fort. Conçu pour glisser derrière la tubérosité maxillaire, cet instrument protège l'artère maxillaire interne et le plexus veineux ptérygoïdien des ostéotomes pendant la disjonction ptérygo-maxillaire.

Construit pour résister à des contraintes physiques importantes tout en restant maniable, cette configuration de l'écarteur intra-oral Petri Pterygoid présente une longueur totale d'outil de 23 cm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur de la lame de travail intègre une disposition expansive de 25.5 mm optimisée pour les procédures d'ostéotomie de Le Fort. Ses bords de lame aux contours lisses enveloppent proprement la paroi maxillaire postérieure, évitant les lacérations des tissus mous, tandis que la poignée ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur intra-oral Petri Pterygoid pour résister à des cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie maxillofaciale, orthognathique et craniofaciale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest