



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Finochietto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Finochietto

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Guia Paralelo Otimizada	Chassi de barra linear projetado para deslizar e afastar estruturas ósseas
2 (Par Fixo)	Lâminas Anguladas Fixas	Blocos laterais de prensão óssea com fenestrações circulares
1	Trava de Parafuso Integrada	Trava estrutural manual posicionada para reter com segurança a expansão da estrutura
2	Braços de Extensão Ergonômicos	Cabos estruturados leves otimizados para reduzir a fadiga do usuário
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Finochietto é um afastador cirúrgico cardiotorácico fundamental, projetado especificamente para proporcionar uma separação intercostal segura e gradual e exposição da parede torácica durante grandes operações pulmonares, cardíacas e mediastinais. Projetado com um trilho guia robusto de cremalheira e pinhão, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem distração mecânica calibrada entre costelas adjacentes, prevenindo fraturas costais enquanto estabelece um corredor visual desobstruído na cavidade pleural.

Construído para acomodar diversas profundidades de cavidade torácica e tamanhos anatômicos, a estrutura padrão do Afastador de Costelas Finochietto pode ser selecionada em seis combinações principais de tamanhos, dependendo dos requisitos cirúrgicos: Opção 1 (40 × 45 mm / 135 mm de abertura, \$329), Opção 2 (40 × 45

mm / 150 mm de abertura, \$339), Opção 3 (46 × 62 mm / 190 mm de abertura, \$349), Opção 4 (52 × 62 mm / 175 mm de abertura, \$339), Opção 5 (80 × 65 mm / 190 mm de abertura, \$349) e Opção 6 (85 × 65 mm / 175 mm de abertura, \$359). Fabricado manualmente com Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as lâminas laterais anguladas fixas apresentam fenestrações circulares que garantem uma aderência óssea positiva, enquanto a trava de parafuso integrada retém com segurança a expansão da estrutura sem deslizamento.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Finochietto para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cardiorádicos, centros de trauma e salas de transplante de pulmão em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest