



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ösophagus-Artikulationsretraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ösophagus-Artikulationsretractor

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5 mm Schaft	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm Schaft	RM-EAR-10-1	\$299

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ösophagus-Artikulationsretractor ist ein unverzichtbarer laparoskopischer chirurgischer Retraktor und Dissektor, der speziell entwickelt wurde, um eine sichere, nicht-traumatische Ösophagusmobilisierung, Hiatus-Exposition und retrogastrische Passage während der bariatrischen und Antirefluxchirurgie zu ermöglichen. Entworfen mit einer artikulierten distalen Spitze, die sich um mehr als 90 Grad biegen kann, umschließt dieses Instrument sanft den gastroösophagealen Übergang, sodass Chirurgen ein sauberes retroösophageales Fenster schaffen können, ohne angrenzende Vagusstämme zu komprimieren oder zerbrechliche Ösophagusmuskulatur zu verletzen.

Dieses Modell des Ösophagus-Artikulationsretraktors (299 \$) wurde nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigt und bietet vielseitige Schaftdurchmesseroptionen von 5 mm oder 10 mm, mit Arbeitslängen von 330 mm bis 375 mm (Gesamtlänge des Instruments 438 mm bis 487 mm). Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Arbeitsende mit einer speziellen Spitzenfenestration ausgestattet, die speziell für die Passage von bariatrischen Bändern, chirurgischen Bändern oder Traktions-Penrose-Drainagen durch den retroösophagealen Raum konzipiert ist. Die Artikulationsfähigkeit der Spitze biegt sich in einem Winkel von mehr als 90°, gesteuert durch ein ergonomisches Steuerrad am Griff, das die Ausrichtung starr fixiert.

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Oberfläche, produziert Retractor Maker den Ösophagus-Artikulationsretractor, um wiederholten Krankenhaus-Autoklavzyklen standzuhalten und bariatrischen Operationszentren, Operationseinheiten für den oberen Verdauungstrakt und minimalinvasiven

klinischen Zentren weltweit unübertroffene mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest