



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Mejillas Orringer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Mejillas Orringer

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Mejillas Orringer	Longitud de 4" (10.16 cm), ancho de 3" (8 cm), alambre elástico autorretentivo	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Mejillas Orringer es un retractor quirúrgico oral, dental y maxilofacial esencial, diseñado específicamente para proporcionar una retracción bilateral manos libres de las mejillas y los labios durante procedimientos intraorales. Diseñado con un marco de alambre anatómico de acción elástica, este instrumento mantiene el vestíbulo oral ampliamente abierto de forma automática, eliminando la necesidad de que un asistente coloque las manos mientras proporciona al equipo quirúrgico un campo visual expansivo y estático a través de ambos arcos dentales.

Construido en una configuración de tamaño estándar equilibrada para la comodidad del paciente y la máxima viabilidad procedimental, este modelo de Separador de Mejillas Orringer presenta una longitud total de instrumento de 4 pulgadas (10.16 cm) combinada con un ancho de hoja de trabajo expansivo de 3 pulgadas (8 cm) (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el diseño autorretentivo simple y robusto utiliza bucles de alambre contorneados y suaves que sostienen las comisuras labiales de forma segura sin pellizcar la mucosa ni causar desgarros en los tejidos.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker produce el Separador de Mejillas Orringer para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una tensión de resorte resiliente y una durabilidad completa en autoclave para salas de cirugía oral, centros de implantología dental y clínicas de labio leporino en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest