



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Reich Condyle Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Reich Condyle Retractor

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
18 cm Gesamtlänge — 80° oder 110° Profil	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm Gesamtlänge — 80° oder 110° Profil	RM-RCR-1-2	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Reich Condyle Retractor ist ein spezialisierter Wundhaken für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie Eingriffe am Kiefergelenk (TMJ), der gezielt für die sichere Knochenhebelung und Weichteilverdrängung um den Gelenkkopf und den subkondylären Hals des Unterkiefers konzipiert wurde. Dank seines anatomischen Hakenwinkels ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen ein sauberes Umgreifen des tiefen Kondylenhalses, wodurch die Arteria maxillaris interna, der Plexus pterygoideus und Äste des Gesichtsnervs während subkondylärer Osteotomien geschützt werden.

Gefertigt aus einem hochbelastbaren und korrosionsbeständigen Material, ist diese Reich Condyle Retractor Serie in zwei Gesamtlängen erhältlich: 18 cm (\$49) für Standard-TMJ-Zugänge und 19 cm (\$59) für tiefere Operationsfelder. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Arbeitsende bietet zwei verschiedene Winkel, die in den Bestellparametern ausgewählt werden können: ein 80-Grad-Profil für submandibuläre Zugänge oder ein 110-Grad-Profil, das für präaurikuläre TMJ-Expositionen optimiert ist. Sein ergonomischer Griff ermöglicht dem Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Reich Condyle Retractor so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Zentren für Mund-, Kiefer-, Gesichts- und kraniofaziale Chirurgie weltweit außergewöhnliche

Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und absolute Zuverlässigkeit bei der Aufbereitung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest