



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur mammaire Tebbetts Spatula

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur mammaire Tebbetts Spatula

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
25 mm wide × 185 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Dissection de la loge sous-pectorale et abord inframammaire chez l'adulte standard	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide × 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Déplacement du muscle grand pectoral et grandes loges de reconstruction	RM-TSBR-125-1-2	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur mammaire Tebbetts Spatula est un instrument indispensable en chirurgie plastique esthétique et reconstructrice, spécifiquement conçu pour assurer une élévation tissulaire large et délicate lors des augmentations mammaires et des mammoplasties. Conçu avec une lame spatulée allongée et semi-malléable, cet instrument permet aux chirurgiens d'adapter la courbure de la lame en cours d'intervention, en suivant les convexités naturelles de la paroi thoracique et de la cage thoracique sans exercer de pression ischémique localisée sur le parenchyme mammaire.

Conçue pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en offrant une excellente résistance à la corrosion, cette configuration de l'écarteur Tebbetts Spatula présente une longueur totale de 12 ½ inches (31.5 cm). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame intègre une spatule semi-malléable à extrémité unique de 1 × 6 pouces, disponible en deux profils de largeur distincts : une empreinte de lame de 25 mm de large × 185 mm de long (\$89) pour les abords inframammaires standards, et une empreinte élargie de 38 mm de large × 190 mm de long (\$99) pour une élévation musculaire étendue. Le manche plat ergonomique assure un effet de levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur mammaire Tebbetts Spatula pour supporter les cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux services de chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice oncologique du monde entier une ductilité exceptionnelle, une fiabilité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest