



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hoyos Remora Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Remora Retractor

SKU RM-HRR-1

\$499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hoyos Remora Retractor	Gebogenes Blatt mit Zahnung, integriertes Glasfaserbündel, Saugrohr
1	Universal-Lichtleiteradapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtquellen
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hoyos Remora Retractor ist ein fortschrittlicher chirurgischer Multifunktions-Wundhaken, der speziell für eine überlegene Visualisierung von Wundtaschen, simultane Flüssigkeitsabsaugung und beleuchtete Flapppräparation während der High-Definition-Abdominoplastik entwickelt wurde. Dieses Instrument ist für die modulare Integration in das primäre Hoyos-Körperkonturierungssystem konzipiert und ermöglicht Chirurgen die Navigation in tiefen subgalealen und abdominalen Gewebeebenen, ohne dass zusätzliche Lichtstäbe oder separate Saugkanülen erforderlich sind.

Diese für maximale operative Effizienz und Hohlraumreinigung konzipierte Konfiguration des Hoyos Remora Retractor (\$499) verfügt über ein spezielles gebogenes Blattdesign mit proprietärer Stabilisierungszahnung, die sicher in den Gewebeebenen verankert ist und ein versehentliches Abrutschen während der Konturierung verhindert. Das Instrument enthält integrierte Glasfaser-Lichtkanäle in Kombination mit einem spezialisierten Absaugsystem, das eine schattenfreie Ausleuchtung bietet und gleichzeitig Rauchgase, Blut und Spülflüssigkeiten sofort entfernt.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissiven Glasfasern mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hoyos Remora Retractor nach strengen klinischen Standards, um Plastischen und Ästhetischen Chirurgen weltweit außergewöhnliche optische

Klarheit, unnachgiebige Haltbarkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest