



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lahey Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lahey Ekartör

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
18 cm (yaklaşık 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lahey Ekartör, hassas boyun ve endokrin prosedürlerinde atravmatik yumuşak doku ekarte etme işlemi sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir el tipi cerrahi ekartördür. İnce dik açılı çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların altta yatan nörovasküler yapıların görsel erişimini engellemeden strap kaslarını, fasyayı ve kutanöz marjları nazikçe yükseltmesine olanak tanır.

Hassas servikal diseksiyonlar için optimize edilen Lahey Ekartör, iki farklı çalışma uzunluğunda mevcuttur: 18 cm (\$39) ve 20.3 cm (\$49). Ekartör, dar 5 mm uç ve 15 mm x 3 mm dik açılı uç dahil olmak üzere seçilebilir uç konfigürasyonlarına sahiptir; ergonomik düz sapı sayesinde asistanlar için konforlu ve yorulmadan kontrol sağlayan hedeflenmiş tutuş kabiliyeti sunar.

Manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten yansıma önleyici saten kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Lahey Ekartör, yüksek korozyon direnci, sarsılmaz rijitlik ve genel cerrahi ile KBB departmanları için tam otoklav uyumluluğu sunarak katı klinik standartlarda üretilmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest