



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Ramo Mandibular

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Ramo Mandibular

SKU RM-RR-MAX-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 17 cm, lâmina 11/15×70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Padrão — 22 cm, lâmina de 11×70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Grande — 22 cm, lâmina de 12/22×70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Ramo Mandibular é um afastador cirúrgico maxilofacial indispensável, projetado especificamente para fornecer deslocamento atraumático de tecidos moles e exposição óssea do ramo ascendente da mandíbula durante intervenções ortognáticas. Projetado com uma curvatura de canal anatômica que envolve as bordas anterior e lateral do ramo, este afastador protege os ramos do nervo facial, o músculo masseter e os vasos faciais contra serras oscilantes e brocas rotativas.

Construído para alcance intraoral profundo, esta configuração do Afastador para Ramo Mandibular (\$69) apresenta uma haste alongada que mantém as mãos do assistente fora do corredor cirúrgico, preservando um campo visual livre para o cirurgião. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a extremidade ativa incorpora uma lâmina de canal contornada que se assenta com segurança contra o osso cortical sem deslizar para os tecidos moles circundantes. O cabo ergonômico proporciona alavancagem manual estável e livre de fadiga durante osteotomias mandibulares complexas.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador para Ramo Mandibular para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às equipes de cirurgia bucomaxilofacial e reconstrutiva facial em todo o mundo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)