



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi

SKU RM-PML-1

\$3,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Düz Kanca 40 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 50 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 60 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 70 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 80 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 90 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	Düz Kanca 100 mm	Özel dar ekartasyon kancası
1	T-Kollu Pivot Kontrolü	Pivot ayarı için manuel kontrol kolu
1	Dönebilen Masa Klempi	Düzeneği ameliyat masası yan rayına sabitler
1	Işık Kablosu	Standart kavisli, 10 ft, steril olmayan; kaynaktan ekartöre ışık iletir
1	LED Işık Kaynağı	Taşıyabilir/masaüstü aydınlatma ünitesi
1	Açılıl Artiküle Kol	Klempi iskelete bağlayan çok eklemlili ray klempi kolu
1	MIS Lomber Taban Pivot Ekartörü	Lomber erişim için üstten yüklemeli, 250 mm raylı ana yapısal taban iskeleti

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ray Konnektörü	Yardımcı rayları ana iskelete bağlar
1	Pivot Merkez Kanat Tutucu	Üstten yüklemeli, 130 mm ray; pivot kontrollü merkez kanadı tutar
1	Karşı Pivot Step Over Ekartör	Yandan yüklemeli, Sure-Lock, lateral stabilite için 225 mm raylı karşı ekartasyon kolu
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 50 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 60 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 70 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 80 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 90 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 100 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 110 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1 Çift	Eğimli Kanatlar (Çift) 22 x 120 mm	Eğimli uçlu eşleştirilmiş ekartör kanatları
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 40 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 50 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 60 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 70 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 80 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 90 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 100 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 110 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Karşı Kanat 14 x 120 mm	Kısa kavrama dişli karşı kanat
1	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 50 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
1	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 60 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 70 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 80 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 90 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 100 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 110 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
2	Kısa Dişli Yelpaze Kanat 18 x 120 mm	Kısa dişli, distal genişleyen yelpaze kanat
1	Dilatör 8 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 13 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 18 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Dilatör 22 mm	Sıralı doku dilatasyon aleti
1	Obtüratör 18 mm	İlk yerleştirme ve kılavuzluk aleti
1	Obtüratör 22 mm	İlk yerleştirme ve kılavuzluk aleti
1	Sterilizasyon Kutusu	Düzenleme ve yeniden işleme için saklama konteyneri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi, posterior lomber dekompresyon ve füzyonlar sırasında özelleştirilebilir, aydınlatmalı ekarte koridorları sağlamak üzere tasarlanmış, masaya monte edilen gelişmiş bir minimal invaziv omurga platformudur. Seri dilatasyon ile üstten yüklemeli pivot kanat mekaniğini birleştiren bu sistem, kraniyal-kaudal cilt insizyonlarını ve paraspinal kas denervasyonunu en aza indirirken disk alanındaki operatif görünürlüğü maksimize eder.

Prosedürel adaptasyon için tasarlanan Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi; ağır hizmet tipi dönebilen masa klemp, açılı artiküle kol, 250 mm üstten yüklemeli pivot ekartör tabanı, 130 mm pivot merkez kanat tutucusu ve 225 mm yandan yüklemeli 'step-over' ekartör içerir. Sistemde entegre bir masaüstü LED ışık kaynağı, 10 ft fiber optik kablo, 4 sıralı dilatör (8 mm - 22 mm), 2 kılavuz obtüratör, 7 düz kanca, 8 çift eğimli kanat (50-120 mm), 9 kısa dişli karşı kanat (40-120 mm) ve distal olarak genişleyen 14 kısa dişli yelpaze kanat (50-120 mm) bulunmaktadır.

Yansıma önleyici saten yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) ve yüksek mukavemetli alaşımlardan işlenen Retractor Maker, tam Phantom ML MIS Lomber Cerrahi Erişim Sistemi setini steril olmayan şekilde, özel düzenleme raflarına sahip ağır hizmet tipi alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde ve tamamen otoklavlanabilir olarak sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest