



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Urology Lobster Expanded Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Urology Lobster Expanded Retractor

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
8	Lobster Retraktorklemme	—
1	Lobster Tischklemme mit Vertikalsäule & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Gelenkarm	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Schwenkretractor	2" × 2"
2	Lobster Mayo Schwenkretractor	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver Schwenkretractor	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver Schwenkretractor	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retraktor	2" × 5"
1	Lobster Harrington Retraktor	2.5" × 6"
1	Lobster biegsamer Schwenkretractor (perforiert)	2" × 6½"
1	Lobster biegsamer Schwenkretractor (perforiert)	3" × 6½"

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster Marshall biegsamer Blasenretraktor, schwenkbar	3" × 6"
1	Lobster Fence Schwenkretraktor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnikus Schwenkretraktor	2" × 4½"
1	Sterilisationsbox	—

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Urology Lobster Expanded Retractor ist ein spezialisiertes, am OP-Tisch fixiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das entwickelt wurde, um die Sichtverhältnisse und mechanischen Herausforderungen in der tiefen urologischen Chirurgie zu meistern. Durch die sichere Montage an Standard-OP-Tischschienen mittels Gelenksäule und Kupplung schafft dieses System einen stabilen Umfang, der das OP-Personal von physischer Retraktion entlastet und gleichzeitig eine stationäre Visualisierung in tiefen Beckenhöhlen ermöglicht.

Speziell für erweiterte pelvine und urologische Operationsfelder konzipiert, integriert diese Konfiguration einen strukturellen Lobster-Rahmen, einen Gelenkarm zur Reichweitenvergrößerung und acht multipositionale Retraktorklemmen. Das 11-teilige Valven-Set umfasst spezialisierte urologische Instrumente, darunter einen 3" × 6" Marshall biegsamen Blasen-Schwenkretraktor, perforierte biegsame Streifen, Harrington-Sweetheart-Valven, Deaver-, Mayo-, Fence- und viszerale Splanchnikus-Retraktoren, die sich an tiefe anatomische Vertiefungen anpassen lassen.

Gefertigt nach klinischen Standards aus chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochfesten Legierungen mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das komplette Urology Lobster Expanded Retractor in einem organisierten, robusten Sterilisationsbehälter, der für die wiederholte Dampfautoklavierung validiert ist.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest