



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Breisky 腫レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Breisky 膣レトラクター

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	100 mm × 25 mm — 28 cm to 36 cm	浅層の膣および膣口の術野確保 — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm to 36 cm	広範囲の前・後膣壁の保持 — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm to 36 cm	中層の膣円蓋の視認性確保 — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm to 36 cm	深部骨盤底再建術用 — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm to 36 cm	膣式子宮全摘術における頸部へのアクセス — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm to 36 cm	経産婦の解剖学的構造における深部円蓋へのアクセス — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm to 36 cm	最大深部の骨盤および根尖部へのアクセス — \$104.00
1	保護スリーブ / ボックス	標準パッケージ — 付属

製品詳細

Breisky 膣レトラクターは、膣円蓋や子宮頸部の深部まで遮るもののない術野を提供するために開発された、産婦人科および骨盤再建外科用のプレミアムなレトラクターです。先端が緩やかに湾曲した細長く滑らかなスパチュラ状のブレードを採用しており、粘膜を挟んだり損傷させたりすることなく、膣壁を圧迫し周囲の軟部組織を排除します。

多様な患者の解剖学的構造や深部骨盤手術に対応するため、Breisky 膣レトラクターは全長 28 cm (\$89)、31 cm (\$94)、33.5 cm (\$99)、36 cm (\$104) から選択可能で、特注生産により最大 15.25 インチ (38.73 cm) までのプロファイルに対応します。外科医は 100 × 25 mm から 180 × 25 mm までの 10 種類のブレード寸法から選択できます。人間工学に基づいた角度のついたフラットな溝付きハンドルは、長時間の骨盤手術において助手に安定した対抗牽引と滑り止めの制御を提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造され、反射を抑えたサテンマット仕上げが施された Retractor Maker の Breisky 膺レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうるよう製造されており、産科、婦人科、および泌尿婦人科チームに高い耐食性と信頼できる耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest