



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hohmann-Wundhaken, gebogen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann-Wundhaken, gebogen

SKU RM-BHR-ORTHO-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ⅛"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der gebogene Hohmann-Haken ist ein unverzichtbares orthopädisches Knochenhebel-Instrument, das für eine außergewöhnliche Gewebeverdrängung und Knochenexposition bei Gelenkrekonstruktionen und Frakturstabilisierungen entwickelt wurde. Die markante Abwärtsbiegung des Schafts verlagert die Hände des Assistenten und den Griff weg von der Inzision, wodurch eine freie Sichtlinie in tiefe Gelenkräume gewährleistet wird.

Die für eine hohe Hebelwirkung bei der Knochen- und Muskelexpansion konzipierte Serie bietet eine umfangreiche Auswahl an anatomischen Längen und Griffprofilen. Chirurgen können zwischen Gesamtlängen von 8" (\$69), 9 ¾" (\$74), 11" (\$79), 11 ½" (\$84) und 12 ⅛" (\$89) wählen, kombiniert mit 7", 9 ¾" oder 10" Griffprofilen. Die schmale, konturierte Spitze sitzt sicher hinter dem Knochenkortex und bietet einen kraftvollen Gegenzug, ohne in neurovaskuläre Zonen abzurutschen.

Gefertigt aus hochfestem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, produziert Retractor Maker den gebogenen Hohmann-Haken für

höchste Drehmomentbelastungen ohne Verbiegen. Dies garantiert Gelenkersatz- und Traumateams weltweit eine zuverlässige klinische Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest