



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Labio y Nariz Cronin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Labio y Nariz Cronin

SKU RM-CLNR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Cronin Lip & Nostril Retractor	Longitud total de 6" (15.2 cm), 14 mm de ancho, doble extremo	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador para labio y nariz Cronin es un instrumento indispensable en cirugía plástica y reconstructiva, diseñado específicamente para proporcionar una exposición tisular de doble propósito durante la reparación de labio leporino y rinoplastia. Diseñado con dos extremos de trabajo anatómicos especializados en un solo chasis, este instrumento permite a los cirujanos realizar una transición sin esfuerzo entre la expansión intranasal delicada y la elevación labial superior sin cambiar de herramienta.

Construido para maximizar la visualización intraoperatoria en dos estructuras faciales distintas, esta configuración del separador para labio y nariz Cronin cuenta con una longitud total de 6 pulgadas (15.2 cm) y un ancho de 14 mm (\$49). El extremo nasal está diseñado con dos puntas romas para asentarse de forma segura en el vestíbulo nasal, retrayendo el margen alar para ampliar el campo visual interno. El extremo labial opuesto presenta una curvatura suave hacia adentro diseñada para elevar cómodamente el labio superior y las columnas del filtrum durante la reparación de fisuras sin pellizcar los tejidos mucosos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el separador para labio y nariz Cronin bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, excelente equilibrio ergonómico y durabilidad total en autoclave para quirófanos de cirugía pediátrica, plástica y craneofacial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)