



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Marx Mammaretraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Marx Mammaretraktor

SKU RM-MBR-27-1

\$119 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Marx Breast Retractor	Abmessungen / Details: 27 cm Gesamtlänge, 30 × 125 mm gebogenes Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$119
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$119

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Marx Mammaretraktor ist ein international renommiertes Instrument für die ästhetische und onkologische Mammachirurgie, das speziell für die breite, atraumatische Gewebeelevation und Visualisierung der Tasche bei Mammoplastiken und Mastektomien entwickelt wurde. Dank des verlängerten, gebogenen Blattprofils ermöglicht dieses Instrument das saubere Anheben des M. pectoralis major und des Brustparenchyms, um eine großzügige Arbeitstasche für das Einsetzen von Silikonprothesen oder Gewebeexpandern zu schaffen.

Konzipiert für maximale Hebelwirkung bei gleichzeitiger Entlastung der Hand, weist diese Konfiguration des Marx Mammaretraktors eine Gesamtlänge von 27 cm auf. Handgefertigt aus hochwertigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) für dauerhafte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, verfügt das Arbeitsende über ein 30 mm breites und 125 mm langes Blatt, das speziell konturiert ist, um Weichteilkurven atraumatisch zu stützen. Das ergonomische Griffdesign stellt sicher, dass die Operationsassistentin bei längeren rekonstruktiven Eingriffen eine dauerhafte Gegentraktion ohne Belastung des Handgelenks aufrechterhalten kann.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Marx Mammaretraktor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren der kosmetischen,

plastischen und rekonstruktiven Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest