



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Williams для дискэктомии

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Williams для дискэктомии

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
50 mm × 20 mm (Левый или правый)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Левосторонний или правосторонний)	RM-WDR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Williams для дискэктомии представляет собой прецизионный спинальный хирургический инструмент, разработанный специально для создания и поддержания беспрепятственного микродоступа к интерламинарному пространству при операциях по удалению грыжи поясничного диска. Благодаря изогнутому штыковидному стержню лезвия, рука ассистента и рукоятка остаются полностью вне линии обзора под микроскопом, что обеспечивает непрерывную визуализацию дискового пространства.

Эта модель Williams Discectomy Retractor с общей длиной 18 см предназначена для точного удержания параспинальных тканей. Инструмент доступен в двух размерах лопатки: 50 mm × 20 mm (\$94) и удлиненный профиль 70 mm × 20 mm (\$99), в лево- или правосторонней ориентации для поддержки специфических односторонних хирургических подходов. Дистальный зубчатый кончик плотно прилегает к краю дужки позвонка или капсуле фасеточного сустава, предотвращая случайное соскальзывание тканей во время декомпрессии глубоких отделов канала.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Williams Discectomy Retractor в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную долговечность при автоклавировании для центров спинальной хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest