



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Obwegeser 鼻棘レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Obwegeser 鼻棘レトラクター

SKU RM-ONSR-22-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Obwegeser 鼻棘レトラクター	全長 22 cm、切り欠き付き鼻棘用ブレード	\$49
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Obwegeser 鼻棘レトラクターは、ルフォーI型骨切り術において、安全で滑りのない軟部組織の挙上と前鼻棘の骨安定化を提供するために特別に設計された、不可欠な顎矯正および顔面再建外科用レトラクターです。解剖学的な形状の切り欠きがあるサドル型ブレードにより、鼻棘を的確に跨ぎ、上唇、鼻柱、軟骨性鼻中隔を往復鋸（ボーンソー）から安全に遠ざけて牽引します。

口腔内への最適な到達深度を考慮して設計された本モデルは、全長 22 cm (\$49) を備えています。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、手作業で仕上げられた二又のブレード先端は、皮質骨上での偶発的な滑りを防ぎながら前鼻棘に確実に定着し、助手による安定した疲労の少ない手動牽引を可能にします。細身のシャンクは術者の視界を妨げない設計となっています。

Retractor Maker は、反射防止のサテンマット仕上げを施し、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性と耐食性を備えた Obwegeser 鼻棘レトラクターを製造しており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、顔面形成外科センターへ提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest