

RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MSC-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Standart Mayfield Skull Clamp Sistemi	Ameliyat sırasında rijit kraniyal fiksasyon ve stabil baş pozisyonu sağlar
2	Ekstra Kafatası Pinleri	Yetişkin veya pediatrik prosedürler için yedek fiksasyon pinleri
1	Silikon Matlı Alüminyum Sterilizasyon Kutusu	Komple sistemi korur, düzenler, saklar ve sterilize eder

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mayfield Skull Clamp, karmaşık nöroşirürji ve servikal omurga girişimleri sırasında sarsılmaz, rijit üç noktalı iskeletsel fiksasyon sağlamak üzere tasarlanmış temel bir kraniyal immobilizasyon cihazıdır. Mikroskobik baş hareketlerini ortadan kaldıran bu klem, mikroskobik diseksiyonlar, stereotaktik navigasyon ve robotik destekli cerrahiler boyunca hastanın kranyumunun pozisyonunda sıkıca kilitli kalmasını sağlar.

Döküm bileşen içermeyen bu Mayfield Skull Clamp, tamamen yüksek mukavemetli, havacılık sınıfı alüminyum alaşım ve cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten CNC ile işlenmiştir. Sistem; 360 N (80 lbs) değerine kadar hassas mekanik sıkıştırma kuvveti gösteren entegre kalibre edilmiş tork topuzuna sahip tek pinli tork kolu, kraniyal konturlara sorunsuz uyum sağlayan çift pinli rocker kolu ve akışkan intraoperatif konumlandırma için 360 derece bilyalı pivot döner adaptör içerir.

Steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde sunulan Retractor Maker, Mayfield Skull Clamp ünitesini özel silikon düzenleme matına sahip ağır hizmet tipi bir alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde iki adet yedek kafatası pini ile birlikte teslim ederek cerrahi ekiplere güvenilir rijitlik ve uzun süreli dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest