



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hargis Medial Ramus Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hargis Medial Ramus Wundhaken

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Nach links gerichtet — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Nach rechts gerichtet — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hargis Medial Ramus Wundhaken ist ein spezialisierter orthognather Retraktor, der gezielt für den sicheren, ungehinderten Zugang zur medialen Fläche des aufsteigenden Unterkieferastes entwickelt wurde. Dieses Instrument gleitet sanft zwischen den medialen Ramus-Kortex und den Musculus pterygoideus medialis und schützt so den Nervus alveolaris inferior sowie die dazugehörige Arterie und Vene oberhalb des Foramen mandibulae während horizontaler Osteotomieschnitte.

Um bilateralen chirurgischen Ansätzen gerecht zu werden, bietet der Hargis Medial Ramus Wundhaken eine Gesamtlänge von 7 ¾ inches (19.7 cm, \$59). Das Instrument wird in zwei spiegelbildlichen anatomischen Formen gefertigt, die über das Menü wählbar sind: eine nach links gerichtete und eine nach rechts gerichtete Variante. Die gebogene, atraumatische Blattspitze legt sich eng um den posterioren und medialen Rand des Ramus, verhindert ein Verrutschen des Gewebes und hält die Hände des Assistenten sicher außerhalb der Sichtlinie des Operators.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hargis Medial Ramus Wundhaken für wiederholte Sterilisationszyklen. Dies bietet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie rekonstruktiven Chirurgen weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest