



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU RM-JTR-DE-17-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	全長17 cm、スレンダーな湾曲両端ブレード	\$39
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$39

製品詳細

Jackson Tracheal Retractor-Double Endedは、待機および緊急の気管切開術において効率的な二重牽引を提供するために特別に設計された、耳鼻咽喉科および救急外科における必須器具です。中央ハンドルの両端に異なる形状のカーブブレードを備えた設計により、器具を持ち替えることなく、気管前軟部組織の変位と気管輪の直接的な挙上をスムーズに切り替えることができます。

手術の機敏性を最適化するように構築されたこのJackson Tracheal Retractor-Double Endedは、全長17 cm (\$39) を特徴としています。スレンダーで湾曲した両端構造は、ユーザーの手の疲労を軽減しながら安定した手動対抗牽引を提供する人間工学に基づいた中央ハンドルと組み合わされています。滑らかに研磨された先端部は、繊細な頸部組織や気管縁を優しく保持し、カニューレ挿入時の偶発的な粘膜裂傷や軟骨骨折を防止します。

反射のないサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密加工されたRetractor MakerのJackson Tracheal Retractor-Double Endedは、厳格な臨床基準に従って製造されており、世界中の耳鼻咽喉科、救急室、外傷センター向けに、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest