



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Meyerding Retractor with Ratchet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Retractor with Ratchet

SKU RM-MRWR-18-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
32 mm x 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm x 25 mm Genişlik	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm x 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm x 25 mm Geniş	RM-MRWR-18-1-4	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Meyerding Retractor with Ratchet; posterior lomber laminektomi, diskektomi ve füzyon prosedürleri sırasında paraspinal kasların ve yumuşak dokuların güçlü ve eller serbest bir şekilde ekarte edilmesi için özel olarak tasarlanmış spinal cerrahi ekartördür. Entegre mekanik cırcırlı (ratchet) kilit sistemi ile donatılan bu ekartör, yoğun kas planlarına karşı sürekli karşı traksiyon sağlayarak asistan desteğine duyulan ihtiyacı azaltır ve statik bir cerrahi koridor oluşturur.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilen bu Meyerding Retractor with Ratchet, 18 cm sabit toplam gövde uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, dört farklı bıçak geometrisi sunar: 32 mm x 25 mm genişlik (\$84), 41 mm x 25 mm genişlik (\$89), 50 mm x 25 mm genişlik (\$94) ve ekstra derin 57 mm x 25 mm genişlik (\$99) dişli bıçak profili. Dişli bıçak kenarı, lamina ve faset sınırına güvenli bir şekilde kenetlenerek dekortikasyon ve dekompresyon sırasında kazara kaymaları önler.

Yansımayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Meyerding Retractor with Ratchet, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde imal edilmiştir. Bu sayede dünya genelindeki omurga cerrahisi merkezleri ve nöroşirürji ameliyathaneleri için olağanüstü dayanıklılık,

korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest