



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter IMA リトラクターシステム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter IMA リトラクターシステム

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	垂直エクステンションバー	12" (30 cm)
1	ポストカプラー	標準
1	水平バー	標準
2	IMAラチェット機構	マイクロツイスト (<1 mm)
1	IMAクロスバー	12" (30 cm)
2	IMAリトラクターブレード	標準IMAプロファイル
1	滅菌ボックス	プロテクティブケース

製品詳細

Bookwalter IMA リトラクターシステムは、内胸動脈（IMA）採取術において、胸壁を愛護的かつ制御された状態で挙上するために設計された手術台固定式のリトラクターシステムです。本システムは、12" (30 cm) の垂直エクステンションバー、ポストカプラー、および水平バーで構成され、手術台に固定される強固なサポートフレームワークを形成します。

12" (30 cm) のIMAクロスバーが術野に架けられ、1クリックあたり1mm未満の微調整が可能なマイクロツイスト機構を備えた2つのIMAラチェットを保持します。各ラチェットは独立して調整できるため、付属の2枚のIMAリトラクターブレードを個別に昇降させ、左右それぞれの胸壁で必要とされる最適な挙上レベルを実現できます。

すべての構成部品は非磁性プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、整理された保管と処理を可能にする専用の滅菌ボックスが付属しています。本システムは再利用可能で、完全なオートクレーブ対応です。

Bookwalter IMA リトラクターシステムは未滅菌状態で提供されます。ご使用前に医療機関の検証済み手順に従い、洗浄および滅菌を行ってください。Retractor Makerはパキスタンのシアルコートで本システムを製造し、病院、外科医、および販売代理店へ直接供給しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest