



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Minimal İnvaziv Diz Ekartörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Minimal İnvaziv Diz Ekartörleri

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
19 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Toplam Uzunluk	RM-MIKR-1-3	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Minimal İnvaziv Diz Ekartörleri, minimal invaziv total diz artroplastisi (MIS-TKA) sırasında küçültülmüş cilt insizyonları aracılığıyla güvenilir kemik manivelası ve periartiküler yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez ortopedik cerrahi aletlerdir. Düşük profilli konturlu shaftlarla tasarlanan bu ekartörler, cerrahi ekiplerin insizyon kenarlarına aşırı gerilim uygulamadan patella, kollateral ligamentler ve kapsülü temiz bir şekilde ekarte etmelerine olanak tanır.

Değişken hasta anatomilerine ve doku derinliklerine uyum sağlamak üzere üretilen bu Minimal İnvaziv Diz Ekartörü serisi, seçenekler menüsünden seçilebilen üç farklı boyda mevcuttur: İnce diz eklemleri için 19 cm (\$79), standart yetişkin prosedürleri için 20 cm (\$84) ve derin eklem koridorları için uzatılmış 22 cm (\$89) erişim mesafesi. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen her ekartör, ergonomik bir sapa ve femoral ve tibial kemik kortekslerine güvenli bir şekilde oturan, yüksek hızlı kemik kesimleri sırasında kaymayı önleyen konturlu bir gaga ucuna sahiptir.

Parlamayı önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Minimal İnvaziv Diz Ekartörlerini ağır mekanik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki eklem rekonstrüksiyon üniteleri için olağanüstü klinik dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest