



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Love Nervwurzelhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Love Nervwurzel haken

SKU RM-LNRR-MAT-1

\$24 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Gerades Profil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Direkter linearer interlaminärer Zugang und Mobilisierung austretender Wurzeln · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	45-Grad-Winkelprofil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Dekompression im Recessus lateralis und subartikulärer Nervwurzelschutz · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	90-Grad-Winkelprofil	Verfügbare Längen: 17.5 cm oder 21.5 cm · Klinische Hauptrolle: Tiefe foraminale Exploration und mediales Halten des Duralsacks · Preis (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Schutzhülle / Box	Verfügbare Längen: Standard-Transportverpackung · Klinische Hauptrolle: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Love Nervwurzelhaken ist ein international anerkannter Retraktor für die spinale Mikrochirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und Abschirmung von verlaufenden Spinalnervenzwurzeln und des Thekalsacks bei lumbalen Bandscheibeneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, starren Schaft, der in einer atraumatischen, schalenförmigen Blattspitze endet, ermöglicht dieses Instrument Wirbelsäulenchirurgen ein komfortables Arbeiten in engen interlaminären Fenstern, ohne Dehnungsverletzungen der Nerven oder Duraläsionen zu riskieren.

Die Love Nervwurzelhaken-Serie basiert auf einer adaptiven Auswahlmatrix, die verschiedene Instrumentenlängen und Arbeitswinkel kombiniert. Sie wird in zwei Gesamtlängen angeboten: 17.5 cm (\$24) für standardmäßige posteriore lumbale Zugänge und 21.5 cm (\$29) für den tiefen spinalen Zugang. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist der starre Schaft in drei funktionellen Konfigurationen wählbar: ein gerades Profil für die direkte lineare Exposition, ein 45-Grad-Winkelprofil für die Mobilisierung im Recessus lateralis und ein 90-Grad-Winkelprofil für den tiefen foraminalen Nervenschutz. Der flache, ergonomische Griff gewährleistet eine hohe Sensibilität der Fingerspitzen und eine gleichmäßige Gegenzugkraft.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Love Nervwurzelhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Wirbelsäulenzentren, neurochirurgischen Operationssälen und orthopädischen Trauma-Einheiten weltweit eine unverwüstliche strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest