



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Finochietto (Modif) Rib Spreader (開胸器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto (Modif) Rib Spreader（開胸器）

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	流線型水平トラックフレーム	深い術野への手動拡幅（120 mm開口）をサポートする平型スライドレール
2（固定ペア）	固定式曲弁	肋骨表面にフィットする14 mm × 15 mmの窓付き側弁
1	回転式スクリューロック・アセンブリ	最適な開創を固定するための締め付けギア
2	人間工学に基づいた延長アーム	疲労を軽減する軽量な組織拡張ハンドル
1	保護用保管ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Finochietto (Modif) Rib Spreaderは、前方および側方開胸術において、安全かつ段階的な肋骨分離と胸壁露出を提供するために特別に設計された胸部外科用レトラクターです。この改良型器具は、固定式の窓付き側弁を備えており、術者は繊細な肋骨構造に対して調整された機械的拡張力を加えることができ、骨折を防ぎながら胸膜腔への安定した視界を確保します。

臨床仕様に基づき構築されたこのFinochietto (Modif) Rib Spreaderの構成（\$299）は、最大120 mmまで拡張可能な平型スライドレールを備えた流線型の水平トラックフレームを特徴としています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で鍛造された14 mm × 15 mmの固定式曲弁は、肋骨の表面にフィットするように成形されており、繊細な骨、小児、または細身の成人の胸郭に最適です。回転式スクリューロック・アセンブリの締め付けギアにより最適な開創状態が固定され、2つの人間工学に基づいた延長アームがユーザーの疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor MakerのFinochietto (Modif) Rib Spreaderは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の心臓胸部外科、外傷センター、小児胸郭手術室に、優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest