



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Richardson 鉤（グリップハンドル付）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Richardson 鉤（グリップハンドル付）

SKU RM-RRGH-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9 ½" (24.13 cm) — 中空、ラム型、または軽量グリップ	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — ホロー、ラム、または軽量グリップ	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — ホロー、ラム、または軽量グリップ	RM-RRGH-1-3	\$74

製品詳細

Richardson Retractor Grip Handleは、従来の腹部リトラクターを人間工学的に高度に改良したもので、主要な開腹手術中のユーザーの疲労を軽減しながら、深部の筋肉を牽引するために特別に設計されました。滑らかな保持リップを備えた長めの直角凹面ブレードにより、外科助手は滑ることなく、厚い腹壁や内臓面に対して継続的なカウンター・トラクションをかけることができます。

耐腐食性を完全に維持しながら高頻度のオートクレーブ滅菌に耐えるように構築されたこの Richardson Retractor Grip Handle シリーズは、3つの全長：9 ½ inches (24.13 cm, \$64)、10 inches (25.40 cm, \$69)、11 inches (27.94 cm, \$74) に対応しています。最高品質の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、術者は3つの専門的なハンドルプロファイルから選択できます：負担を最小限に抑える軽量構造の Hollow Grip Handle、手のひらで安定して固定できるように人間工学的に成形された Lamb Handle、または Lightweight Grip Handle。バランスの取れたシャースにより、助手に疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Richardson Retractor Grip Handle は、重い機械的負荷や繰り返しの院内滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の一般外科、産婦人科、整形外科の手術室に卓越した臨床的耐久性、耐食性、および外科的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest