



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

ALM Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ALM Wundsperrer, selbsthaltend

SKU RM-ASRR-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7 cm (ca. 2.75"), 4x4 scharfe oder stumpfe Zinken	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4x4 spitze oder stumpfe Zinken	RM-ASRR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ALM Wundsperrer ist ein unverzichtbares Instrument für die Kleinchirurgie, das entwickelt wurde, um eine freihändige Wundrandspreizung und stabile Gewebeexposition bei oberflächlichen chirurgischen Eingriffen zu gewährleisten. Durch die Fixierung gegenüberliegender Geweberänder mit fein kalibrierten Zinken entlastet dieses Instrument die Operationsassistenten und hält gleichzeitig ein klares, statisches Sichtfeld an empfindlichen Operationsstellen aufrecht.

Konzipiert für den mikroanatomischen Zugang, wird der ALM Wundsperrer in zwei kompakten Längen gefertigt: 7 cm (\$89) und 10 cm (\$99). Chirurgen können das Instrument entweder mit scharfen 4x4 Zinken für sicheren Halt im subkutanen Gewebe oder mit stumpfen 4x4 Zinken zum Schutz empfindlicher neurovaskulärer Strukturen individuell anpassen. Der mechanische Rändelschraubenantrieb ermöglicht eine präzise, mikro-inkrementelle Armspreizung, die unter Gegenzug sicher arretiert bleibt, ohne versehentlich zu verrutschen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit entspiegeltem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den ALM Wundsperrer so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Kliniken für plastische Chirurgie, Orthopädie und Allgemeinchirurgie eine langlebige klinische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest