



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Externo I.M.A Modelo Francês

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Eternal I.M.A Modelo Francês

SKU RM-FPIMASR-429-1

\$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Trilho da Estrutura de Trilho Deslizante Principal	Chassi lateral projetado para guiar e afastar estruturas torácicas
1	Componente de Lâmina EternaL Larga	Espátula plana e lisa de 100 mm x 20 mm para distribuição de força externa
2	Lâminas de Garra Eternais Assimétricas	Ganchos de tração curvos duplos projetados com profundidades de garra de 28 mm ou 32 mm
3	Travas de Parafuso de Lâmina de Tensão Dedicadas	Mecanismos de travamento independentes ajustados para manter cada lâmina no lugar
2	Braços de Pinça Retratores Ergonômicos	Hastes de cabo leves e simplificadas com perímetros externos lisos
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador ETERNAL I.M.A Modelo Francês é um sistema de afastamento cirúrgico cardiotorácico de elite, projetado especificamente para fornecer elevação externa unilateral e acesso operatório amplo durante a coleta da artéria mamária interna (IMA / LIMA) em cirurgias de revascularização do miocárdio. Projetado com um chassi de lâminas múltiplas assimétricas, este instrumento permite que os cirurgiões levantem uma margem externa enquanto aplicam contra-tração estabilizadora no lado oposto, criando um corredor visual claro ao longo do leito vascular torácico interno.

Construído de acordo com especificações clínicas rigorosas, este conjunto completo do Afastador ETERNAL I.M.A Modelo Francês (\$429) apresenta um trilho de estrutura principal deslizante de alta resistência com braços de pinça retratores ergonômicos forjados com perímetros externos lisos. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a pegada da lâmina esternal larga primária mede 100 mm × 20 mm (20 mm de largura × 100 mm de comprimento) para distribuir as forças de elevação uniformemente contra o esterno. O sistema inclui lâminas de garra esternais assimétricas duplas com variações de profundidade modular configuradas em 28 mm ou 32 mm, cada uma mantida firmemente por travas de parafuso de lâmina de tensão dedicadas para garantir estabilidade inabalável.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador ETERNAL I.M.A Modelo Francês para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando a salas de cirurgia cardíaca, centros cardiológicos e centros cirúrgicos torácicos em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)