



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Tipo Fukuda Kujat

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Tipo Fukuda Kujat

SKU RM-FKSR-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Tipo Fukuda Kujat	Comprimento total de 9" (22.86 cm), lâmina serrilhada larga, cabo em T — 1	\$94
Capa Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte — 1	\$94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Tipo Fukuda Kujat é um instrumento ortopédico especializado para ombro, projetado especificamente para fornecer uma alavancagem potente e resistente ao deslizamento do úmero proximal durante a artroplastia total e reversa do ombro. Projetado para envolver a cabeça umeral posterior, este afastador desloca o úmero posteriormente, afastando-o da borda da glenoide, concedendo à equipe cirúrgica uma visão ampla e desobstruída da cavidade articular.

Construído para máxima alavancagem manual e controle intraoperatório, esta configuração do Afastador Tipo Fukuda Kujat apresenta um comprimento total de 9 polegadas (22.86 cm, \$94). Sua extremidade de trabalho incorpora um perfil serrilhado largo que fixa firmemente o osso cortical e o tecido capsular circundante, evitando deslizamentos acidentais durante a fresagem e inserção de componentes. O instrumento é formatado com um cabo robusto em T que oferece ao assistente cirúrgico uma vantagem mecânica substancial de tração, reduzindo a fadiga do pulso e do antebraço.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Tipo Fukuda Kujat para suportar imenso torque ortopédico e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de reconstrução e trauma de ombro em todo o mundo confiabilidade clínica e precisão inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest