



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Hess

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Raiz Nervosa Hess

SKU RM-HNRR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm lâmina — Padrão	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm lâmina — Padrão	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Hess é um afastador neurocirúrgico e espinhal especializado, projetado especificamente para fornecer retração e proteção segura e não traumática das raízes nervosas transversais e do saco tecal durante procedimentos de disco lombar. Projetado com uma extremidade de trabalho angulada e ponta em concha, este afastador permite que os cirurgiões de coluna mobilizem suavemente as fibras nervosas medialmente, expondo o disco intervertebral herniado sem risco de neuropraxia por tração.

Construído para se adaptar a variadas profundidades espinhais, esta série Hess Nerve Root Retractor apresenta três alcances físicos distintos: 10.0 cm (\$69), 12.0 cm (\$74) e 17.5 cm (\$79). Fabricado manualmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece quatro opções de largura de lâmina: 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm e 7.0 mm. A geometria estrutural da lâmina combina uma arquitetura angulada com um conjunto de cabo ergonômico especializado que proporciona aos cirurgiões um feedback tátil excepcional e alavancagem manual sem fadiga sob iluminação microscópica.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Raiz Nervosa Hess para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de neurocirurgia e

centros ortopédicos de coluna em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade clínica total.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)