



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Heaney Histerektomi Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Heaney Histerektomi Ekartörü

SKU RM-HEHR-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
44 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm veya 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Heaney Histerektomi Ekartörü, vajinal histerektomi ve pelvik rekonstrüksiyon sırasında vajinal duvarın ve pelvik dokuların geniş, kaymayan ekarte edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir jinekolojik cerrahi alettir. Belirgin bir tutucu dudak ile sonlanan uzatılmış dik açılı bıçak tasarımı, cerrahların serviks, uterosakral ligamentler ve vajinal fornikslerin derin operatif görselleştirmesini sürdürmelerine olanak tanır.

Tam prosedürel adaptasyon için üretilen bu Heaney Histerektomi Ekartörü serisi, iki genel uzunlukta sunulmaktadır: yüzeysel alanlar için kompakt 17 cm model (\$84) ve derin pelvik erişim için uzatılmış 27 cm model (\$89). Cerrahlar dört farklı bıçak profili arasından seçim yapabilir: 44 mm x 25 mm, 70 mm x 25 mm, 73 mm x 28.5 mm ve ekstra derin 114 mm x 25 mm konfigürasyonu. Ergonomik sapı, hassas vajinal mukozayı zedelemekten doku kaymasını önleyen dengeli bir manuel kaldırıcı sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde işlenen Retractor Maker üretimi Heaney Histerektomi Ekartörü, hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya genelindeki obstetrik, jinekolojik ve ürojinekolojik ekiplere üstün dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest