



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

スティーバーリブグリップリトラクターキット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



スティーバーリブグ リップリトラクター キット

SKU RM-SRGRK-4999-1

\$4,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	リーズセンタープラットフォーム	メインクロスバーを特殊なハイドラヨークデュアルアームアタッチメントに接続します
1	ハイドラヨークダブルアーム	シングルポスト設定を両側アクセス用の剛性デュアルアームフレームに変換します
1	蝶ナット付き垂直ポール	標準的な直立サポートポスト。テーブルの左側に取り付ける必要があります
1	Vノッチ付き垂直ポール	フレームのバランスと回転防止安定性を提供するデュアルアンカー垂直ポスト
1	2ピース水平バー	上部胸部/腹部を横切ってロックする頑丈な水平クロスバー
2	溝付き3/Dスインガーレールクランプ	垂直サポートポールを手術台のベッドレールに直接しっかりとロックします
1	スティーバー小型プラットフォーム（左）	左側のリトラクターブレードを前後に誘導するラチェットハウジング
1	スティーバー小型プラットフォーム（右）	右側のリトラクターブレードを前後に誘導するラチェットハウジング
1	スティーバー大型プラットフォーム（左）	左の手術野に構造的なレバレッジを提供する外側の解剖学的ウィング
1	スティーバー大型プラットフォーム（右）	右の手術野に構造的なレバレッジを提供する外側の解剖学的ウィング

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	スティーバー回転ハンドル	ラチェットブレードを手動で前進または後退させるために使用される挿入可能なドライバーハンドル
1	スティーバーニードル	プラットフォームアセンブリをしっかりとロックまたは緩めるために使用される特殊な調整ピンツール
2	スティーバーラチェットブレード（サイズ4A）	中深度の頑丈な構造ブレード（タイプAまたはタイプBハンドル付きで出荷）
2	スティーバーラチェットブレード（サイズ5A）	深部プロファイルの頑丈な構造ブレード（タイプAまたはタイプBハンドル付きで出荷）
1	保護保管 / ボックス	標準的な頑丈な輸送および保管ケース
機械的接続タイプ	ブレードハンドルバリエーション	可動域の詳細
固定 / 永久ピン設定	タイプAハンドル	ブレードの回転を厳密に単一平面に限定します
スロット付き端 / 交換可能	タイプBハンドル	完全な多面回転を実現します。頑固な肋骨弓の挙上に最適です

製品詳細

スティーバーリブグリップリトラクターキットは、肝切除、移植、および複雑な上部消化管手術中に、安全で強力な肋骨弓挙上と広範な上腹部露出を提供するために特別に設計された、国際的に評価されているテーブルマウント式肋骨挙上システムです。両側の手術台サイドレールに直接取り付ける超剛性両側フレームで設計されたこのキットは、下部肋骨弓に沿って連続的な機械的な上方および外側への牽引を適用し、外科助手が手で牽引することなく、肝臓ドーム、下大静脈、および横隔膜下空間を露出させます。

臨床フレームワーク仕様に基づいて構築されたこのスティーバーリブグリップリトラクターキットの完全セット (\$4,999) は、広範な多成分機械アセンブリを統合しています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされたこのシステムには、リーズセンタープラットフォーム、ハイドロヨークダブルアーム、左側ベッド取り付け用の蝶ナット付き垂直ポール、Vノッチ付きアンチローテーション垂直ポール、上部胸部/腹部を横切ってロックする頑丈な2ピース水平バー、および2つの溝付き3/Dスインガーレールクランプが含まれます。手術中の牽引は、対になった小型ラチェットプラットフォーム（左と右）、対になった大型解剖学的レバレッジプラットフォーム（左と右）、2つの挿入可能なスティーバー回転ハンドル、および専用の調整ニードルピンツールによって制御されます。このシステムには、サイズ4Aの中深度とサイズ5Aの深部プロファイルラチェットブレードがそれぞれ2つずつ含まれ、タイプA（固定/恒久ピン）またはタイプB（スロット付き/交換可能な全多面回転）ハンドルから選択可能です。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Makerは、大規模な持ち上げ荷重と繰り返しの病院用オートクレーブサイクルに耐えるよう、スティーバーリブグリップリトラクターキットを製造しており、世界中の肝移植スイート、肝胆膵外科手術室、腫瘍外科手術室に、卓越した構造的剛性、耐食性、完全なオートクレーブ耐久性を提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest