



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Strandell Stille

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Strandell Stille

SKU RM-SSR-17-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Strandell Stille	Comprimento total de 17 cm, lâmina curva de 6 x 15 mm (Aguda ou Romba)	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Strandell Stille é um afastador cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer um deslocamento de tecido mole seguro e não traumático e exposição da margem da ferida durante intervenções cirúrgicas plásticas, de mão e gerais. Projetado com uma lâmina curva que se conforma ao tecido, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem uma contra-tração manual constante através de margens dérmicas delicadas e camadas fasciais sem causar necrose por pressão localizada.

Construído para alto desempenho e resistência duradoura à corrosão, esta configuração dedicada do Afastador Strandell Stille apresenta um comprimento total da ferramenta de 17 cm (\$44). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o layout da geometria da lâmina incorpora uma lâmina larga e plana com uma configuração curva de conformação tecidual medindo 6 mm de largura x 15 mm de comprimento. As interfaces teciduais disponíveis incluem parâmetros de design Agudo (Sharp) e Rombo (Blunt), incorporando perfis dentados precisos para proporcionar uma fixação segura e confiável nas bordas da incisão sem deslizar. Seu cabo plano ergonômico oferece estabilidade de preensão manual livre de fadiga.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Strandell Stille para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia plástica, centros de trauma de mão e centros cirúrgicos gerais em todo o mundo uma rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest