



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU RM-HRBELH-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
9 ¾" (24.76 cm) — ロング曲ハンドル	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — 超ロング曲ハンドル	RM-HRBELH-1-2	\$79

製品詳細

Hohmann Retractor Bent Extra Long Handleは、人工股関節および人工膝関節置換術において、優れた力学的優位性とクリアな視界を確保するために特別に設計された高度な整形外科用レバレッジ器具です。ハンドルステムを長く下方に曲げた設計により、助手の腕と手を術野よりも十分に低い位置に配置できるため、リーミングやコンポーネント設置時の視線を妨げません。

重度の関節や長管骨の展開用に構築されたこのリトラクターは、すべてのバージョンで超長尺のハンドルプロファイルを採用しており、助手の筋肉疲労を最小限に抑えながら持続的なカウンター・トラクションを維持できます。術者は、9 ¾ inches (24.76 cm, \$69) と10 inches (25.40 cm, \$79) の2種類の全長から選択可能です。輪郭形成されたピーク（嘴状）チップは皮質骨の縁に確実に引っかかり、高トルクの関節操作中における不意の脱落を防ぎます。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用して本製品を製造しています。整形外科外傷や関節置換センターでの激しい機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える優れた耐久性、耐食性、および臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest