



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de racine nerveuse MIS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de racine nerveuse MIS

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4.7 mm lame large	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Wide Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de racine nerveuse MIS est un instrument de microchirurgie rachidienne spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique de la racine nerveuse et du sac thécal à travers des portails tubulaires mini-invasifs. Doté d'une tige ultra-fine et d'une extrémité distale inclinée, cet écarteur permet aux chirurgiens du rachis de manipuler des éléments neuronaux délicats dans des couloirs de travail étroits sans obstruer l'éclairage microscopique ni le passage d'autres instruments chirurgicaux.

Conçu pour les accès spinaux restreints, cet écarteur de racine nerveuse MIS conserve un profil longitudinal uniforme de 17 cm qui s'insère confortablement à l'intérieur des systèmes de dilateurs tubulaires. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre deux profils de largeur de lame au choix : un modèle de lame de 4.7 mm de large (\$84) pour les micro-couloirs étroits et l'isolation des racines nerveuses sortantes, et un modèle de lame élargi de 7.3 mm de large (\$89) pour la protection des racines nerveuses transverses et du sac thécal. Les bords lisses et arrondis de la lame préviennent les neuropraxies de traction localisées ou les déchirures dures.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de racine nerveuse MIS pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de neurochirurgie et de chirurgie orthopédique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest