



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

House El Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



House El Ekartörü

SKU RM-HHR-6IN-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
House El Ekartörü	6" (15.24 cm) uzunluk, 5×16 mm ve 9×25 mm çift uçlu bıçaklar	\$69
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

House El Ekartörü, otolojik, fasiyal plastik ve hassas rekonstrüktif prosedürler sırasında çift taraflı ekarte etme rollerini yerine getirmek üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş çift uçlu bir cerrahi alettir. Karşılıklı çalışma uçlarındaki farklı bıçak geometrileri ile tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden yüzeysel yumuşak doku ekartasyonu ile daha derin yara maruziyeti arasında anında geçiş yapmasına olanak tanır.

Dar alanlarda optimal prosedürel kontrol için tasarlanan bu House El Ekartörü konfigürasyonu, 6 inç (15.24 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Entegre bıçak ölçüleri, dar insizyonlar ve hassas meatal koridorlar için bir uça odaklanmış 5.0 mm × 16.0 mm bıçak profilini, diğer uça ise daha geniş fasiyal ve kas deplasmanı için daha büyük 9.0 mm × 25.0 mm bıçak profilini birleştirir. Pürüzsüz, yuvarlatılmış bıçak kenarları doku yırtılmasını önlerken, dengeli merkezi sap, asistanlar için yorulmadan kavrama sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, House El Ekartörünü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki kulak burun boğaz ve plastik cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest