



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann Posterior Inferior

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann Posterior Inferior

SKU RM-HPIR-11-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Cabo Esquerdo para Curvatura #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Cabo Direito Médio para Dobrar #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann Posterior Inferior é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea confiável e deslocamento de tecidos moles ao redor das bordas posterior e inferior do acetábulo durante a artroplastia total de quadril. Projetado para envolver as margens isquiática e acetabular, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas afastem tecidos capsulares e musculares pesados da cavidade, preservando um corredor visual desobstruído para a fresagem acetabular.

Construído para folga articular de alta alavancagem, este modelo de Afastador Hohmann Posterior Inferior mantém um comprimento de corpo padrão de 11 polegadas (27.94 cm, \$74). Sua extremidade de trabalho incorpora um layout de lâmina curva equipado com pontas duplas de formato exclusivo e uma borda curva afiada, projetada para fixar-se com segurança nas corticais ósseas sem deslizar. Os cirurgiões podem personalizar o instrumento através de perfis de orientação de curvatura do cabo direcionados: cabo Esquerdo com dobra #7 ou cabo Direito Médio com dobra #7, garantindo o alinhamento ideal com abordagens específicas do paciente.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann Posterior Inferior para suportar imenso torque mecânico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar,

proporcionando às equipes de substituição articular e trauma em todo o mundo durabilidade clínica e precisão inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest