



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Adaptateur Mayfield réglable

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Adaptateur Mayfield réglable

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Adaptateur Mayfield réglable	Fournit une plateforme de montage sécurisée pour les systèmes de fixation crânienne de style Mayfield sur les tables d'opération sans trous de réception intégrés
2	Supports d'extrémité réglables	Fixent l'adaptateur aux rails latéraux de la table d'opération et s'adaptent aux différentes largeurs de table
Plusieurs	Trous de montage	Permettent un ajustement latéral et un positionnement flexible de l'unité de base de la tête

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'adaptateur Mayfield réglable est un pont de montage essentiel pour table chirurgicale, conçu pour permettre une fixation crânienne rigide sur des tables d'opération ne disposant pas de prises intégrées pour têtes. En établissant une connexion mécanique ultra-sécurisée sur les rails latéraux accessoires de la table, cet adaptateur garantit que les cadres de fixation crânienne maintiennent une rigidité absolue sans jeu ni glissement.

Équipé de supports d'extrémité télescopiques à réglage rapide, l'adaptateur Mayfield réglable couvre des largeurs de table de 21.375 pouces à 24.5 pouces (54.3 cm à 62.2 cm) grâce à des pinces de rail latéral à verrouillage positif. Sa plateforme transversale intègre plusieurs trous de montage percés avec précision, permettant à l'équipe chirurgicale d'ajuster l'unité de base de la tête latéralement pour s'adapter au positionnement décentré du patient, aux installations en position de "park-bench" ou aux alignements en décubitus latéral.

Usiné par CNC à partir d'alliages de métaux et d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique avec une protection anodisée dure, Retractor Maker fournit l'adaptateur Mayfield réglable non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de protection de qualité exportation avec des inserts en mousse personnalisés haute densité.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest