



RETRACTOR MAKER

КАТАЛОГ 2026

ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕТРАКТОРЫ · СИСТЕМЫ · ЛОПАТКИ · КОМПОНЕНТЫ

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Производитель ретракторов — от Retractor Maker

О НАС

Прямой производитель хирургических ретракторов

Retractor Maker — это прямой производитель хирургических ретракторов, базирующийся в городе Sialkot, Пакистан. Мы производим ретракторные системы, лопатки и компоненты для восьми хирургических специальностей.

Как была основана Retractor Maker

Компания Retractor Maker была основана в 2023 году, но наш опыт в области хирургических инструментов гораздо более значителен.

Меня зовут Saad Shahid, и я по-прежнему работаю со своим отцом в Hospitech Traders, нашем семейном бизнесе по производству хирургических инструментов. Мой отец основал Hospitech Traders в 1989 году, и мы уже много лет занимаемся производством и поставкой хирургических инструментов.

Идея создания Retractor Maker возникла благодаря одному из наших клиентов. Однажды клиент спросил у нас ретрактор для абдоминальной хирургии. В то время мы не производили ретракторы, поэтому я начал изучать продукцию других компаний.

То, что я обнаружил, удивило меня. Некоторые полные ретракторные системы продавались по цене от 60 000 до 65 000 долларов. Я счел эти цены чрезмерно высокими, особенно зная, что у нас уже было оборудование, рабочие и производственный опыт для самостоятельного изготовления хирургических инструментов.

Поэтому я подумал: почему бы нам не производить ретракторы самим и не предлагать их по гораздо более доступной цене? Это и стало причиной, по которой я основал Retractor Maker.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

Мы начали производить их сами

Вместо того чтобы покупать ретракторы у другой компании и перепродавать их, я решил производить их в нашей собственной мастерской. У нас уже было оборудование и налаженное производство благодаря нашему опыту в области хирургических инструментов. Мы использовали эти ресурсы для разработки и производства собственных ретракторных систем.

Сегодня мы предлагаем многие из наших ретракторных систем по ценам до 90% ниже, чем у аналогичных систем от ведущих брендов. Наша цель — не просто производить ретракторы. Наша цель — сделать их более доступными для больниц, хирургов и медицинских организаций по всему миру.

По-прежнему часть нашего семейного производственного бизнеса

Компания Retractor Maker выросла из нашего опыта в производстве хирургических инструментов. Я по-прежнему активно участвую в работе Hospitech Traders, работая бок о бок с отцом, и одновременно управляю Retractor Maker как специализированным бизнесом, ориентированным на хирургические ретракторы.

Хирургические специальности

Общая хирургия · Урология · Сердечно-сосудистая хирургия · ЛОР · Пластическая хирургия · Ортопедия и спинальная хирургия · Нейрохирургия · Акушерство и гинекология.

Мы работаем напрямую с больницами, медицинскими дистрибьюторами, хирургами и организациями здравоохранения по всему миру. Мы также работаем над специальными конфигурациями и индивидуальными требованиями, когда стандартный продукт не отвечает потребностям клиента.

Наша цель

Самостоятельно производить ретракторы и предлагать их по ценам до 90% ниже, чем у аналогичных систем от ведущих брендов, чтобы больше больниц могли позволить себе необходимое оборудование.

КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ

Отсортировано по количеству продуктов в каждой категории

Ортопедические и спинальные ретракторы

124 продуктов

СТРАНИЦЫ 5-52



Ранорасширители для общей хирургии

118 продуктов

СТРАНИЦЫ 53-95



ЛОР-ретракторы

109 продуктов

СТРАНИЦЫ 96-132



Ретракторы для пластической хирургии

61 продуктов


СТРАНИЦЫ 133-154



Кардиоваскулярные ретракторы

45 продуктов

СТРАНИЦЫ 155-171



Акушерские и гинекологические ретракторы

26 продуктов

СТРАНИЦЫ 172-181



Нейрохирургические ретракторы

20 продуктов

СТРАНИЦЫ 182-189



Урологические ретракторы

4 продуктов

СТРАНИЦЫ 190-191





Ретрактор ацетабулярный узкий двухзубчатый

SKU **RM-ARNDP-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Узкое — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Стандартный — лезвие 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Передний бедренный мышечковый ретрактор

SKU **RM-AFCR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Передний бедренный мышечковый ретрактор	Длина 5" (12.7 cm), фенестрированная зазубренная лопатка 45 mm	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99



Ретрактор передней шейки бедра и переднемедиального края

SKU **RM-AFNAR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор передней шейки бедра и переднемедиального края	Длина 15" (37.46 cm), изогнутая лопатка, шестигранная рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Антеролатеральный ретрактор края вертлужной впадины

SKU **RM-AARR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Антеролатеральный ретрактор края вертлужной впадины	длина 10" (25.4 cm), лопатка 18 mm ширина x 3.25" глубина	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор надколенника AORI

SKU **RM-APR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5" (12.7 cm), 10 mm рабочая часть	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm рабочая часть	RM-APR-1-2	\$79



Бедренный ретрактор APC

SKU **RM-APCHR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Одиный зубец	10" (25.4 cm) — для точечной фиксации на кости по краю вертлужной впадины
1	Двойной зубец	10" (25.4 cm) — для сбалансированного двухточечного разведения мягких тканей и капсулы
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель B-Z Retractor

SKU **RM-BZR-1**

ЦЕНА **\$339 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7.5 cm Deep (45° or 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm глубина (45° или 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Ранорасширитель B-Z Weitlaner Retractor

SKU **RM-BZWR-1**

ЦЕНА **\$339 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
B-Z Weitlaner Retractor	Общая длина 28 см, тупые зубцы 4x4 глубиной 83 мм, угол 90°	\$339
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$339



Самоудерживающийся ретрактор Beard Distal Bicep

SKU **RM-BDBSRR-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Широкий ретрактор Хомана Beard для дистального отдела лучевой кости

SKU **RM-BDRWHR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	Общая длина 5.37" (13.63 cm), широкое лезвие Хомана	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Ранорасширитель Beckman-Weitlaner самоудерживающийся

SKU **RM-BWSRR-1**

ЦЕНА **\$149 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Ранорасширитель Beckmann Adson самодержащийся

SKU **RM-BASRR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25 mm Профиль стержня	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Профиль тубуса	RM-BASRR-1-2	\$59



Ретрактор Bennett для большеберцовой кости

SKU **RM-BTR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 45 mm бранша	RM-BTR-1-1	\$79
Большой — зеркало 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Изогнутый ретрактор Hohmann (Bent Hohmann Retractor)

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 3/4"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 1/2"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 1/8"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Система цервикальных ретракторов Black Belt Cervical Retractor System

SKU **RM-BBCRS-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама ретрактора (правая)	Правосторонняя конфигурация рамы
1	Рама ретрактора (левая)	Левосторонняя конфигурация рамы
1	Рама ретрактора (смещенная)	Смещенная (Offset) конфигурация рамы
2	Зажимы для установки лопаток	Компоненты для введения и фиксации лопаток
14	Зубчатые лопатки	Варианты зубчатых лопаток 34 mm – 70 mm в нескольких размерах
14	Тупые лопатки	Варианты тупых лопаток 34 mm – 70 mm в нескольких размерах
12	Двухуровневые зубчатые лопатки	Варианты двухуровневых зубчатых лопаток 40 mm – 55 mm
6	Двухуровневые тупые лопатки	Варианты двухуровневых тупых лопаток 40 mm – 55 mm
1	Стерилизационный контейнер	Контейнер для организации, хранения и обработки



Коленный ретрактор Blount

SKU **RM-BKR-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Ретракторы Browne Deltoid Retractors

SKU **RM-BDR-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 3/4" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 1/2" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 1/4" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Ретракторы C Retractors

SKU **RM-CR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
12 1/2" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Ретрактор корешка нерва Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Campbell Nerve Root Retractor	Длина 8 3/4" (22.2 cm), лезвие шириной 10-10.5 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Ретракторы для капсулы сустава (Capsule Retractors)

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Однозубый (острый)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Двузубый (острый или тупой)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Трёхзубый	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel

SKU **RM-CTSRR-1**

ЦЕНА **\$144 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Самоудерживающийся ретрактор Carpal Tunnel	Длина 4 1/4" (10.79 cm), тупые зубцы, реечный замок	\$144
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$144



Шейный ретрактор Caspar Cervical Retractor With Ratchet с храповым механизмом

SKU **RM-CCRWR-1**

ЦЕНА **\$289 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Система ретракторов для поясничной микродискэктомии Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

ЦЕНА **\$799 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Латеральная лопатка	40 мм
1	Латеральная лопатка	45 мм
1	Латеральная лопатка	50 мм
1	Латеральная лопатка	55 мм
1	Латеральная лопатка	60 мм
1	Латеральная лопатка	65 мм
1	Латеральная лопатка	75 мм
1	Расширитель (Specula)	40 мм
1	Расширитель (Specula)	45 мм
1	Расширитель (Specula)	50 мм
1	Расширитель (Specula)	55 мм
1	Расширитель (Specula)	60 мм
1	Расширитель (Specula)	65 мм
1	Расширитель (Specula)	75 мм
1	Щипцы для смены лопаток	Щипцы с быстросъемным механизмом для замены лопаток
1	Рама ретрактора Caspar Microdiscectomy	Контрретракционная рама
1	Стерилизационный короб	Алюминиевый контейнер с лотком-органайзером




Ретракторы корешка нерва по Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4 mm лезвие	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm лезвие	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm лезвие	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm лезвие	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Ретрактор Caspar Retractor

SKU **RM-CR-21-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Caspar Retractor	длина 21 см, лезвие 17.0 x 67.0 mm, рукоятка с кольцом	\$64
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$64



Ранорасширитель Caspar Self Retaining Retractor

SKU **RM-CSRR-SET-1**

ЦЕНА **\$649 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Двухшарнирная рама-шасси	Артикуляционная низкопрофильная рама с храповиком и винтовым замком
1	Ключ для ручной регулировки	Калиброванный настроечный ключ для установки микронатяжения
1 комплект	Полуострые латеральные зубчатые лопатки	Глубина 38 mm (на выбор: 2, 3 или 4 зубца)
1 комплект	Удлиненные плоские висцеральные лопатки-крючки	Гладкие атравматичные модули глубиной 38 mm
1	Защитный бокс для хранения и транспортировки	Специальный транспортировочный кейс



Ранорасширитель шейный по Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Шасси ретрактора Casper Cervical Retractor	Рама 11.5 см, 4-рычажная шарнирная поперечная конструкция, раскрытие 85 mm	\$199
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$199



Рама шейного ретрактора

SKU **RM-CRF-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
16.5 cm Жесткие бранши	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm Шарнирные бранши	RM-CRF-1-2	\$119



Ретрактор цервикальный для мягких тканей

SKU **RM-CTR-13-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cervical Tissue Retractor	Общая длина 13 см, наконечник с тупым зубцом 1×1	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Ретрактор Chandler

SKU **RM-CHR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый (16.0 mm leaf)	RM-CHR-1-1	\$69
Средний (створка 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Большой (лепесток 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Панорасширитель Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающееся петлевое шасси	Гладкая контурная рама-петля
1	Короткая изогнутая наружу 4-зубая тупая бранша	Рабочая часть 25 mm × 32 mm
1	Длинная изогнутая наружу 4-зубая тупая бранша	Рабочая часть 25 mm × 38 mm
1	Съемный тракционный крюк	Изогнутый анкер для захвата тканей
1	Металлическая соединительная цепь	Звено механической связки
1	Подвесной груз в сборе	Масса для обеспечения постоянного натяжения
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Губки с поперечной насечкой	RM-CCLR-1-1	\$99
С зубчатыми браншами	RM-CCLR-1-2	\$99



Ретрактор Cloward-Style Blade Retractor

SKU **RM-CSBR-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Шейный ретрактор типа Cloward-Style

SKU **RM-CSCR-17-1**

ЦЕНА **\$75 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Рама шейного ретрактора типа Cloward-Style	Общая длина 17 см, шарнирные бранши, храповой замок	\$75
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$75



Ретрактор Cobra

SKU **RM-COBR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный кончик — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Стандартный острый кончик — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Широкая модель — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Модифицированное малое — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Двусторонний — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Глубокая модель — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Модифицированное большое — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Ретрактор Cobra с упором для руки

SKU **RM-CRHR-1**

ЦЕНА **\$169 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cobra Retractor with Hand Rest	Длина 10.22", лезвие 32 mm, встроенный упор для руки	\$169
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$169



Ретрактор бедренный типа Cobra

SKU **RM-CSFR-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор бедренный типа Cobra	Длина 11.75" (29.84 cm), изогнутое лезвие, широкий крючкообразный наконечник	\$84
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$84



Ретракторы для боковых связок коленного сустава

SKU **RM-CLR-1**

ЦЕНА **\$104 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор для боковых связок	Общая длина 8" (20.3 cm), профили лопаток 5 mm и 11 mm	\$104
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$104



Ретрактор коллатеральный для мягких тканей

SKU **RM-CSTR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Collateral Soft Tissue Retractor	длина 9 1/2", лопатка 45 mm, 2-зубчатый изогнутый кончик 11 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Ретрактор коленного сустава вогнутый

SKU **RM-CKR-1**

ЦЕНА **\$105 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартная бранша	RM-CKR-1-1	\$105
Узкий длинный клинок	RM-CKR-1-2	\$105



Нервный ретрактор D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm wide x 11.0 mm long — Стандартный размер для поясничной дискэктомии и мобилизации нервного корешка	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (прибл. 11.0") — 7.0 mm ширина x 11.0 mm длина — Глубокий операционный коридор и бариатрический доступ к поясничному отделу позвоночника	RM-DNRR-1-2	\$54



Ранорасширитель Deep Gelpi Retractor

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$68 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3 1/2" - 4 1/2" — острые, тупые, изогнутые острые, 90°, прямоугольные — поверхностные малые операции, хирургия кисти и педиатрический доступ	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Острые, тупые, изогнутые острые, 90°, под прямым углом — Для мягких тканей, пластики и цервикального доступа	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Острые, Тупые, Изогнутые острые, 90°, Г-образные — Стандартная поясничная ламинэктомия и ретракция сустава	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Острый, Тупой, Острый под углом, 90°, Прямоугольный — Глубокие операции в полости таза, бариатрия и многоуровневый спондилодез	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Ранорасширитель Deer Gelri самодержущий

SKU **RM-DGSRR-1**

ЦЕНА **\$129 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7 ½" (approx. 19.0 cm) — Изогнутый корпус, острые отогнутые наружу зубы — Стандартная поясничная ламинэктомия и экспозиция сустава	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Удлиненный изогнутый корпус, острые отогнутые наружу зубы — Для глубоких тазовых, бариатрических и многоуровневых спондилодезных операций	RM-DGSRR-1-2	\$139



Ретракторы головки плечевой кости Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

ЦЕНА **\$134 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Dingo Modified Humeral Head Retractor	Длина 10" (25.5 cm), изогнутый зубчатый наконечник	\$134
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$134



Ретрактор Direct Access Anterior для расширения бедренного канала

SKU **RM-DAABR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Левосторонняя ориентация — 9" (22.86 cm), зеркало 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Правосторонняя ориентация — 9" (22.86 cm), 57 mm лезвие	RM-DAABR-1-2	\$99



Ретрактор Engh Intercondylar Notch Retractor для межмышцелковой ямки

SKU **RM-EINR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Engh Intercondylar Notch Retractor	длина 8 1/8" (206.4 mm), наконечник 2.25"	\$79
Защитный рукав / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Ранорасширитель Feler-Ducker Retractor

SKU **RM-FDR-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Option A — 54×25 mm Слева / 76×38 mm Справа	RM-FDR-1-1	\$109
Option B — 76×38 mm Слева / 54×25 mm Справа	RM-FDR-1-2	\$109



Ретрактор бедренный для калкара (Femoral Calcar Retractor)

SKU **RM-FCR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Femoral Calcar Retractor	Ширина наконечника 25 mm, глубина 5.08 cm (2"), кольцевая рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Ретрактор Femoral/Gluteus Medius Minimus

SKU **RM-FGR-1175-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Femoral/Gluteus Medius Minimus	Длина 11.75" (29.85 cm), лезвие шириной 20 mm	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Распаторы типа «Кобра» расширенные (Flared Cobra Retractors)

SKU **RM-FCR-15-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Левосторонний — одинарный зубец, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Левосторонний — двойной зубец, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Правосторонний — Однозубый, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Правосторонний — Двухзубый, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Ретрактор Forearm Swivel Blade Retractor

SKU **RM-FSBR-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Forearm Swivel Blade Retractor	Лезвие 5.12" (13.00 cm), кольцевые ручки, кремальера — 1	\$74
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$74



Ретрактор Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Fukuda Kujat Style Retractor	Общая длина 9" (22.86 cm), широкое зубчатое лезвие, Т-образная рукоятка — 1	\$94
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$94



Ретракторы Fukuda Style Retractors

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm или 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

ЦЕНА **\$124 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3 1/2 in (9 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) лезвие	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) blade	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) лезвие — Стандартное	RM-GCRDA-1-5	\$124



Ретрактор Glenoid Condyle Retractor

SKU **RM-GCR-7-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Glenoid Condyle Retractor	Общая длина 7" (17.8 cm), контурное крючковидное лезвие — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44




Ретракторы гленоидальные (Glenoid Retractors)

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$88 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 ¾" - 9" — Левосторонний	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Правосторонний	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Левосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Правосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Левосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Правосторонняя	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Ретрактор большого вертела (Greater Trochanteric Retractor)

SKU **RM-GTR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Greater Trochanteric Retractor	Длина 14.875" (37.8 cm), лезвие 25 mm ширина × 1.5" глубина — 1	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$49




Ранорасширитель Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

ЦЕНА **\$229 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Общая длина 28 см, губки 45 x 32 mm, острые зубцы 3x3 — 1 шт.	\$229
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка — 1 шт.	\$229



Корешковый ретрактор Hess Nerve Root Retractor

SKU **RM-HNRR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10.0 cm — 3.0 mm - 4.0 mm лезвие — Стандартный	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm - 7.0 mm лезвие — Стандартный	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Ранорасширитель Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
51 mm длина x 19 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm длина x 25 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm long x 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm длина x 25 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Ретрактор Hohmann Posterior Inferior

SKU **RM-HPIR-11-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Левая рукоятка для изгиба #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Средняя правая рукоятка с изгибом #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Распатор-ретрактор Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Ретрактор Hohmann с изогнутой удлиненной рукояткой

SKU **RM-HRBELH-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9 3/4" (24.76 cm) — Удлиненная изогнутая ручка	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Сверхдлинная изогнутая рукоятка	RM-HRBELH-1-2	\$79



Рычажный костный ретрактор Хомана (Hohmann), прямоугольный

SKU **RM-HRRA-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9 1/2" Общая длина — 24.13 cm длина, 7" ручка, изгиб 40 mm под прямым углом	RM-HRRA-1-1	\$84
9 3/4" Общая длина — 24.76 cm длина, 7" ручка, изгиб 18 mm под прямым углом	RM-HRRA-1-2	\$79



Рычажный ретрактор Hohmann Retractor Rounded End с закругленным концом

SKU **RM-HRRE-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 1/2" (21.91 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/2" (30.80 cm) — 19 mm круглое лезвие	RM-HRRE-1-6	\$99



Ретрактор Hohmann Retractor Square End

SKU **RM-HRSE-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 1/2" (21.59 cm) — Изогнутое лезвие с прямоугольным дистальным концом	RM-HRSE-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — Изогнутое лезвие с прямоугольным дистальным концом	RM-HRSE-1-2	\$79



Ретракторы Hohmann Retractors Angled изогнутые

SKU **RM-HRA-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6 1/2" Общая длина — 16.51 cm длина, 4 mm изогнутый кончик	RM-HRA-1-1	\$69
11" Общая длина — 27.94 cm длина, 7" рукоятка, 17 mm угловой изгиб	RM-HRA-1-2	\$79



Ретракторы Hohmann с квадратным лезвием

SKU **RM-HRSB-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 1/2" (21.59 cm) — Прямоугольный профиль лезвия, удлиненная рукоятка	RM-HRSB-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — Прямоугольный профиль лезвия, удлиненная ручка	RM-HRSB-1-2	\$79



Ранорасширители Holscher Retractors

SKU **RM-HLSR-1**

ЦЕНА **\$43 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7 mm Wide — 9 1/2" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm Wide — 9 1/2" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Wide — 9 1/2" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Ретрактор корешков нервов Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор корешков нервов Holsher	Общая длина 23.5 см, широкая нисходящая тупая лопатка	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Ретрактор головки плечевой кости Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 3/4" (22.23 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Изогнутый стержень, кольцевидное лезвие под углом	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Изогнутый стержень, угловое кольцевидное лезвие	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Классический набор Image-Line ACF Retractor With Distraction

SKU RM-ILACF-1

ЦЕНА \$4,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Измеритель глубины	С цветовой кодировкой
2	Рукоятка с поворотным фиксатором	Силиконовый захват
1	Продольная рама	Стандартная
1	Поперечная рама	Стандартная
2	Тупая лопатка	30 mm, серебристая
2	Тупая лопатка	35 mm, синяя
2	Тупая лопатка	40 mm, красная
2	Тупая лопатка	55 mm, черная
2	Тупая лопатка	60 mm, золотистая
2	Тупая лопатка	65 mm, темно-синяя
2	Тупая лопатка	70 mm, светло-зеленая
2	Тупая лопатка	75 mm, оранжевая
1	Лопатка с короткими зубцами	30 mm, серебристая
1	Лопатка с короткими зубцами	35 mm, синяя
1	Лопатка с короткими зубцами	40 mm, красная
1	Лопатка с короткими зубцами	45 mm, зеленая
1	Лопатка с короткими зубцами	50 mm, фиолетовая
1	Лопатка с короткими зубцами	55 mm, черная
1	Лопатка с короткими зубцами	60 mm, золотистая
1	Лопатка с короткими зубцами	65 mm, темно-синяя
1	Лопатка с длинными зубцами	30 mm, серебристая
1	Лопатка с длинными зубцами	35 mm, синяя
1	Лопатка с длинными зубцами	40 mm, красная
1	Лопатка с длинными зубцами	45 mm, зеленая
1	Лопатка с длинными зубцами	50 mm, фиолетовая
1	Лопатка с длинными зубцами	55 mm, черная
1	Лопатка с длинными зубцами	60 mm, золотистая
1	Лопатка с длинными зубцами	65 mm, темно-синяя
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 35 mm, синяя
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 40 mm, красная
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 45 mm, зеленая
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 50 mm, фиолетовая
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 55 mm, черная
2	Микро-лопатка, тупая	14 x 60 mm, золотистая
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 35 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 40 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 45 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 50 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 55 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 x 60 mm
2	Спиральное сверло CVB	глубина 8 mm, длина 5 3/4"
1	Направляющая для дистрактора CVB	Левая
1	Направляющая для дистрактора CVB	Правая
1	Дистрактор тел позвонков	Левый, рейка 100 mm
1	Дистрактор тел позвонков	Правый, рейка 100 mm
2	Отвертка CVB	Силиконовая рукоятка
1	Многоуровневый дистрактор	Левый, рейка 120 mm, удлинение 90 mm
1	Многоуровневый дистрактор	Правый, рейка 120 mm, удлинение 90 mm
1	Держатель костного трансплантата	Наконечник 8 x 15 mm, длина 210 mm
1	Импактор костного трансплантата	3 mm
1	Импактор костного трансплантата	5 mm
1	Импактор костного трансплантата	8 mm
1	Кусачки для трансплантата	Регулируемая глубина 8.75", ширина 7 mm
1	Циркуль ACF	9"
1	Стерилизационный бокс	Кейс с ложементами





Ретрактор Johnson для лечения невромы

SKU **RM-JNR-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Рама плечевого ретрактора Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 36 mm x 36 mm бранша	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Среднее — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Большой — зеркало 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Ранорасширитель Kolbel для мягких тканей

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

ЦЕНА **\$119 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Kolbel Soft Tissue Retractor	Размеры / Детали: общая длина 8" (20.32 cm), изогнутое полотно с тупыми зубцами · Количество: 1	\$119
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$119



Ретрактор латеральной жировой подушки

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор латеральной жировой подушки	Размеры / детали: общая длина 10" (25.4 cm), полированное изогнутое лезвие шириной 41 mm · Количество: 1	\$84
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$84



Латеральные ретракторы для мягких тканей

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9.75 in — 20 mm лезвие	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm лезвие	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Передний поясничный ретрактор Lobster

SKU **RM-LALR-1**

ЦЕНА **\$3,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
6	Зажим ретрактора Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола со штативом и соединителем	—
1	Рама Lobster	—
2	Поворотное зеркало Lobster Mayo, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2 3/4" x 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Mayo, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	3 1/2" x 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Deaver, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2 3/4" x 4 1/2"
1	Поворотное зеркало Lobster Harrington, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" x 5"
1	Поворотное гибкое зеркало Lobster Malleable, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" x 6 1/2"
1	Поворотное гибкое зеркало Lobster Malleable, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	3" x 6 1/2"
1	Поворотное зеркало Lobster Fence, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	4" x 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" x 4"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" x 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1" x 8"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	1 1/2" x 6"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" x 4 1/2"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" x 6"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	2" x 8"
1	Стерилизационный короб	—



Ретрактор корешков нервов Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Прямой профиль	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Прямой линейный интерламинарный доступ и мобилизация выходящего корешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Изогнутый 45 градусов	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Декомпрессия латерального кармана и защита субартикулярного нервного корешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Изогнутый 90 градусов	Доступная длина: 17.5 см или 21.5 см · Клиническая роль: Глубокая фораминальная ревизия и медиальное удержание дурального мешка · Цена (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Ретрактор корешков нервов Love, байонетный

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор корешков нервов Love (штыковидный)	Размеры / Детали: общая длина 21 см, штыковидный стержень, чашеобразная лопатка · Количество: 1	\$29
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$29



Низкопрофильный ретрактор для стопы и голеностопного сустава

SKU **RM-LPFAR-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Ретрактор для гемиламинэктомии Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

ЦЕНА **\$124 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 40 mm x 25 mm бранша	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Среднее — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Большой — зеркало 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Рама жесткого ретрактора для микродискэктомии типа McCulloch-Type

SKU **RM-MMRRF-14-1**

ЦЕНА **\$384 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
McCulloch-Type Microdiscectomy Rigid Retractor Frame	Размеры / Детали: общая длина 14 см, жесткое бесшарнирное шасси, реечный привод · Количество: 1	\$384
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$384



Ретрактор корешка нерва типа McCulloch-Type

SKU **RM-MNRR-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Ретрактор для шва мениска

SKU **RM-MRR-5IN-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор для шва мениска	Размеры / Детали: общая длина 5" (12.7 cm), полированная изогнутая защитная лопатка · Количество: 1	\$59
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$59



Панорасширитель Meyerding Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Тупая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Атривматичное смещение параспинальных мышц и удержание тканей · Цена (USD): \$99.00
1	Острая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Надежная фиксация в плотных фасциях и местах прикрепления сухожилий · Цена (USD): \$99.00
1	Зубчатая рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Противоскользящая фиксация на дужках и границах фасеточных суставов · Цена (USD): \$99.00
1	Седловидная рабочая часть	Общая длина: 18 см · Клиническая роль: Контурное удержание мышечных пучков для доступа при декомпрессии · Цена (USD): \$99.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Панорасширитель Meyerding Retractor with Ratchet

SKU **RM-MRWR-18-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
32 mm × 25 mm широкое	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm Широкие	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm Широкий	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm Широкий	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Ретракторы для малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава

SKU **RM-MIKR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
19 см общая длина	RM-MIKR-1-1	\$79
20 см общая длина	RM-MIKR-1-2	\$84
22 см Общая длина	RM-MIKR-1-3	\$89



Ретрактор нервного корешка для малоинвазивной хирургии (MIS)

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4.7 mm Широкое лезвие	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Wide Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Ретракторы типа Modified Fukuda

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор типа Modified Fukuda	Ручной ортопедический рычажный ретрактор для плечевой кости, фенестрированное кольцевидное лезвие	\$89
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89



Ретрактор для надколенника (Patella Retractor)

SKU **RM-PTR-9IN-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Patella Retractor	длина 9" (22.86 cm), опора 22 mm, лезвие 16 mm, крючкообразный кончик	\$84
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$84



Ретрактор PCL (задней крестообразной связки)

SKU **RM-PCLR-25-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор PCL	Общая длина 25 см (10"), наконечник 21 мм, зубцы 4 мм	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99



РЕТРАКТОР ДЛЯ АМПУТАЦИЙ PERCY

SKU **RM-PAR-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Ранорасширитель Perkins самодержащий

SKU **RM-PSRR-99-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартная модель со сплошными зубцами — 13 см, левый или правый	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 зубца и остроконечная лопатка — 11 см	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 зубца и остроконечная лопатка — 13 см	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 зубца и остроконечное лезвие — 11 см	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 зубца и остроконечное лезвие — 13 см	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Изогнутое окончатое лезвие — 13 см, левое или правое	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Сплошная шиповидная бранша — 12.7 см, левая или правая	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Система переднего поясничного доступа Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PAL-1**

ЦЕНА **\$3,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
4	Лопатка 25 × 60 mm	Лопатка ретрактора для малой глубины
4	Лопатка 25 × 80 mm	Лопатка ретрактора для умеренно малой глубины
4	Лопатка 25 × 100 mm	Лопатка ретрактора для средней глубины
4	Лопатка 25 × 120 mm	Лопатка ретрактора стандартной глубины
4	Лопатка 25 × 140 mm	Лопатка ретрактора увеличенной глубины
4	Лопатка 25 × 160 mm	Лопатка ретрактора для глубокого хирургического коридора
4	Лопатка 25 × 180 mm	Лопатка ретрактора для сверхглубокого хирургического коридора
4	Лопатка 25 × 200 mm	Лопатка ретрактора максимального вылета
1	Кольцо ретрактора	Центральный кольцевой каркас ретрактора диаметром 300 mm
2	Удлинительная штанга	Служит для удлинения или позиционирования рамы ретрактора
6	Зажим для кольца	Фиксирует держатели и компоненты на кольце ретрактора
6	Шарнирный держатель лопаток	Обеспечивает регулируемое крепление лопаток на кольце
1	Шестигранный ключ	Ручной ключ 225 mm для сборки и регулировки рамы
2	Кронштейн с держателем кольца	Поддерживает и соединяет кольцо с зажимами стола
2	Поворотный зажим для стола	Фиксирует опорную конструкцию на направляющих операционного стола
1	Шестигранная отвертка	Специализированный инструмент для настройки системы
1	Стерилизационный бокс	Перфорированный алюминиевый контейнер для хранения и обработки





Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PML-1**

ЦЕНА **\$3,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Крючок прямой 40 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 50 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 60 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 70 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 80 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 90 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	Крючок прямой 100 mm	Специализированный узкий ретракционный крючок
1	T-образная рукоятка управления поворотом	Ручка для ручной регулировки поворота
1	Вращающийся зажим для стола	Закрепляет конструкцию на боковой шине операционного стола
1	Световодный кабель	Стандартный изгиб, 10 ft, нестерильный; передает свет от источника к ретрактору
1	Светодиодный источник света	Портативный/настольный осветительный прибор
1	Угловой шарнирный кронштейн	Многоосставной рычаг с реечным зажимом, соединяющий фиксатор с рамой
1	Поворотный ретрактор для поясничного доступа MIS	Основная несущая реечная рама 250 mm с верхней загрузкой для поясничного доступа
1	Реечный коннектор	Соединяет вспомогательные рейки с основной рамой
1	Поворотный центральный держатель лопатки	Рейка 130 mm с верхней загрузкой; удерживает центральную лопатку с контролем поворота
1	Контрретрактор Step Over с поворотом	Рычаг контрретракции с боковой загрузкой Sure-Lock, рейка 225 mm для латеральной стабильности
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 50 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 60 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 70 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 80 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 90 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 100 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 110 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1 Pair	Скошенные лопатки (пара) 22 x 120 mm	Парные лопатки ретрактора со скошенными кончиками
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 40 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 50 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 60 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 70 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 80 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 90 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 100 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 110 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Контрлопатка с короткими зубцами 14 x 120 mm	Контрлопатка с короткими захватными зубцами
1	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 50 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
1	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 60 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 70 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 80 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 90 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 100 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 110 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
2	Веерная лопатка с короткими зубцами 18 x 120 mm	Дистально расширяющаяся веерная лопатка с короткими зубцами
1	Дилататор 8 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Дилататор 13 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Дилататор 18 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Дилататор 22 mm	Инструмент для последовательного расширения тканей
1	Обтуратор 18 mm	Инструмент для начального введения и направления
1	Обтуратор 22 mm	Инструмент для начального введения и направления
1	Стерилизационный короб	Контейнер для хранения, организации и повторной обработки





Коленный ретрактор Ranawat Knee Retractor

SKU **RM-RKR-95-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ranawat Knee Retractor	Длина 9 1/2" (24.13 cm), рабочая часть 17 x 34 mm 90° (тупой или острый)	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Реверсивный ретрактор Hohmann

SKU **RM-RHR-85-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Реверсивный ретрактор Hohmann	Длина 8 1/2" (21.59 cm), асимметричное лезвие с тупыми зубцами, фенестрированная рукоятка	\$69
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Ретрактор коленный S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Одностороннее лезвие 10 mm — 6" length, 10 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Одностороннее лезвие 20 mm — 6" length, 20 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Двусторонняя конфигурация — 6" длина, двойные рабочие концы 5 mm и 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Ретрактор корешков нерва Sandhu Nerve Root Retractor

SKU **RM-SNRR-243-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sandhu Nerve Root Retractor	Общая длина 24.3 см, тупое лезвие 3.2 mm, податливый стержень 90°	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54



Ретрактор Saxena Bone Grafting Retractor

SKU **RM-SBGR-1**

ЦЕНА **\$124 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
16.5 cm Variant — С насечкой или крестообразной насечкой	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm Вариант — С продольной или крестообразной насечкой	RM-SBGR-1-2	\$149



Нейрохирургический ретрактор нервного корешка Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Scoville Nerve Root Retractor	Общая длина 23.5 см, изогнутый контурный наконечник, тонкий стержень	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Панорасширитель Scoville Self Retaining Retractor

SKU **RM-SSRR-150-1**

ЦЕНА **\$259 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся направляющая рама	Основная реечная база, разработанная для нейрохирургических и спинальных доступов
1	Съемное боковое лезвие с одним острым зубцом	Лезвие 50 mm в форме одного крюка для глубокой фиксации под краями разреза
1	Съемное сплошное зубчатое боковое лезвие	Сплошное лезвие 60 mm x 25 mm для отведения костных структур с зубчатыми наконечниками
1	Встроенный ручной винтовой замок	Винтовой узел, обеспечивающий точное разведение и снижающий усталость хирурга
2	Эргономичные бранши ретрактора	Легкие рычаги с полностью гладким внешним контуром
1	Защитный кейс / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Scoville-Haverfield самодержащийся

SKU **RM-SHSRR-150-1**

ЦЕНА **\$339 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся рама с шарнирными браншами	Шарнирный корпус ножничного типа, отклоняющийся вниз за пределы линии обзора
1	Съемное боковое лезвие с острым зубцом	Однозубый крючок 50 mm, предназначенный для глубокой фиксации под краями разреза
1	Съемная сплошная зубчатая лопатка	Лопатка для ретракции кости 60 mm x 25 mm с микрозубчатым кончиком
1	Встроенный ручной винтовой замок	Центральный резьбовой механизм, обеспечивающий фиксацию для снижения усталости рук
2	Эргономичные рычаги ретрактора	Легкие структурированные рукоятки с полностью гладкими краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU **RM-SRSRR-155-1**

ЦЕНА **\$395 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся базовая рама	Основная направляющая рама, предназначенная для фиксации при работе с плотными тканями
1	Съемная 3-зубая полуострая латеральная лопатка	Насадка-коготь 62 mm x 37 mm для фиксации поверхностей глубоких тканей
1	Съемная 4-зубая полуострая латеральная лопатка	Насадка-коготь 62 mm x 52 mm для разведения более широких участков ткани
1	Встроенный ручной винтовой замок	Механический вращательный зажим, обеспечивающий фиксацию для минимизации утомляемости
2	Эргономичные бранши	Легкие двойные профили рукояток с полностью гладкими краями
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка



Набор шейных спинальных ретракторов SHADOWLINE Trimline

SKU RM-STCSRS-1

ЦЕНА \$2,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Цветокодированный измеритель глубины	Инструменты и рамы — стандартный
2	Фиксирующая рукоятка ретрактора (с боковой загрузкой)	Инструменты и рамы — стандартная
1	Ступенчатая поперечная рама ретрактора	Инструменты и рамы — двойной шарнир, боковая загрузка
1	Поперечная рама ретрактора	Инструменты и рамы — двойной шарнир, боковая загрузка (раскрытие 120 mm)
1	Кейс для инструментов	Хранение и защита — лоток-организатор
1	Стерилизационный бокс	Хранение и защита — перфорированный контейнер
2	Серебристая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 30 mm x 23 mm
2	Синяя лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 35 mm x 23 mm
2	Красная лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 40 mm x 23 mm
2	Зеленая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 45 mm x 23 mm
2	Фиолетовая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 50 mm x 23 mm
2	Черная лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 55 mm x 23 mm
2	Золотистая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 60 mm x 23 mm
2	Темно-синяя лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 65 mm x 23 mm
2	Светло-зеленая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 70 mm x 23 mm
2	Оранжевая лопатка для тканей	Тупые лопатки для тканей (пары) — 75 mm x 75 mm
2	Синяя узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 35 mm x 14 mm
2	Красная узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 40 mm x 14 mm
2	Зеленая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 45 mm x 14 mm
2	Фиолетовая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 50 mm x 14 mm
2	Черная узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 55 mm x 14 mm
2	Золотистая узкая мышечная лопатка	Узкие мышечные лопатки (короткие зубцы, пары) — 60 mm x 14 mm
1	Серебристая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 30 mm x 23 mm
1	Синяя латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 35 mm x 23 mm
1	Красная латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 40 mm x 23 mm
1	Зеленая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 45 mm x 23 mm
1	Фиолетовая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 50 mm x 23 mm
1	Черная латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 55 mm x 23 mm
1	Золотистая латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 60 mm x 23 mm
1	Темно-синяя латеральная мышечная лопатка	Латеральные мышечные лопатки (короткие зубцы, поштучно) — 65 mm x 23 mm
1	Серебристая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 30 mm x 23 mm
1	Синяя медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 35 mm x 23 mm
1	Красная медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 40 mm x 23 mm
1	Зеленая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 45 mm x 23 mm
1	Фиолетовая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 50 mm x 23 mm
1	Черная медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 55 mm x 23 mm
1	Золотистая медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 60 mm x 23 mm
1	Темно-синяя медиальная мышечная лопатка	Медиальные мышечные лопатки (длинные зубцы, поштучно) — 65 mm x 23 mm
2	Синяя узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 35 mm x 14 mm
2	Красная узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 40 mm x 14 mm
2	Зеленая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 45 mm x 14 mm
2	Фиолетовая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 50 mm x 14 mm
2	Черная узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 55 mm x 14 mm
2	Золотистая узкая лопатка для тканей	Узкие лопатки для тканей (тупые, пары) — 60 mm x 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	Длина 7 ¾" (19.68 cm), лопатка 40 mm, эргономичная Т-образная рукоятка	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Распатор-ретрактор Sofield Retractor

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$46 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Размер #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Размер #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Размер #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Размер #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Размер #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Размер #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Штабелируемые ретракторы Hohmann

SKU **RM-SHR-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 ¾" (20.96 cm) — Стандартное, широкое или изогнутое лезвие	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Стандартное, Широкое или Изогнутое лезвие	RM-SHR-1-2	\$99



Ранорасширитель для ламинэктомии Super-Slide Laminectomy Retractor

SKU **RM-SSLR-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама ранорасширителя	Основная несущая рама системы ранорасширителя
4	Малые зеркала	Зеркала глубиной 2" для хирургической ретракции
4	Средние зеркала	Зеркала средней глубины 3"
4	Большие зеркала	Зеркала большой глубины 4"
4	Дополнительные зеркала	Зеркала увеличенной глубины 4¾"
1	Стерилизационный бокс	Контейнер для организации и хранения полного комплекта



Хирургический свинцовый фиксатор кисти (пластина)

SKU **RM-SLHRP-199-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ



РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Surgical Lead Hand Retractor Plate	Пластичная свинцовая пластина-ретрактор в форме взрослой кисти	\$199
Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$199



Ранорасширитель с Т-образной рукояткой и изогнутым лезвием

SKU **RM-THRAB-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ



РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатый	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатое	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm или 120×32 mm зубчатый	RM-THRAB-1-3	\$139



Спинальный ретрактор Taylor

SKU **RM-TSR-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) depth — Цервикальная и торакальная задняя ламинэктомия, подростковая спинальная хирургия	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" or 4" depth — Стандартная поясничная ламинэктомия и дискэктомия у взрослых	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) глубина — Глубокий поясничный спондилодез, бариатрическая хирургия позвоночника и доступ к крестцу	RM-TSR-1-3	\$89



Ретрактор корешка нерва Toennis Nerve Root Retractor

SKU **RM-TNRR-15-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Toennis Nerve Root Retractor	общая длина 15 см, тонкий стержень, гладкий контурный крючкообразный кончик	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Ретрактор для установки гленосферы при тотальном и реверсивном эндопротезировании плечевого сустава

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор для установки гленосферы при эндопротезировании плечевого сустава	длина 10 ¼" (26.03 cm), двухзубчатый наконечник 24 mm, эргономичная ручка	\$109
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка	\$109




Тубулярная ретракторная система

SKU **RM-TRS-MIS-1**

ЦЕНА **\$2,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 6 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 8 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 10 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 12 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 14 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 16 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 18 мм
1	Tubular Flexible Arm	Многошарнирный удерживающий кронштейн
1	Table Clamp Set	Крепление на рельс операционного стола
1	Sterilization Box	Специальный кейс для организованной обработки





Коленный ретрактор Wallace Knee Retractor

SKU **RM-WKR-5IN-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Wallace Knee Retractor	Общая длина 5" (12.7 cm), двуплечая самодержащаяся рама, винтовой замок	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Ранорасширитель Williams для дискэктомии

SKU **RM-WDR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
50 mm x 20 mm (Левый или правый)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Левосторонний или правосторонний)	RM-WDR-1-2	\$99



Ретрактор Williams для переломов дистального отдела лучевой кости

SKU **RM-WDRFR-45-1**

ЦЕНА **\$189 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Изогнутое левое лезвие — 4.5" (11.43 cm) длина, тупые угловые зубцы, изгиб влево	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Изогнутое правое лезвие — 4.5" (11.43 cm) длина, тупые угловые зубцы, изгиб вправо	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Спинальный ретрактор Williams для ДИСКЭКТОМИИ

SKU **RM-WSDR-153-1**

ЦЕНА **\$149 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
50 mm - 70 mm глубина (10 или 20 mm) — Левосторонний или Правосторонний	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm - 90 mm глубина (10 или 20 mm) — Левосторонний или Правосторонний	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm глубина (10 или 20 mm) — Левосторонний или Правосторонний	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Ранорасширитель Wiltse-Gelpi самодержащий

SKU **RM-WGSRR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
28.0 cm Конструкция — Изогнутые наружу бранши, острые зубцы, кремальера	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm модель — бранши с изгибом наружу, острые концы, кремальера	RM-WGSRR-1-2	\$109





Image-Line ACF Retractor With Distraction Quick Release Set — набор ретракторов для переднего шейного доступа с функцией distraction и механизмом быстрой фиксации

SKU RM-ILACF-QR-1

ЦЕНА \$4,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Глубиномер	Цветовая маркировка
2	Подпружиненная рукоятка	Механизм быстрой фиксации
1	Продольная рама	Быстросъемная стандартная
1	Продольная рама (Panther Coated)	Антибликовая поверхность
1	Поперечная рама	Быстросъемная стандартная
1	Поперечная рама (Panther Ceramic)	Керамическое антибликовое покрытие
2	Тупая лопатка	30 мм, серебро
2	Тупая лопатка	35 мм, синий
2	Тупая лопатка	40 мм, красный
2	Тупая лопатка	45 мм, зеленый
2	Тупая лопатка	50 мм, фиолетовый
2	Тупая лопатка	55 мм, черный
2	Тупая лопатка	60 мм, золотой
2	Тупая лопатка	65 мм, темно-синий
2	Тупая лопатка	70 мм, светло-зеленый
2	Тупая лопатка	75 мм, оранжевый
1	Лопатка с короткими зубцами	30 мм, серебро
1	Лопатка с короткими зубцами	35 мм, синий
1	Лопатка с короткими зубцами	40 мм, красный
1	Лопатка с короткими зубцами	45 мм, зеленый
1	Лопатка с короткими зубцами	50 мм, фиолетовый
1	Лопатка с короткими зубцами	55 мм, черный
1	Лопатка с короткими зубцами	60 мм, золотой
1	Лопатка с короткими зубцами	65 мм, темно-синий
1	Лопатка с длинными зубцами	30 мм, серебро
1	Лопатка с длинными зубцами	35 мм, синий
1	Лопатка с длинными зубцами	40 мм, красный
1	Лопатка с длинными зубцами	45 мм, зеленый
1	Лопатка с длинными зубцами	50 мм, фиолетовый
1	Лопатка с длинными зубцами	55 мм, черный
1	Лопатка с длинными зубцами	60 мм, золотой
1	Лопатка с длинными зубцами	65 мм, темно-синий
2	Микролопатка тупая	14 × 35 мм, синий
2	Микролопатка тупая	14 × 40 мм, красный
2	Микролопатка тупая	14 × 45 мм, зеленый
2	Микролопатка тупая	14 × 50 мм, фиолетовый
2	Микролопатка тупая	14 × 55 мм, черный
2	Микролопатка тупая	14 × 60 мм, золотой
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 35 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 40 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 45 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 50 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 55 мм
2	Микролопатка с короткими зубцами	14 × 60 мм
1	Спиральное сверло CVB	глубина 8 мм, длина 5 3/4"
1	Направитель для distractionного сверла CVB, левый	Стандарт
1	Направитель для distractionного сверла CVB, правый	Стандарт
1	Дистрактор тел позвонков, левый	рейка 100 мм
1	Дистрактор тел позвонков, правый	рейка 100 мм
2	Отвертка CVB, силиконовая рукоятка	Стандарт
1	Многоуровневый дистрактор, левый	рейка 120 мм, удлинитель 90 мм
1	Многоуровневый дистрактор, правый	рейка 120 мм, удлинитель 90 мм
1	Держатель костного трансплантата	наконечник 8 × 15 мм, длина 210 мм
1	Импактор для костного трансплантата	3 мм
1	Импактор для костного трансплантата	5 мм
1	Импактор для костного трансплантата	8 мм
1	Нож для трансплантата	регулируемая глубина 8.75", ширина 7 мм
1	Штангенциркуль ACF	9"
1	Стерилизационный бокс	Высокопрочный органайзер




Ранорасширитель спинальный для задних доступов Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU **RM-BPSR-1**

ЦЕНА **\$2,399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	Зажим для стойки (Post Coupler)	Стандартный
1	Горизонтальная штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
6	Стандартные кремальеры	Без наклона
4	Наклонные кремальеры	Многопозиционные
1	Полукруглый сегмент рамы	Диаметр 8½" (21.6 cm)
1	Прямой сегмент рамы	4" (10.2 cm)
1	Прямой сегмент рамы	6" (15.2 cm)
1	Прямой сегмент рамы	8" (20.3 cm)
2	Лопатки Meyerding	¾" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Лопатки Meyerding	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Лопатки Meyerding	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Крючки Scoville	Малые
2	Крючки Scoville	Большие
2	Крючки 3-зубчатые	Ширина ¾" x Глубина ¾" (1.7 x 1.9 cm)
2	Крючки 4-зубчатые	Ширина ¾" x Глубина ¾" (1.9 x 0.8 cm)
2	Крючки 6-зубчатые	Ширина 1" x Глубина ¾" (2.5 x 0.8 cm)
1	Стерилизационный контейнер	Защитный кейс



Набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

ЦЕНА **\$2,899 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
10 пар (всего 20 лезвий)	Тупоконечные лезвия ретрактора	Длиной от 30 мм до 75 мм (с шагом 5 мм)
6 пар (всего 12 лезвий)	Микротупоконечные лезвия ретрактора	Длиной от 35 мм до 60 мм (с шагом 5 мм)
8 лезвий	Длиннозубые лезвия ретрактора	Длиной от 30 мм до 65 мм (с шагом 5 мм)
1 пара (всего 2 лезвия)	Лопастные лезвия	Стандартная совместимость с многонаправленным дистракционным каркасом
2 рукоятки	Боковые рукоятки ретрактора	Эргономичный дизайн с поворотным механизмом для быстрой смены модульных лезвий
1 глубиномер	Цветокодированный глубиномер	Калиброван для быстрого измерения глубины мягких тканей
1 комплект	Спиральное сверло с рукояткой	Ручная сборка стартового сверла для дистракционных винтов
1 направляющая	Двойная направляющая для сверла	Для обеспечения точного параллельного расстояния между дистракционными винтами позвонков
1 направляющая	Одинарная направляющая для сверла	Для независимой или модульной установки дистракционных винтов
1 сверло	Спиральное сверло	Сменное сверло для пилотного сверления под дистракционные винты
2 отвертки	Отвертки для дистракции	Ручные отвертки с надежным захватом для установки штифтов в стиле Каспара
1 инструмент	Измерительный инструмент - штангенциркуль	Прецизионный измерительный прибор для подтверждения высоты диска и допусков зазора имплантата
1 инструмент	Костный тампон с защитой	Двусторонний хирургический инструмент с профилем 6 мм x 10 мм
1 контейнер	Стерилизационный бокс	Прочный, изготовленный на заказ организационный хирургический лоток



Ранорасширитель ALM самодержащийся

SKU **RM-ASRR-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7 см (approx. 2.75"), 4x4 острые или тупые зубцы	RM-ASRR-1-1	\$89
10 см (approx. 4.0"), 4x4 острых или тупых зубца	RM-ASRR-1-2	\$99



Амбидекстральные самодержащиеся ретракторы

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

ЦЕНА **\$239 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4x3 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4x4 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7x7 зубцов	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Ранорасширитель Army-Navy — комплект из двух штук

SKU **RM-ANR-SET-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Army-Navy	общая длина 21 см, двусторонние лопатки	\$49
Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$49



Ранорасширитель Balfour Baby самоудерживающийся

SKU **RM-BBSRR-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1 комплект (2 шт.)	Боковые зеркала	глубина 60 mm
1	Центральное зеркало Balfour	ширина 21 mm x глубина 24 mm
1	Рама ранорасширителя Balfour	125 x 90 mm




Ранорасширитель Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Balfour	200 x 155 mm, 200 x 235 mm или 200 x 265 mm
1 пара	Боковые зеркала	Встроенные/съемные (глубина 60 mm или 90 mm)
1	Регулируемое центральное зеркало	47 x 80 mm, 62 x 76 mm или 80 x 80 mm
1	Защитная упаковка	Индивидуальная коробка для транспортировки



Ранорасширитель Balfour USA самоудерживающийся

SKU **RM-BUSRR-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
4 комплекта (всего 8 зеркал)	Боковые зеркала	глубиной 65 mm, 85 mm, 105 mm и 155 mm
1	Центральное зеркало Balfour	70 mm ширина x 70 mm глубина
1	Прямое центральное зеркало	70 mm ширина x 100 mm глубина
1	Рама Balfour	Центральная несущая рама с фиксирующим винтом



Ранорасширитель Boley

SKU **RM-BR-16-1**

ЦЕНА **\$85 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Boley	Общая длина 16 см, двусторонние лопатки	\$85
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$85



Brewster Retractor

SKU **RM-BRW-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Класс 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Класс 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Класс 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Класс 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Класс 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Ранорасширитель Brunner Retractor

SKU **RM-BRUN-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Ранорасширитель Children's Hospital Retractor

SKU **RM-CHR-PED-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Children's Hospital Retractor	Общая длина 14 см, двусторонние педиатрические лопатки	\$39
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39



Collin Hartmann S-Shaped Retractor

SKU **RM-CHSR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	общая длина 16 см, двойные рабочие концы 52х33 mm и 30х21 mm	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Ранорасширитель Core двусторонний

SKU **RM-CRDE-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Core двусторонний	общая длина 18 см, двойные лезвия 6.0 mm и 11.0 mm	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Крючок Crile двухсторонний

SKU **RM-CRDE-RET-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Тип #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Тип #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Ранорасширитель Czerny двухсторонний

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Czerny двухсторонний	Общая длина 17.5 cm, двухсторонние лопатки 38 × 22 mm	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44





Ранорасширитель Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — педиатрический, для неглубоких полостей и операций на щитовидной железе	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Стандартный доступ для аппендэктомии и малых лапаротомий	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Средний размер для ретракции брюшной стенки и органов малого таза	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Стандартный взрослый размер для эксплоративной лапаротомии	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Глубокий тазовый и гинекологический доступ	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — широкое смещение внутренних органов и печени	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — экстраширокое удержание брюшной стенки и внутренних органов при бариатрических операциях	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Хирургия глубоко расположенных опухолей забрюшинного пространства и малого таза	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Максимальная глубина доступа при бариатрических операциях и вмешательствах на аорте	RM-DR-STD-1-9	\$87



Ретрактор Deaver с тонкой рукояткой

SKU **RM-DRTH-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
12" (прибл. 30.5 cm) — 25, 38, 50, или 75 mm — Стандартная ретракция брюшной стенки и органов таза	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, or 75 mm — Глубокий ретроперитонеальный доступ, бариатрический доступ и доступ к тазобедренному суставу	RM-DRTH-1-2	\$64





Ретро-ретракторы Deaver с полой эргономичной рукояткой

SKU **RM-DRHGH-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7" (ок. 17.8 cm) — Для педиатрии и неглубоких разрезов брюшной стенки	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 1/2" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Стандартная аппендэктомия, тиреоидэктомия и ретракция в полости таза	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Стандартный доступ для эксплоративной лапаротомии у взрослых	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 1/2" (approx. 26.7 cm) — Для глубоких полостей в тазовой хирургии и гинекологии	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Смещение глубоко расположенных внутренних органов и элевация печени/селезенки	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Максимальный вылет для бариатрических и ретроперитонеальных операций	RM-DRHGH-1-6	\$80



Ретрактор Deep Rake

SKU **RM-DRR-1**

ЦЕНА **\$68 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
38 mm Depth — 57 mm wide x 38 mm deep — Средняя ретракция подкожных тканей и мышц	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Глубина — 57 mm ширина x 51 mm глубина — Стандартная экспозиция брюшной стенки и ортопедических суставов	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide x 63 mm deep — Глубокая экспозиция тазового дна и смещение параспинальных мышц	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Глубина — 57 mm ширина x 76 mm глубина — Максимальная глубина для бариатрии и высокого мышечного сопротивления	RM-DRR-1-4	\$80



Ранорасширитель Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся кольцевая рама	Рама 175 mm x 150 mm, обеспечивающая обзор во всех направлениях
2 (1 пара)	Сменные зеркала для поверхностных тканей	Изогнутые кончики 40 mm x 30 mm, идеальны для деликатных слоев
2 (1 пара)	Сменные зеркала для глубоких тканей	Изогнутые кончики 40 mm x 40 mm, оптимизированы для объемных тканей
4	Быстросъемные штифтовые фиксаторы	Механизм фиксации скольжением для снижения нагрузки на пальцы
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Desai Self Retaining Retractor

SKU **RM-DSRR-1**

ЦЕНА **\$129 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Desai Self Retaining Retractor	длина 7.25" (18.41 cm), бранши с открытой петлей 90°, реечный замок	\$129
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$129



Панорасширитель Dockhorn Retractor

SKU **RM-DOCK-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
12.0 mm × 40.0 mm лезвие	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm blade	RM-DOCK-1-2	\$69



Брюшной ретрактор Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
90 mm Широкое лезвие — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm Ширина лезвия — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm Широкое лезвие — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Ранорасширитель Doyen Retractor

SKU **RM-DR-22-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
30 x 30 mm зеркало — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Ранорасширитель Farabeuf Retractor

SKU **RM-FBR-SET-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
12 cm (прибл. 4.7") набор	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (approx. 6.0") набор	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Ранорасширитель пружинный Farr Spring Retractor

SKU **RM-FSR-1**

ЦЕНА **\$34 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4 cm — Плоское лезвие или острый кончик	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Плоское лезвие или острый кончик	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Плоское лезвие или острый кончик	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Плоское лезвие или Острый кончик	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Плоское лезвие или острый кончик	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Плоское полотно или острый кончик	RM-FSR-1-6	\$44



Ретрактор Deaver волоконно-оптический

SKU **RM-FODR-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ретрактор Deaver волоконно-оптический	рукоятка 8" (20.3 см), изогнутое полотно 1" (25 mm), волоконно-оптический жгут
1	Универсальный адаптер для световода	Для подключения к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор Fischl Shoe Horn

SKU **RM-FSHR-16-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Fischl Shoe Horn	Общая длина 16 см, изогнутая лопатка в форме рожка	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Ранорасширитель Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Goelet Retractor	длина 18.5 см, двухсторонние лопатки 38 mm и 45 mm — 1	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44



Панорасширитель Golligher Self Retaining Retractor

SKU **RM-GSRR-SET-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся абдоминальная рама	Многоцелевая кольцевая рама для глубокого общехирургического доступа
2	Съемные цельные латеральные зеркала	Плоские боковые панели (глубина 51 mm или 102 mm)
2	Съемные центральные зеркала	Слегка изогнутые зеркала, адаптированные к форме внутренних органов (51 mm или 102 mm)
3	Индивидуальные скользящие винтовые замки	Механические стопорные болты на каждом зеркале для снижения нагрузки
2	Эргономичные балки	Легкие профили рукояток с гладкими краями по периметру
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Gosset Self Retaining Retractor

SKU **RM-GSR-SET-1**

ЦЕНА **\$349 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся направляющая рама	Базовое шасси, доступное с прямыми или изогнутыми браншами
2 (1 пара)	Фиксированные латеральные проволоочные лопасти	Петлевидные атравматичные лопасти 63 mm x 35 mm
1	Съемное центральное зеркало	Цельное слегка изогнутое зеркало 60 mm x 65 mm (в 3-лопастной комплектации)
1	Двойной винтовой замок	Многоточечная система ручной фиксации для закрепления положения на направляющей
2	Эргономичные удлинители бранш	Легкие направляющие рукоятки с полностью гладкими внешними краями
1	Защитный бокс / Упаковка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор Harrington Splanchnic

SKU **RM-HSR-SPL-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
127 mm длина x 38 mm ширина — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm длина x 63 mm ширина — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm long x 63 mm wide — 30.5 cm или 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Петрактор спланхический Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic с оптоволоконной подсветкой

SKU **RM-HSR-FO-1**

ЦЕНА **\$189 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	Лопатка 127 × 62 mm, световод, канал аспирации-ирригации — 1 шт.
1	Универсальный разъем для световода	Для подключения к стандартным операционным оптоволоконным кабелям — 1 шт.
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка — 1 шт.




Ранорасширитель Harrington Sweetheart Retractor

SKU **RM-HSR-1**

ЦЕНА **\$129 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Петрактор Hasson S Retractor

SKU **RM-HSR-LAP-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Жесткая конструкция — 10.0 mm или 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Пластичная конструкция — 10.0 mm или 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Ранорасширитель Heiss Wound Retractor

SKU **RM-HWR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5×5 Зубцов — 10×10 mm или 15×10 mm (Острые / Тупые)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 Prongs Pattern — 10×10 mm or 15×10 mm (Острые / Тупые)	RM-HWR-1-2	\$99



Ранорасширитель Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Самоудерживающийся ретрактор Holzhimer — 4" (10 cm) длина, 4×4 разводных зубца (острых или тупых)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Крючок хирургический (Hook Retractor)

SKU **RM-HKR-165-1**

ЦЕНА **\$14 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
1 Prong (Single Hook) — Острые или тупые зубцы	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 зубца — острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 зубца — острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 зубца — Острые или тупые кончики	RM-HKR-165-1-4	\$20



Ранорасширитель Kelly Retractor

SKU **RM-KLR-26-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Ранорасширитель Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	38 mm длина × 51 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm длина × 63 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm длина × 76 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm длина × 89 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm длина × 76 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортная упаковка · Тип рукоятки: — · Цена (USD): Включено



Ранорасширитель Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Длина 51 mm × ширина 63 mm	Общая длина: 24 cm · Основная клиническая роль: Стандартная ретракция брюшной стенки и мышц среднего слоя · Цена (USD): \$94.00
1	Длина 63 mm × ширина 76 mm	Общая длина: 24 cm · Основная клиническая роль: Доступ к глубокому тазовому дну и смещение органов при лапаротомии · Цена (USD): \$94.00
1	Длина 76 mm × ширина 89 mm	Общая длина: 24 cm · Основная клиническая роль: Максимальная ширина доступа к брюшной стенке и бариатрическая хирургия · Цена (USD): \$94.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Ранорасширитель Kirschner Retractor

SKU **RM-KR-SET-1**

ЦЕНА **\$449 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся направляющая рама	Овальное или квадратное шасси (240×240 мм или 340×240 мм)
от 4 до 6 зеркал	Модульные тупые зеркала для тканей	Набор 2-Blade Pair Set или 4-Blade Full Set на выбор
4	Индивидуальные фиксаторы	Механизмы скольжения и блокировки для фиксации зеркал
2	Эргономичные ретракционные балки	Сверхлегкие структурированные ручки с гладкими внешними краями
1	Защитная коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель Kocher Langenbeck Retractor

SKU **RM-KLR-GEN-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Узкие лопатки (напр., 25×6, 35×8 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: операции на щитовидной железе, сухожилиях и малые вмешательства · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Средние лопатки (напр., 28×15, 41×14 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: аппендэктомия, грыжесечение и ортопедический доступ к суставам · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Глубокие лопатки (напр., 70×14, 80×16 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: удержание глубоких мышц, операции на тазе и бедре · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Доступная длина и рукоятки: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Ранорасширитель Kocher Retractor

SKU **RM-KCR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Модель 20.3 см с лопаткой 20 mm × 12 mm	Основная роль: Ретракция краев поверхностных ран и элевация долей щитовидной железы · Цена (USD): \$49.00
1	Модель 21 см с лопатками 8×25, 12×40, 12×45 mm	Основная роль: Промежуточная ретракция мягких тканей и аппендэктомия · Цена (USD): \$54.00
1	Модель 21 см с лопатками 12×60, 12×65 mm	Основная роль: Глубокая ретракция фасций и удержание мышц конечностей · Цена (USD): \$54.00
1	Модель 23 см с лопатками 18×40, 20×38, 20×60 mm	Основная роль: Стандартная лапаротомия у взрослых и экспозиция суставов в ортопедии · Цена (USD): \$64.00
1	Модель 23 см с лопатками 25×60, 30×75, 40×75 mm	Основная роль: Массивное смещение мышц при операциях на тазу и тазобедренном суставе · Цена (USD): \$64.00
1	Защитный чехол / Коробка	Основная роль: Стандартная транспортная упаковка · Цена (USD): Включено



Ранорасширитель Koenig Retractor

SKU **RM-KNR-17-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	С окончатным лезвием (With Fenestrated Blade)	Размеры: 13×13 mm или 13×16 mm · Назначение: Визуализация сосудов и структур сквозь лезвие · Цена (USD): \$49.00
1	Без окончатого лезвия (Without Fenestrated Blade)	Размеры: 13×13 mm или 13×16 mm · Назначение: Надежное удержание мягких тканей и ретракция краев раны · Цена (USD): \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Размеры: Стандартная транспортная упаковка · Назначение: — · Цена (USD): Включено



Ретрактор Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Koerte	Размеры / детали: общая длина 24 см, 8 острых зубцов, кольцевая рукоятка с антискользящим кольцом · Количество: 1	\$54
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$54



Ранорасширитель Krasky Retractor

SKU **RM-KRK-28-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Krasky Retractor	Размеры/детали: общая длина 28 см, лезвие 50 × 25 мм, 6 острых зубцов · Количество: 1	\$99
Защитный чехол / коробка	Размеры/детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$99



Пальцевой ретрактор Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
1 Prong / Single Hook	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 зубца	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Зубца	RM-LFR-12-1-3	\$34



Ранорасширитель Lahey Retractor

SKU **RM-LR-HH-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 cm (около 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Ранорасширитель Langenbeck Green Retractor

SKU **RM-LGR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
и 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Ранорасширитель Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU **RM-LRSH-203-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Тип №1	Размеры (длина × ширина): 32 mm × 10 mm · Основная клиническая роль: Целевая ретракция краев ран и поверхностных мягких тканей · Цена (USD): \$49.00
1	Тип №2	Размеры (длина × ширина): 38 mm × 10 mm · Основная клиническая роль: Промежуточная ретракция фасций и экспозиция сухожилий · Цена (USD): \$49.00
1	Тип №3	Размеры (длина × ширина): 38 mm × 12 mm · Основная клиническая роль: Стандартная аппендэктомия у взрослых, грыжесечение и ортопедический доступ к суставам · Цена (USD): \$49.00
1	Тип №4	Размеры (длина × ширина): 38 mm × 16 mm · Основная клиническая роль: Широкое смещение мышц и удержание глубоких мягких тканей · Цена (USD): \$49.00
1	Защитный чехол / коробка	Размеры (длина × ширина): Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Атравматичный ретрактор Leriche Retractor-Atraumatic Wide Blade

SKU **RM-LRAW-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
и 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Ранорасширитель Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Хирургическая ранорасширительная система Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

ЦЕНА **\$2,699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола с вертикальной стойкой и рамой	—
6	Зажим Lobster для ретрактора	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	¾" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	4" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	2¼" × 4½"
1	Поворотный гибкий ретрактор Lobster (перфорированный)	2" × 6½"
1	Поворотный гибкий ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Поворотный ретрактор Lobster Kelly, модифицированный	3" × 2½"
1	Поворотный ретрактор Lobster Kelly, модифицированный	3" × 4"
1	Стерилизационный бокс	—



Ретрактор Lone Star Retractor (для колоректальной хирургии и операций на голове и шее)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малое кольцо — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Стандартное кольцо — 18.6 cm x 8.9 cm (Колопроктология)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Большое кольцо — 25.0 cm x 25.0 cm (Колоректальное)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (для общей хирургии, операций на голове и шее)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малое кольцо — 22.0 см x 11.3 см (Общая хирургия/Голова и шея)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Стандартное кольцо — 28.3 см x 18.3 см (общая хирургия/хирургия головы и шеи)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Большое кольцо — 32.5 см x 18.3 см (Общая хирургия / Голова и шея)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Ретрактор Martin Arm

SKU **RM-MAR-1**

ЦЕНА **\$799 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Зажим-куплер	Надежно фиксируется на боковом рельсе операционного стола, удерживая и блокируя L-образную стойку
1	L-образная стойка	Вставляется в зажим и служит основной вертикальной и горизонтальной несущей конструкцией
1	Шарнирный кронштейн	Подсоединяется к L-образной стойке для обеспечения многоосевого перемещения и фиксации ретракторов над операционным полем



Ранорасширитель Mathieu Finger Retractor

SKU **RM-MFR-16-1**

ЦЕНА **\$34 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Mathieu Finger Retractor	Размеры/Детали: общая длина 16 см, ширина 8.0 mm, по 3 зубца на концах (острые или тупые) · Количество: 1	\$34
Защитный чехол / коробка	Размеры/Детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$34



Ранорасширитель Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Брюшной ретрактор Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 11 in, изогнутое лезвие 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Ранорасширители Mayo-Collins — комплект из двух штук

SKU **RM-MCR-SET-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 5 7/8 in, двусторонние лезвия	RM-MCR-SET-1-1	\$49




Пальцевой ретрактор Meyerding Finger Retractor

SKU **RM-MFR-178-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	3-зубчатый, острый	Размеры (Длина x Ширина): 9.5 mm x 3.9 mm - Основная клиническая роль: надежная фиксация дермы и поднятие малых кожных лоскутов - Цена (USD): \$39.00
1	Зубчатый профиль	Размеры (Длина x Ширина): 3.1 mm x 6.3 mm - Основная клиническая роль: сфокусированная экспозиция сухожильного влагалища и удержание фиброзных краев - Цена (USD): \$39.00
1	Зубчатый профиль	Размеры (Длина x Ширина): 4.7 mm x 15.8 mm - Основная клиническая роль: промежуточная фасциальная ретракция и реконструкция сухожилий - Цена (USD): \$39.00
1	Тупой профиль	Размеры (Длина x Ширина): 3.1 mm x 9.5 mm - Основная клиническая роль: травматичная ретракция нервно-сосудистых пучков и экспозиция пальцев - Цена (USD): \$39.00
1	Тупой профиль	Размеры (Длина x Ширина): 6.3 mm x 17.4 mm - Основная клиническая роль: широкое поднятие мягких тканей и экспозиция связок кисти - Цена (USD): \$39.00
1	Защитный чехол / коробка	Размеры (Длина x Ширина): Стандартная транспортная упаковка - Основная клиническая роль: — - Цена (USD): Включено



Ранорасширитель Middledorpf Retractor

SKU **RM-MDR-28-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Ранорасширитель Morris Retractor Single-Ended

SKU **RM-MRSE-23-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Morris Retractor Single-Ended	Общая длина 230 mm (23 см), Г-образное цельное лезвие, окончатая рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор Murphy Ball

SKU **RM-MBR-35-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2.0 mm сферический наконечник	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm сферический наконечник	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm Сферический кончик	RM-MBR-35-1-3	\$39



Ретрактор Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2 зубца (8.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Зубца (13.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 зубца (18.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Зубцов (28.0 mm ширина)	RM-MR-195-1-4	\$59



Неонатальный Т-образный гибкий ретрактор

SKU **RM-NTRR-265-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Ранорасширители Ollier Retractors

SKU **RM-OR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$74 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Ранорасширитель Parker (комплект из двух штук)

SKU **RM-PR-SET-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Набор ретракторов Parker-Mott из двух штук

SKU **RM-PMR-SET-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретракторы Parker-Mott	Общая длина 15.3 см, асимметричные двухсторонние сплошные лопатки	\$49
Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$49




Ранорасширитель Parker-Tommy Retractor

SKU **RM-PTR-16-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Parker-Tommy Retractor	Общая длина 16 см, асимметричные двухсторонние изогнутые лопатки	\$39
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39



Ранорасширители Pediatric Deaver Retractors

SKU **RM-PDR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Детский шпатель-ретрактор (Ribbon Retractor)

SKU **RM-PRR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Пальцевой ретрактор типа «грабли» (Rake Finger Retractor)

SKU **RM-RFR-153-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
1 Prong (Single Hook) — Тупые или острые зубцы	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 зубца — тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 зубца — тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 зубца — Тупые или острые кончики	RM-RFR-153-1-4	\$44



Ранорасширитель Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Redler Retractor	Общая длина 5" (12.7 cm), сужающаяся функциональная лопатка, тонкая эргономичная рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Брюшной ретрактор Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

ЦЕНА **\$229 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся базовая рама	Шасси с изогнутыми браншами для улучшения визуального доступа
2 (1 пара)	Съемные цельные боковые зеркала	Широкие ковшеобразные боковые панели (Вариант А: 50×58 mm / Вариант В: 60×80 mm)
1	Съемное центральное зеркало	Асимметричная плоская пластина (Вариант А: 55×70 mm / Вариант В: 80×90 mm)
1	Специальный винтовой замок	Ручной механизм вращения для фиксации разведения лопастей
1	Компактная ручка-крючок	Встроенный минималистичный захват для экономии рабочего пространства
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Двойные вогнутые прямоугольные лезвия	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Двойные вогнутые прямоугольные лезвия	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Двойные вогнутые прямоугольные лезвия	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Двойные прямоугольные вогнутые лезвия	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Ранорасширитель Richardson с эргономичной рукояткой

SKU **RM-RRGH-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9 ½" (24.13 cm) — Полая рукоятка, типа Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Полая рукоятка, рукоятка Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Полая рукоятка, рукоятка Lamb или облегченная	RM-RRGH-1-3	\$74



Ранорасширитель Richardson с кольцевой рукояткой

SKU **RM-RRLH-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9 ½" (24.13 cm) — Изогнутое под прямым углом лезвие, кольцевидная ручка	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Г-образно изогнутое лезвие, кольцевидная рукоятка	RM-RRLH-1-2	\$59



Ранорасширитель Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

ЦЕНА **\$1,699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Рельсовый зажим	Крепление к рельсу операционного стола
2	Боковая штанга	26" (Монтажная рама)
1	Поперечная штанга	21" (Монтажная рама)
1	Фиксирующее устройство Rochard	Механизм фиксации рамы
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 90 mm
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 105 mm
1	Абдоминальное зеркало Rochard	50 × 120 mm



Ранорасширитель Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm тупые зубцы	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm тупые зубцы	RM-RRDE-1-2	\$49



Ранорасширитель Roux Retractor - Double Ended

SKU **RM-RRDE-14-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малое лезвие — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Средний клинок — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Большая лопатка — 25 mm ширина × 41 mm длина	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Дополнительный набор из трех единиц — Малый, средний и большой	RM-RRDE-14-1-4	\$94



S-образный двухсторонний ретрактор

SKU **RM-SSDER-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10.0 cm (approx. 4.0") — 15x11 mm / 14x10 mm двухсторонний	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15x11 mm / 14x10 mm двухсторонний	RM-SSDER-1-2	\$34



Ранорасширитель Sauerbruch Retractor

SKU **RM-SBR-9IN-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5/8" x 1 3/4" (approx. 16 x 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 1/8" x 7/8" (approx. 54 x 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
7/8" x 2 1/2" (approx. 22 x 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
3/4" x 2 7/8" (около 19 x 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Набор ретракторов Seeburger (комплект из 2 шт.)

SKU **RM-SRS-14-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретракторы Seeburger	Общая длина 14 см, плоская рукоятка, изогнутые лопатки	\$54
Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$54



Ранорасширитель Senn Forward Retractor

SKU **RM-SFR-625-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Senn Forward Retractor	Длина 6.25" (15.87 cm), загнутый вперед кончик с мелкими зубцами, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ранорасширитель Senn Green Retractor

SKU **RM-SGR-14-1**

ЦЕНА **\$27 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6 mm x 10 mm Лезвие — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm x 20 mm Лезвие — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Ранорасширитель Senn Miller Retractor

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
15.0 cm Reach — 10x9 mm плоское лезвие / 10x11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Reach — 10x9 mm плоское лезвие / 10x11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Reach — 10x9 mm плоское лезвие / 10x11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm рабочая длина — 10x9 mm плоская лопасть / 10x11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Ранорасширитель Senn с Т-образной ручкой

SKU **RM-STHR-45-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Senn с Т-образной ручкой	Длина 4.5" (11.43 cm), многозубчатый крючок (тупой или острый), Т-образная рукоятка	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54



Крючок Strandell Stille Retractor

SKU **RM-SSR-17-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Strandell Stille Retractor	Общая длина 17 cm, изогнутое лезвие 6 x 15 mm (острое или тупое)	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Ранорасширитель US Army, набор из двух штук

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширители US Army	Общая длина 21 cm, двухсторонние лезвия 38x22 mm и 41x25 mm	\$49
Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$49



Ранорасширитель Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2 зубца (тупые / острые) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 зубца (тупые / острые) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 зубца (Тупые / Острые) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Зубцов (Тупые / Острые) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Ранорасширитель Volkman Retractor

SKU **RM-VR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2 зубца (тупые / острые) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 зубца (тупые / острые) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 зубца (Тупые / Острые) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Зубцов (Тупые / Острые) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 зубцов (Тупые / Острые) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Ранорасширитель W.M. Lemmon Deaver Retractor

SKU **RM-WMLDR-395-1**

ЦЕНА **\$119 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25 mm Широкое лезвие — 25 mm ширина × 235 mm рабочая поверхность	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm Широкое лезвие — 50 mm ширина × 235 mm рабочая поверхность	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Ранорасширитель Weitlaner Retractor

SKU **RM-WR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4" до 4 ½" (10-11.5 cm) — 2×2 или 2×3 зубцов	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" до 5 ½" (13-14 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 зубца	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5×6 зубцов	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Широкий самодержащийся ретрактор

SKU **RM-WSRR-35-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Wide Self-Retaining Retractor	Гладкие бранши шириной 3.5" (8.89 cm), наконечники 10x12 мм, реечный механизм	\$139
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$139



Пластиночный пластичный ретрактор Zalkind

SKU **RM-ZMRR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Ранорасширитель Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга Bookwalter Horizontal Bar	Standard
1	Зажим для стойки Bookwalter Post Coupler	Heavy-Duty
1	Гибкая штанга Bookwalter Horizontal Flex Bar	1" Diameter (2.5 cm)
2	Стандартные храповики Bookwalter Standard Ratchets	Non-Tilt
7	Поворотные храповые механизмы Bookwalter Tilt Ratchet	Multi-Angle
1	Среднее овальное кольцо	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Среднее сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Зеркала Balfour	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Зеркала Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	Гибкое (маллеабельное) зеркало	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Гибкие (маллеабельные) зеркала	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Стерилизационный короб	Перфорированный кейс-органайзер



Система ретракторов Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Omni Clamp для стерильной зоны	Усиленный зажим для рельса стола и стойка зоны
1	Стандартная рама Wishbone	Разъемная вилочкообразная несущая рама
1	Шарнирный удлинитель	19" (48.3 cm) для увеличения радиуса действия и гибкости
8	Держатели зеркал SnapClamp	Быстросъемные зажимы, скользящие по раме
2	Поворотные ретракторы Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Поворотный ретрактор Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Поворотный реечный ретрактор Fence	Широкое зеркало для мышечной стенки 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Висцеральный поворотный ретрактор Splanchnic	Глубокое зеркало для органов 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Висцеральный поворотный ретрактор Splanchnic	Глубокое зеркало для органов 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Поворотные ретракторы для почечных вен	Узкие сосудистые зеркала 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Поворотный ретрактор Deaver	Изогнутое зеркало 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Пластичный щелевидный ретрактор	Гибкая пластина 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Пластичный щелевидный ретрактор	Гибкая пластина 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)
1	Поворотный ретрактор Harrington (Sweetheart)	Сердцевидное зеркало 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Кейс для хранения	Деревянный футляр с ложементами





Бариатрическая ранорасширительная система Bookwalter

SKU **RM-BBRS-1**

ЦЕНА **\$1,899 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка (Field Post)	18" (45.7 cm)
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Зажим для стойки	Стандартный
6	Наклонный храповой механизм	Многоугольный
1	Удлинитель храповика	Стандартный
1	Поворотный храповик	С переменным углом
1	Кольцо овальное	Среднее
1	Зеркало Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Зеркало Balfour	3½" × 2¼" (8.9 × 7.0 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Зеркало Harrington	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Стерилизационный контейнер	Защитный кейс




Ранорасширитель Bookwalter для общей хирургии

SKU **RM-BGSR-1**

ЦЕНА **\$1,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Соединитель стоек	Стандартный
1	Гибкая горизонтальная штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
2	Стандартные трещотки	Без наклона
6	Механизмы трещоток с наклоном	Многопозиционные
1	Овальное кольцо, среднее	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Сегментированное кольцо, среднее	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Лопатка Balfour	2¼" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Лопатки Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Лопатка гибкая (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Лопатки гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Лопатка гибкая (Malleable)	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Лопатка Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Лопатка Gelpi	Стандартная
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс





Система ранорасширителя Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Рельсовый зажим Elite	Сверхмощное крепление на боковой рельс 22" (55.9 cm)
1	Двойной угловой рычаг	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Латеральный угловой рычаг	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) под углом 45° (диаметр 3/8")
2	Латеральные угловые рычаги	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) под углом 45° (диаметр 3/8")
1	Двусторонняя перекладина (шарнирная)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Sam Clip-On	Быстроразъемные скользящие зажимы для рамы
1	Микрорегулируемая рукоятка	10" (25.4 cm) с прецизионным натяжным винтом
3	Зеркала Balfour с губками	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Широкие зеркала Balfour	Сменные, широкий захват мышечной стенки
1	Зеркало Harrington (Sweetheart)	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") для удержания глубоких органов
9	Сменные зеркала Kelly	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) стандартные прямоугольные
1	Набор гибких сменных зеркал	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	Сменные зеркала St. Marks	51 x 152 mm (2" x 6") с глубоким загнутым краем
1	Кейс для хранения	Деревянный кейс с индивидуальными слотами и мягкой подкладкой




Ректальный/трансанальный ранорасширитель Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

ЦЕНА **\$2,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка	12" (30 cm)
2	Стальные зажимы для стойки	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Гибкие горизонтальные штанги	Диаметр 1" (2.5 cm)
1	Вертикальный удлинитель	12" (30 cm)
5	Храповики (ратчеты)	Стандартные с регулируемым углом
1	Малое полукольцо	Внутр. диаметр 8 1/2" (21.3 cm)
1	Сегментированное перианальное кольцо	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Ректальные лопатки	3/8" x 3 1/2" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Ректальные лопатки	3/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Пластичные лопатки	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Пластичные лопатки	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Пластичные лопатки	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Лопатки Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс




Ранорасширитель Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

ЦЕНА **\$1,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга Bookwalter	Стандартная
1	Соединитель стойки Bookwalter	Стандартный
1	Гибкая штанга Bookwalter	Диаметр 1" (2.5 cm)
2	Зажимы Bookwalter стандартные	Фиксированные
5	Зажимы Bookwalter поворотные	Многопозиционные
1	Кольцо Bookwalter овальное, среднее	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Кольцо Bookwalter сегментированное, среднее	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Зеркала Bookwalter Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Зеркало Bookwalter Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Зеркало Bookwalter гибкое (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Зеркала Bookwalter гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Зеркало Bookwalter Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Деревянный кейс для хранения	Защитный футляр с ложементами



Система ретракторов Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

ЦЕНА **\$2,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	Стойка поддержки 12" (30 cm)
1	Стальной переходник для стойки	Усиленный рельсовый зажим 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm)
1	Горизонтальная гибкая штанга	Многошарнирный рычаг диаметром 1" (2.5 cm)
1	Малое круглое сплошное кольцо	Внутренний диаметр (ID) 8½" (21.3 cm)
1	Малое овальное сегментированное кольцо	Шарнирная рама 8½" × 14" (20 × 35 cm)
6	Храповые механизмы с наклоном	Низкопрофильные механические замки рамы
2	Пластичные лопатки	1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)
2	Пластичные лопатки	¾" × 4" (1.9 × 10 cm)
2	Пластичные лопатки	2" × 6" (5 × 15 cm)
2	Лопатки Deaver	Изогнутые тазовые лопатки 1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm)
2	Лопатки Kelly	Неглубокие Г-образные лопатки 2" × 1½" (5 × 3.8 cm)
2	Лопатки Kelly	Г-образные лопатки 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
2	Лопатки Kelly	Г-образные лопатки 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm)
2	Глубокие зубчатые лопатки	Многозубчатые «грабли» ¾" глубина × ¾" ширина (1.9 × 1.7 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем ¾" × 2" (1.9 × 5 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем 1" × 1½" (2.5 × 3.1 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем ¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm)
1	Стерилизационный короб	Специализированный перфорированный контейнер-организатор




Система ранорасширителя Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU **RM-BSABGRS-1**

ЦЕНА **\$1,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Верхний кронштейн-держатель StrongArm PLUS	Регулируемый по высоте / шарнирный
1	Кольцо овальное, среднее	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Усиленный зажим на рельс	Совместим с рельсом операционного стола
4	Поворотный храповой механизм	Многопозиционный
1	Лопатка Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Лопатка Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Гибкие лопатки (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс



Система ретракторов для общей хирургии Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

ЦЕНА **\$2,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Штатив StrongArm PLUS верхнего крепления	Регулируемый по высоте / Шарнирный
1	Усиленный зажим на рельс	Совместим с планкой операционного стола
2	Храповые механизмы	Стандартные без наклона
6	Наклонные храповые механизмы	Многопозиционные
1	Сегментированное кольцо	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Зеркало Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Зеркала Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Зеркало Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Зеркало Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Зеркало Gelpi	Стандартное
1	Зеркало гибкое (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Зеркала гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Зеркало гибкое (Malleable)	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс





Custom Bookwalter Retractor

SKU **RM-CBR-1**

ЦЕНА **\$2,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
Конфигурируемо	Крепежное оборудование (доступные варианты)	Стандартные стойки (12", 18"), держатели StrongArm PLUS с верхним креплением, усиленные зажимы для рельсов, муфты стоек, горизонтальные штанги, гибкие горизонтальные штанги, удлинительные штанги
Конфигурируемо	Кольцевые рамы (доступные варианты)	Цельные овальные кольца, цельные круглые кольца, сегментированные овальные кольца, сегментированные круглые кольца, полукруглые сегменты, прямые сегменты (4", 6", 8"), перинеальные кольца с вырезами
Конфигурируемо	Храповые механизмы (доступные варианты)	Стандартные храповики без наклона, многоугольные наклонные храповики, поворотные храповики, удлинители храповиков, низкопрофильные механизмы фиксации
Конфигурируемо	Жесткие и гибкие зеркала (доступные варианты)	Зеркала Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, гибкие, Richardson, Meyerdig, Gelpi, вагинальные, латеральные/задние, почечные Wylie и ректальные, глубокие когтеобразные ретракторы
Конфигурируемо	Хранение и упаковка (доступные варианты)	Перфорированные стерилизационные коробки, индивидуальные лотки-вкладыши, защитные транспортные контейнеры, OEM-упаковка под частной маркой



Дополнительный набор для ректальных и трансанальных вмешательств

SKU **RM-RTAAS-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Ректальные зеркала	7/8" x 2 1/2" (2.2 x 7.2 cm)
2	Ректальные зеркала	7/8" x 3 1/2" (2.2 x 9.7 cm)
1	Малое круглое цельное кольцо	Внутренний диаметр (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный органайзер для хранения



Набор принадлежностей для малых разрезов

SKU **RM-SIAS-1**

ЦЕНА **\$449 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Крючок Gelpi	Стандартный тонкий профиль
1	Зеркало Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Зеркало Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Малое круглое цельное кольцо	Внутренний диаметр 8.5" (21.3 cm)
1	Стерилизационный бокс	Специализированный органайзер для хранения




Система Bookwalter StrongArm System

SKU **RM-BSA-1**

ЦЕНА **\$899 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Позиционирующий кронштейн Bookwalter StrongArm	Полная шарнирная 3-суставная позиционирующая система
1	Вертикальная стойка	Доступна в длине 12" (30 cm) или 18" (45 cm)



Ретракторы для печени «Змея»

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Модель с треугольным наконечником	RM-SLR-TRI-1	\$299
Модель с наконечником «Желудочный бандаж»	RM-SLR-GB-1	\$299
Модель с круглым наконечником	RM-SLR-CIR-1	\$299
Модель с крючкообразным наконечником	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Модель с многоугольным наконечником	RM-SLR-POLY-1	\$299
Полный набор из 5 моделей	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Веерный ретрактор с 5 лепестками

SKU **RM-FR5F-299-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5 мм — Шарнирный	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 мм — Нешарнирный	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 мм — Шарнирный	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 мм — Нешарнирный	RM-FR5F-10N-1	\$299



Веерный ретрактор с 3 пальцами

SKU **RM-FR3F-299-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5 мм — Шарнирный	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 мм — Нешарнирный	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 мм — Шарнирный	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 мм — Нешарнирный	RM-FR3F-10N-1	\$299



Эзофагеальный артикулирующий ретрактор

SKU **RM-EAR-299-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стержень 5 мм	RM-EAR-5-1	\$299
Стержень 10 мм	RM-EAR-10-1	\$299



Ретрактор-веер в форме «Воздушный змей»

SKU **RM-KSFR-299-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5 mm — Прямой стержень	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Изогнутый стержень	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Прямой стержень	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Изогнутый стержень	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Single Arm

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

ЦЕНА **\$999 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17" Стандартная модель	RM-IIISA-1-1	\$999
22" Стандартная модель	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-3-1	\$1,299
22" Дуплексный вариант	RM-IIISA-4-1	\$1,399
22" Складной вариант	RM-IIISA-5-1	\$1,499
26" Стандартная модель	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Double Arm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

ЦЕНА **\$1,699 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
22" Standard Hydra Model	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Комплект ретрактора Stieber Rib Grip

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

ЦЕНА **\$4,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Центральная платформа Lees	Соединяет основную перекладину со специализированным двойным рычагом Hydra Yoke
1	Двойной рычаг Hydra Yoke	Преобразует установку с одной стойкой в жесткую двухрычажную раму для двустороннего доступа
1	Вертикальная стойка с барашковой гайкой	Стандартная вертикальная опорная стойка; должна быть установлена с левой стороны стола
1	Вертикальная стойка с V-образным пазом	Вертикальная стойка с двойным креплением, обеспечивающая баланс рамы и стабильность против вращения
1	Двухсекционная горизонтальная перекладина	Сверхпрочная горизонтальная перекладина, которая фиксируется через верхнюю часть груди/живота
2	Рифленные зажимы 3/D Swinger Rail	Надежно фиксируют вертикальные опорные стойки непосредственно на рельсах операционного стола
1	Малая платформа Stieber (левая)	Корпус храповика, направляющий левую лопатку ретрактора вперед или назад
1	Малая платформа Stieber (правая)	Корпус храповика, направляющий правую лопатку ретрактора вперед или назад
1	Большая платформа Stieber (левая)	Внешнее анатомическое крыло, обеспечивающее структурное преимущество на левом операционном поле
1	Большая платформа Stieber (правая)	Внешнее анатомическое крыло, обеспечивающее структурное преимущество на правом операционном поле
2	Поворотные рукоятки Stieber	Вставляемые приводные рукоятки, используемые для ручного продвижения или втягивания храповых лопаток
1	Игла Stieber	Специализированный инструмент для регулировки штифта, используемый для надежной фиксации или ослабления узлов платформы
2	Храповая лопатка Stieber (Размер 4A)	Сверхпрочная структурная лопатка средней глубины (поставляется с ручками типа A или типа B)
2	Храповая лопатка Stieber (Размер 5A)	Сверхпрочная структурная лопатка глубокого профиля (поставляется с ручками типа A или типа B)
1	Защитное хранение / Коробка	Стандартный сверхпрочный чехол для транспортировки и хранения
Тип механического соединения	Вариант ручки лезвия	Подробности диапазона движения
Фиксированная / Постоянная установка штифта	Ручки типа A	Ограничивает вращение лезвия строго в одной плоской плоскости
Щелевой конец / Сменный	Ручки типа B	Обеспечивает полное многоплоскостное вращение; идеально подходит для поднятия трудно поддающихся реберных краев





Крючок для крыльев носа Alar Retractor

SKU **RM-AR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Alar Retractor	Общая длина 15 см, лопатка 22 x 13 mm	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Мастоидальный ретрактор Allport

SKU **RM-AMR-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Мастоидальный ретрактор Allport	Общая длина 10.2 см, острые зубцы 4x4	\$59
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59



Ретрактор Arnett Le Fort для верхней губы

SKU **RM-ALFULR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Arnett Le Fort для верхней губы	Инструмент для экспозиции верхней челюсти	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Назальный ретрактор Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Назальный ретрактор Aufricht Daniel	Общая длина 11 см, лезвие 50 x 10 mm	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Назальный ретрактор Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Без аспирации (стандартный)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
С аспирационной трубкой	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Назальный ретрактор Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU **RM-ANR-FO-1**

ЦЕНА **\$149 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	Длина 6 ¼" (15.9 cm), вогнутое лезвие 7,0 мм, световой жгут
1	Универсальный адаптер световода	Подходит к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Назальный ретрактор Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Aufricht Walter Nasal Retractor	Общая длина 13.5 см, двусторонние лопатки 42 x 7 мм	\$69
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Ротовой ретрактор Austin для мягких тканей и щек

SKU **RM-ATCR-1**

ЦЕНА **\$45 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Austin Tissue and Cheek Retractor	Компактный угловой интраоральный ретрактор	\$45
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$45



Ретрактор шейки мышелка Awty

SKU **RM-ACNR-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор шейки мышелка Awty	Общая длина 22 см, изогнутое мышечковое лезвие	\$59
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59



Назальный ретрактор Barsky

SKU **RM-BNR-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Назальный ретрактор Barsky	Длина 3 3/4" (9.5 см), лезвие 10 x 55 мм	\$64
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$64



Интраоральный ретрактор вырезки нижней челюсти по Bauer

SKU **RM-BSNIOR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Без световода (левый или правый)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
С волоконно-оптическим световодом (левый или правый)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Эндауральные ретракторы Bellucci

SKU **RM-BER-1**

ЦЕНА **\$174 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Сплошная бранша с 2 тупыми зубцами	RM-BER-1-1	\$174
Сплошная бранша с 2 острыми зубцами	RM-BER-1-2	\$174



Ротовой ретрактор Бишопа (для губ и щек)

SKU **RM-BLCR-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Бишопа для губ и щек	Общая длина 13.5 см, двусторонние лопатки 27 mm	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Трахеальный ретрактор Bose

SKU **RM-BOTR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Левосторонняя ориентация	RM-BOTR-1-1	\$29
Правосторонняя ориентация	RM-BOTR-1-2	\$29



Трахеальный ретрактор Bose, пружинный тип

SKU **RM-BTR-ST-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Bose Tracheal Retractor Spring Type	Общая длина 7 см, пружинные изогнутые бранши	\$59
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59



Нижнечелюстной желобоватый ретрактор по Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Назальный ретрактор Cerkas Double Ended

SKU **RM-CDENR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Большой (30×8 mm и 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Назальный ретрактор Cerkas с грузом - Ретрактор Gruber для колумеллы

SKU **RM-CNRW-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cerkas / Gruber Weighted Columella Retractor	Контурный крючок с калиброванным сферическим грузом	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Комбинированный ретрактор для ран и щек

SKU **RM-CWCR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Combination Wound and Cheek Retractor	Двусторонний ретрактор для ротовой полости и ран — 1	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$69



Кондиллярный ретрактор

SKU **RM-CONDR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Крыльный ретрактор Converse Alar Retractor Double Ended

SKU **RM-CARDE-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 mm ширина раскрытия	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Wide Opening	RM-CARDE-1-2	\$54



Назальный ретрактор Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Без волоконной оптики	RM-CNR-45-1-1	\$69
С волоконной оптикой	RM-CNR-45-1-2	\$209



Назальный ретрактор Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

ЦЕНА **\$14 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Носовой ретрактор Cottle Alar / Крючок

SKU **RM-CANR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Шарик на левой стороне — 14.0 см длина, 10 мм ширина, левосторонний шаровидный зубец	RM-CANR-1-1	\$44
Шарик на правой стороне — 14.0 см длина, 10 мм ширина, правосторонний шаровидный зубец	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs

SKU **RM-CNR4BP-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	Длина 6" (15.0 cm), ширина 10.0 mm, 4 тупых зубца	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Крючок-ретрактор Cottle Retractor Hook 2 Prong

SKU **RM-CRH2P-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
С шаровидными наконечниками — 6 ¾" длина, 12 mm ширина	RM-CRH2P-1-1	\$49
Острые зубцы — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Ротовой ретрактор Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cronin Cheek Retractor	Общая длина 16 cm, изогнутое лезвие шириной 19 mm	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Ретрактор Cronin для губы и ноздри

SKU **RM-CLNR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Cronin для губы и ноздри	Общая длина 6" (15.2 cm), ширина 14 mm, двусторонний	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Челюстной желобоватый ретрактор Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Изогнутый влево — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Изогнутый вправо — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Ретрактор Dunn Dautrey латеральный

SKU **RM-DDLR-135-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Dunn Dautrey Lateral Retractor	Общая длина 13.5 cm, изогнутая латеральная лопатка	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Ранорасширитель Fisch Retractor with Joint с шарнирным соединением

SKU **RM-FRWJ-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2 зубца справа / насечка слева — 17 см	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 зубца слева / насечка справа — 17 см	RM-FRWJ-1-2	\$109



Ретрактор с гибким стержнем (Flexible Neck Retractor)

SKU **RM-FNR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2-зубчатая конструкция — острые или тупые концы	RM-FNR-1-1	\$29
3-зубчатая конструкция — острые или тупые концы	RM-FNR-1-2	\$34
4-зубца Комплект — Острые или тупые концы	RM-FNR-1-3	\$39



Ретрактор Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартная конфигурация — 17 см длина, 5 × 10 mm сферический наконечник, Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304/316 (немагнитная)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Изолированная конфигурация — 17 см длина, шаровидный наконечник 5 × 10 mm, диэлектрическое покрытие	RM-FMR-17-1-2	\$54



Аспирационный ретрактор Gerbault Tebbett's Suction Retractor

SKU **RM-GTSR-1**

ЦЕНА **\$209 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
14 cm — Аспирационный ретрактор	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — аспирационный ретрактор — стандартный	RM-GTSR-1-2	\$209
Конфигурация с двойным аспиратором и фиброоптикой — Ретрактор с 3-портовым наконечником, линией аспирации и фиброоптическим жгутом	RM-GTSR-1-3	\$209



Ранорасширитель Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3x3 Prongs Layout — Острые или тупые зубцы	RM-GJR-115-1-1	\$84
4x4 зубцов — Острые или тупые кончики	RM-GJR-115-1-2	\$89



Ретрактор для языка Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

ЦЕНА **\$34 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Стандартный, 15 mm blade	RM-GUR-18-1-2	\$34



Тиреоидный ретрактор Green

SKU **RM-GTR-223-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Тиреоидный ретрактор Green	Общая длина 22.3 см, изогнутая петлевидная лопатка, кольцевая рукоятка — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44



Ретрактор Gruber для ринопластики

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Gruber для ринопластики	Двойной крючок шириной 10 мм, плоская рукоятка — 1	\$89
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$89



Ротовой крючок (ретрактор) Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Hajek Cheek Retractor	Общая длина 17.5 см, атравматичное лезвие, эргономичная рукоятка — 1	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$24



Ретрактор венечного отростка по Hargis с цепью

SKU **RM-HCRWC-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ретрактор венечного отростка по Hargis	Общая длина 19 см, лопатка с выемкой — 1
1	Интегрированная ретракционная цепь	Усиленная цепь из нержавеющей стали 20 см — 1
1	Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1



Ретрактор Hargis для тела нижней челюсти

SKU **RM-HMBR-17-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Hargis Mandibular Body Retractor	Общая длина 17 см, наконечник-крючок 13 mm — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44



Ретрактор медиальный для ветви челюсти по Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Левосторонний — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Правосторонний — 7 3/4" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Ранорасширитель Helms Retractor

SKU **RM-HLR-11-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Helms Retractor	Общая длина 11 см, 2 гладких тупых зубца, винтовой замок	\$109
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$109



Ретрактор Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17 cm (approx. 6.7") — Размер 2 Тупое лезвие	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Размер 2, тупая лопасть	RM-HNHR-1-2	\$49



Ранорасширитель Henner Endaural Retractor

SKU **RM-HER-475-1**

ЦЕНА **\$189 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Стандартные	RM-HER-475-1-2	\$189



Ретрактор House Hand Retractor

SKU **RM-HHR-6IN-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
House Hand Retractor	Длина 6" (15.24 cm), двусторонние лопатки 5×16 мм и 9×25 мм	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Трахеальный ретрактор Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Jackson Tracheal Retractor	Общая длина 14 см, острый изогнутый кончик 8.0 mm, плоская рукоятка	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29




Трахеальный ретрактор Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	Общая длина 17 см, тонкие изогнутые двусторонние лопасти	\$39
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39



Jansen Mastoid Retractor

SKU **RM-JMR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Ранорасширитель Jolls Friedman Self Retaining Retractor

SKU **RM-JFSRR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Jolls Friedman Self Retaining Retractor	Размеры / Детали: длина 6" (15.24 cm), окончатые изогнутые бранши, винтовой замок	\$94
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка	\$94



Ретрактор мягких тканей Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор мягких тканей Kreidler	Размеры / Детали: общая длина 21 см, лопатка 5 x 20 mm · Количество: 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$44



Ретрактор щитовидной железы Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Lahey Thyroid Retractor	Размеры / Детали: общая длина 20.3 см (8"), Г-образное лезвие 25 mm с бортиком · Количество: 1	\$49
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$49



Распатор-ретикулятор Levasseur Merrill Retractor

SKU **RM-LMR-25-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Levasseur Merrill Retractor	Размеры / детали: общая длина 25 см, желобовидное лезвие 12.5 / 27 mm · Количество: 1	\$69
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Размеры / Детали: длина 25 см, клинок 12.5 / 27 mm, волоконно-оптический жгут · Количество: 1
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Размеры / Детали: для подключения к стандартным операционным световодам · Количество: 1
1	Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: стандартная транспортная упаковка · Количество: 1



Роторасширитель для губ и щек Lip And Cheek Retractor

SKU **RM-LCR-26-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Lip And Cheek Retractor	Размеры / Детали: общая длина 26 см, изогнутое атравматичное лезвие, плоская ручка · Количество: 1	\$49
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$49



Ретрактор для язычка Lothrop Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Ретрактор для язычка Love Uvula Retractor

SKU **RM-LUR-17-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 mm ширина лопатки	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm широкая лопасть	RM-LUR-17-1-2	\$64



Трахеальный ретрактор Luer S Trachea Retractor

SKU **RM-LSTR-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Трахеальный ретрактор Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Трахеальный ретрактор Lukens	Размеры / детали: длина 6 3/4" (17.1 cm), двойные лопатки (10 мм изогнутая и 7 мм угловая) · Количество: 1	\$79
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$79



Ретрактор Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-MCR-17-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Mandibular Channel Retractor	Размеры / Детали: общая длина 17 cm, желобовидное лезвие 8 mm · Количество: 1	\$29
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$29



Роторасширитель Martin-Simplex для щек и губ

SKU **RM-MSCLR-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




Ретрактор для щитовидной железы McBurney Thyroid Retractor

SKU **RM-MTR-19-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 7.5 in, лезвие 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Ретрактор антральный McCabe Antral Retractor

SKU **RM-MAR-658-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Распатор-ретикулятор для медиальной ветви челюсти и края орбиты

SKU **RM-MRORR-29-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Размеры / Детали: общая длина 29 см, анатомическое изогнутое краниофациальное лезвие · Количество: 1	\$49
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$49



Распатор-крючок для медиального края ветви нижней челюсти (Medial Ramus Retractor)

SKU **RM-MRR-195-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Левосторонняя модель	Общая длина: 19.5 см · Клиническая роль: Защита медиальных мягких тканей при левосторонней сагиттальной остеотомии · Цена (USD): \$99.00
1	Правосторонняя модель	Общая длина: 19.5 см · Клиническая роль: Защита медиальных мягких тканей при правосторонней сагиттальной остеотомии · Цена (USD): \$99.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортировочная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Петрактор Millard Cottle Retractor with Finger Ring с кольцом для пальца

SKU **RM-MCRFR-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Millard Cottle Retractor with Finger Ring	Длина 5.5 см, острое 2-зубое лезвие 5 x 12 мм, кольцо для пальца	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Ротовой ретрактор Minnesota Retractor

SKU **RM-MNR-55-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартная модель (без аспирации)	RM-MNR-55-1-1	\$39
С аспирационной трубкой	RM-MNR-55-1-2	\$49



Ретрактор передней небной дужки Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Mollison Anterior Pillar Retractor	Общая длина 22 см, двойные лезвия 10 мм, изогнутая рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Ранорасширитель Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Mollison Retractor	Общая длина 15.5 см, острые зубцы 4x4, реечный замок	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99



Ретрактор для слизисто-надкостничного лоскута

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор для слизисто-надкостничного лоскута	Ручной интраоральный ретрактор, изогнутое атравматичное лезвие, плоская ручка	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54



Назальный ретрактор для кожи

SKU **RM-NSR-6IN-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Nasal Skin Retractor	Общая длина 6" (15 cm), изогнутое лезвие шириной 16 mm, эргономичная рукоятка	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44




Ретрактор-направитель для ножа Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Стандартный — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Альвеолярный ретрактор Obwegeser Alveolar Retractor

SKU **RM-OAR-22-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Alveolar Retractor	Общая длина 22 см, изогнутая альвеолярная лопатка с выемкой	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор для подбородка Obwegeser Chin Retractor

SKU **RM-OCR-16-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Chin Retractor	Общая длина 16 см, изогнутое седловидное лезвие для подбородка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Ретрактор челюстной Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU **RM-OMCR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8 mm Диаметр канала	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm размер канала	RM-OMCR-1-2	\$49




Ретрактор края нижней челюсти Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU **RM-OMRR-20-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Общая длина 20 см, изогнутое лезвие для края нижней челюсти	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор Obwegeser для носовой ости

SKU **RM-ONSR-22-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Nasal Spine Retractor	Общая длина 22 см, лезвие с выемкой для носовой ости	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Рамочный ретрактор Obwegeser Ramus Retractor

SKU **RM-ORR-22-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Ramus Retractor	Общая длина 22 см, анатомическое изогнутое лезвие для ветви челюсти	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49




Ретрактор мягких тканей Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Obwegeser Soft Tissue Retractor	Общая длина 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$39



Роторасширитель Orringer Cheek Retractor

SKU **RM-OCR-4IN-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Orringer Cheek Retractor	Длина 4" (10.16 cm), ширина 3" (8 cm), самодержащийся пружинный	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка	\$49



Ранорасширитель Paparella-Weitlaner самодержащий

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Paparella-Weitlaner самодержащий	Длина 5" (12.7 cm), зубцы 2x2 (13 mm), разведение 33 mm, кремальера	\$89
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89



Интраоральный птеригоидный ретрактор Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	Общая длина 23 см, птеригоидная лопатка шириной 25.5 mm	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

ЦЕНА **\$149 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	Длина 23 см, ширина лопатки 25.5 mm, волоконно-оптический жгут
1	Universal Light Cable Adapter	Подключается к стандартным операционным световодам
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Распатор-крючок для грушевидного отверстия Piriform Rim Retractor

SKU **RM-PRR-17-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Стандартный — 18.5 cm, лезвие 45x7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Панорасширитель Plester Self Retaining Retractor

SKU **RM-PSRR-109-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Съемный стандартный тип — 4", 5" (прибл. 11 см), полуострые тонкие зубцы, левое или правое сплошное лезвие	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Особо деликатный, модель с зубцами 2:2 — 11 см или 13 см, асимметричный блок особо деликатных зубцов 2×2	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Асимметричный левосторонний, 3-зубый — 13 см, 3 полуострых зубца слева, гладкое лезвие справа	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Рамюс-ретрактор (для ветви нижней челюсти)

SKU **RM-RR-MAX-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 17 см, 11/15×70 mm бранша	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Стандартный — 22 см, лезвие 11×70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Большой — 22 см, зеркало 12/22×70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Ретрактор мышцелковый Reich Condyle Retractor

SKU **RM-RCR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 см общая длина — профиль 80° или 110°	RM-RCR-1-1	\$49
19 см общая длина — профиль 80° или 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Назальный ретрактор Sailer Nasal Bridge Retractor

SKU **RM-SNBR-235-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sailer Nasal Bridge Retractor	Общая длина 23.5 cm, изогнутое лезвие 15-20 mm x 50 mm	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор Sailer для носовой ости

SKU **RM-SNSR-49-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Sailer для носовой ости	Ручной ретрактор с выемчатым лезвием для носовой ости, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ранорасширитель мягких тканей Sailer Soft Tissue Retractor

SKU **RM-SSTR-15-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 15 cm, 7x25 mm бранша	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Стандартный — 15 cm, лезвие 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Средне-большое — 15 cm, 12x55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Большой — 15 cm, зеркало 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16x80 mm лопатка	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Ретрактор шейки мышелка Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Модель для правой стороны — 22.5 см длина, изогнутое вправо лезвие для шейки мышелка	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Модель для левой стороны — 22.5 см длина, изогнутая влево лопатка для мышелкового отростка	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Челюстной ретрактор Salzburg (Salzburg Mandibular Rim Retractor)

SKU **RM-SMRR-23-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Salzburg Mandibular Rim Retractor	Общая длина 23 см, изогнутая рабочая часть для края нижней челюсти	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор мягких тканей Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
13 cm Variant — Одностороннее гладкое полотно	RM-SSTR-1-1	\$44
14 cm Variant — Одностороннее гладкое полотно	RM-SSTR-1-2	\$49



Ранорасширитель Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

ЦЕНА **\$114 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2 зубца (конфигурация 2:2) — 13 см длина, полуострые зубцы 2:2, съёмные	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 зубца (конфигурация 3:3) — 13 см длина, полуострые зубцы 3:3, съёмные	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	Длина 22 см, лопатка шириной 14.5 mm, встроенный световод
1	Универсальный адаптер для световода	Для подключения к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Sheen Nasal Retractor Angled — Назальный ретрактор изогнутый

SKU **RM-SNRA-65-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sheen Nasal Retractor Angled	Общая длина 6 ½" (165 mm), сплошное лезвие 10 mm, изогнутый корпус	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор вырезки нижней челюсти (Sigmoid Notch Retractor)

SKU **RM-SNR-22-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sigmoid Notch Retractor	Общая длина 22 см, вогнутое лезвие 9.5 / 16 mm, полностью изогнутый кончик	\$64
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$64



Ранорасширитель для сигмовидной вырезки с волоконно-оптическим световодом

SKU **RM-SNRF0G-22-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	Длина 22 см, лопатка 9.5 / 16 mm, фиброоптический канал
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Для подключения к стандартным операционным фиброоптическим кабелям
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель Sistrunk Retractor

SKU **RM-STR-153-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sistrunk Retractor	Общая длина 15.3 см, двухсторонние лопатки 3/8" (9.5 mm), плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Самоудерживающийся эндауральный ретрактор Snitman Self-Retaining Endaural Retractor

SKU **RM-SSER-108-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Snitman Self-Retaining Endaural Retractor	Общая длина 10.8 см, острые зубцы 3х3, реечный замок	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99



Двусторонний ретрактор Sternberg

SKU **RM-SDER-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
14 cm Baseline — U-образные встречные проволочные бранши	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U-образные встречные проволочные концы	RM-SDER-1-2	\$34



Назальный ретрактор Swivel Ring Nasal Retractor

SKU **RM-SRNR-11-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Swivel Ring Nasal Retractor	общая длина 11 см, ширина лопатки 8 мм, вращающееся кольцо 360°	\$59
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59



Носовой ретрактор Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Terry Nasal Retractor	общая длина 6" (152 mm), лопатка 5 x 46 mm, эргономичная рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44



Пластиночный ретрактор Tessier (гибкий)

SKU **RM-TMRR-22-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Узкий клинок — 22 cm length, узкий пластичный шпатель — Ревизия дна орбиты, медиальный кантус, педиатрическая челюстно-лицевая хирургия	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Средний клинок — 22 cm length, средний пластичный шпатель — Стандартная экспозиция края орбиты, остеотомия скуловой дуги и верхней челюсти	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Широкая лопатка — 22 cm длина, широкий пластичный шпатель — широкая элевация лобного лоскута, коронарный доступ и защита глазного яблока	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Набор из трех единиц — Узкий, средний и широкий — Полный набор пластичных черепно-лицевых ретракторов для всех доступов к костям лица	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Крючок трахеальный / ретрактор

SKU **RM-THR-6IN-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Большой — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
X-Large — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Wassmund Soft Tissue Retractor

SKU **RM-WSTR-21-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Wassmund Soft Tissue Retractor	общая длина 21 см, гладкое лезвие 33 x 20 mm, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ретрактор Williger Retractor

SKU **RM-WLR-13-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Williger (3-зубый) — 13 см	RM-WLR-13-1-1	\$79
Ретрактор Williger (4-зубый) — 13 см	RM-WLR-13-1-2	\$89



Ранорасширитель Wullstein Weitlaner самодержащийся

SKU **RM-WWSRR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Компактный (4", 4 1/4", 4 1/2") — Прямой / Изогнутый; зубцы 2x2 или 2x3	RM-WWSRR-1-1	\$44
Средний (5 1/8", 5.5", 6", 6 1/2") — Прямой / Изогнутый; зубцы 2x3, 3x3 или 3x4	RM-WWSRR-1-2	\$59
Удлиненный (8", 9 1/2", 10") — Прямой / Изогнутый; зубцы 3x3 или 3x4	RM-WWSRR-1-3	\$79



FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

ЦЕНА **\$4,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Базовая рама FK-WO TORS с адаптером	Основной узел несущей рамы
1	Адаптер для базовой рамы FK-WO TORS	Адаптер монтажного соединения
1	Адаптер для опухолевых щипцов или аспирационной трубки	Вспомогательный адаптер для крепления инструментов
1	Зажим для света	Латеральное соединение кабеля
2	Щечные ретракторы	Изогнутый профиль
1	Трубка для аспирации дыма	4.0 x 170 mm
10 pcs	Протектор для зубов	Без латекса, неавтоклавиремый
1	Нижнечелюстной клинок	11 см
1	Гортанный клинок	17 см, вогнутый
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый, открытый справа
1	Ротовой клинок (для языка)	Изогнутый, открытый слева
1	Клинок TORS по Weinstein-O' Malley	Стандартный профиль TORS
2	Малый клинок TORS, левый	Компактная левосторонняя конфигурация
2	Малый клинок TORS, правый	Компактная правосторонняя конфигурация
1	Стерилизационный короб	Формованный лоток для набора FK-WO TORS





Ретрактор Anderson «Медвежий коготь»

SKU **RM-ABCR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3 острых крючка, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 острых зубцов, 4 3/4" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Ретрактор Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor

SKU **RM-BFLR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) Retractor	Длина 8" (20.3 cm), окончатое лезвие 5.2 cm	\$79
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic, с оптоволоконной подсветкой

SKU **RM-BFLR-FO-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Biggs Face Lift Retractor, With Fiber optic	Длина 9" (229 mm), лопатка 52 mm, оптоволоконный жгут
1	Универсальный адаптер световодного кабеля	Совместим с разъемами Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor narrow (узкий)

SKU **RM-BMRN-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Biggs Mammoplasty Retractor narrow	Длина 6" (15.2 cm), узкое изогнутое лезвие 3 cm	\$89
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89



Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Biggs Mammoplasty Retractor standard	Длина 8" (20.3 cm), ширина лезвия 50.0 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor, волоноводный

SKU **RM-BMRFO-1**

ЦЕНА **\$239 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	Фенестрированное лезвие 50 mm, световод, аспирационная трубка
1	Универсальный разъем для световода	Подключается к стандартным операционным волоконно-оптическим кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Пальцевой ретрактор Блэра (Blair)

SKU **RM-BFR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
4-зубца Тупой конец	RM-BFR-1-1	\$94
4-зубца Острый конец	RM-BFR-1-2	\$94



Ретрактор Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Breast Engler Retractor	Полотно 65 × 12 mm с интегрированным оптоволоконным жгутом
1	Универсальный адаптер для светового кабеля	Подключается к стандартным операционным световым кабелям
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Орбитальный ретрактор Clodius

SKU **RM-COR-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Clodius Orbital Retractor	Ручной периорбитальный ретрактор для блефаропластики	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Ретрактор Coronal Brow Lift Retractor для коронарной подтяжки бровей

SKU **RM-CBLR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Coronal Brow Lift Retractor	Длина 7 ¼" (18.4 cm), рабочая часть 70.0 mm, 7 острых зубцов	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ранорасширитель Curtin Skin and Tissue Retractor

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Curtin Skin and Tissue Retractor	Общая длина 14 см, ширина головки 15.0 mm, 6 острых зубцов	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Эндоскопический ретрактор Daniel для нервов лба

SKU **RM-DEFNR-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	Вылет 9 ¾" (17 cm), изогнутый влево профиль	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54



Векоподъемник Desmarres EyeLid Retractor

SKU **RM-DER-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартная конфигурация — 5 ½" (14 см) длина, седловидная бранша из нержавеющей стали — Рутинная ретракция века и защита глазного яблока	RM-DER-1-1	\$49
Изолированная конфигурация — 5 ½" (14 см) длина, диэлектрическое полимерное покрытие — Электрохирургическая безопасность при коагуляции и радиочастотной резке	RM-DER-1-2	\$79



Эндопластический ретрактор EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

ЦЕНА **\$309 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
EMORY Endo-Plastic Retractor	длина 10" (254 mm), кончик 1" (25.4 mm), канал для эндоскопа 10 mm	\$309
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$309





Грудной ретрактор Epstein

SKU **RM-EBR-1**

ЦЕНА **\$244 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
90 x 27 mm (Д x Ш)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x W)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x W)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x W)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x W)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x W)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ferreira breast augmentation Retractor	Рукоятка 5 1/8" (130 mm), изогнутое сужающееся лезвие 25 x 171 mm	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99






Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics

SKU **RM-FBAR-FO-1**

ЦЕНА **\$129 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ferreira Breast Augmentation Retractor - Fiber Optics	длина 5 1/4", изогнутое лезвие 25 x 171 mm, волоконно-оптический жгут
1	Универсальный фитинг для световода	Подключается к стандартным операционным световодам
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ferreira Face Lift Retractor	Общая длина 4 1/4" (108 mm), изогнутое лезвие шириной 22 mm	\$49
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU **RM-FFOFLR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	Длина 4 1/4" (108 mm), лезвие 22 mm, оптоволоконный жгут
1	Universal Light Cable Fitting	Адаптер для подключения к стандартным осветительным кабелям
1	Protective Sleeve / Box	Стандартная транспортная упаковка



Ретракторы Freeman для фейслифтинга

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$62 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
20 mm - 22 mm — прямой	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — сильно изогнутый	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Прямой	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Сильно изогнутый	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Прямой	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Сильно изогнутый	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Ретрактор лоскутный Freeman Flap Retractor

SKU **RM-FFR-8-1**

ЦЕНА **\$19 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
½" (12 mm) широкий — изогнутый или прямой	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) широкий — изогнутый или прямой	RM-FFR-8-1-2	\$24



Ретрактор Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU **RM-FFR-FO-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
13 mm Wide Blade — 8" общая длина, 13 mm полотно, оптоволоконный пучок	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm Широкое лезвие — 8" общая длина, 25 mm лезвие, оптоволоконный пучок	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Мини-ретрактор Freeman Mini Rake Retractor

SKU **RM-FMRR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Freeman Mini Rake Retractor	длина 4 3/4" (12.0 см), ширина 1", 4 острых зубца — 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$44



Ретрактор Freeman Rake Retractor

SKU **RM-FRR-7-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
22 mm Зубчатый край — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Wide Rake — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Глютеальный L-образный ретрактор Gonzalez

SKU **RM-GGLR-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



S-образный ягодичный ретрактор Gonzalez

SKU **RM-GGSR-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Ретрактор-рашпиль Gorney Rake Retractor

SKU **RM-GRR-3IN-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3 in (7.5 cm), 38 mm ширина — Стандартный	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm wide	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Ручные ретракторы Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Дистальный ретрактор Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

ЦЕНА **\$349 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7.5 cm Short Variant — 7.5 cm (approx. 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm Long Variant — 15.0 cm (approx. 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Проксимальный ретрактор Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Hoyos Proximal Retractor	Общая длина 20 см, рукоятка с ТС-вставками, проксимальная изогнутая лопатка	\$499
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортировочная упаковка	\$499



Ретрактор Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Hoyos Remora Retractor	Изогнутое лезвие с насечками, встроенный оптоволоконный жгут, аспирационная трубка
1	Universal Light Cable Adapter	Подключается к стандартным операционным оптоволоконным источникам света
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Двусторонний деликатный ретрактор Kasden Double Ended

SKU **RM-KDEDR-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Деликатный ретрактор Kasden Double Ended	Размеры / детали: общая длина 6 1/2" (16.5 cm), двойные деликатные лопатки, алюминиевая рукоятка	\$29
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Кawamoto двухсторонний изолированный ретрактор

SKU **RM-KDEIR-1**

ЦЕНА **\$34 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Кawamoto двухсторонний изолированный ретрактор	Размеры / Детали: длина 6" (152 mm), изолированные L-образные лопатки 14 x 16 mm	\$34
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка	\$34



Слезный ретрактор Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	1 зубец (одинарный крючок)	Ширина: 5.0 mm · Стержень и наконечник: Жесткий/Гибкий (Острый/Тупой) · Цена (USD): \$39.00 - \$49.00
1	2 зубца	Ширина: 5.0 mm или 6.0 mm · Стержень и наконечник: Жесткий/Гибкий (Острый/Тупой) · Цена (USD): \$39.00 - \$49.00
1	3 зубца	Ширина: 6.0 mm или 8.0 mm · Стержень и наконечник: Жесткий/Гибкий (Острый/Тупой) · Цена (USD): \$39.00 - \$49.00
1	4 зубца	Ширина: 6.0 mm или 8.0 mm · Стержень и наконечник: Жесткий/Гибкий (Острый/Тупой) · Цена (USD): \$39.00 - \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Ширина: Стандартная транспортная упаковка · Стержень и наконечник: — · Цена (USD): Включено




Ранорасширитель Кнарп самодержащийся

SKU **RM-KSRR-10-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ранорасширитель Кнарп самодержащийся	Размеры / детали: общая длина 10 см, ширина 26 mm, зубцы 4x4 (прямой/изогнутый, острый/тупой) · Основная роль: фиксация слезного мешка и микроразрезов · Цена (USD): \$79.00	\$79
Защитный чехол / коробка	Размеры / детали: стандартная транспортная упаковка · Основная роль: — · Цена (USD): включено	\$79



Ранорасширитель Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Нижняя направляющая планка	Основное шасси, служащее направляющей для разведения краев ткани
1	Скользкий кронштейн	Подвижный компонент кронштейна, перемещающийся горизонтально по направляющей
2	Винтовые механизмы регулировки	Прецизионные стопорные винты для перемещения и фиксации банш в нужном положении
2	Зубчатые расширяющие наконечники	Нескользящие концы губок с острыми изогнутыми наружу зубцами 3 x 3
1	Защитная упаковка / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор Marx для пластики молочной железы

SKU **RM-MBR-27-1**

ЦЕНА **\$119 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Marx для молочной железы	Размеры/Детали: общая длина 27 см, изогнутое лезвие 30 x 125 mm · Количество: 1	\$119
Защитный чехол / Коробка	Размеры/Детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$119



Ретрактор лоскутный Maxwell

SKU **RM-MFR-4IN-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
22 mm Ширина рабочей части	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm wide layout	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Крючок-ретрактор для кожи Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Ретрактор Miller Rake

SKU **RM-MRR-514-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Профиль с тупыми зубцами	Размеры / Детали: длина 5 ¼", ширина 15 мм, 9 тупых зубцов · Клиническая роль: безопасное поднятие кожного лоскута без риска прокола · Цена (USD): \$39.00
1	Профиль с острыми зубцами	Размеры / Детали: длина 5 ¼", ширина 15 мм, 9 острых зубцов · Клиническая роль: надежный захват плотной дермы и фиброзной фасции · Цена (USD): \$39.00
1	Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено



Панорасширитель кожный Moberg Skin Retractor

SKU **RM-MSR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
17 cm Variant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm вариант исполнения	RM-MSR-1-2	\$49



Двусторонний ретрактор Ragnell-Davis

SKU **RM-RDDR-49-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (плоский / круглый)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Плоский / Круглый)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Плоский / Круглый)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Кольцевой ретрактор для маммопластики с волоконно-оптическим освещением

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

ЦЕНА **\$339 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ring Breast Retractor With Fiber Optic Illumination	Ручной ретрактор для груди, кольцевидное лезвие, встроенный световод
1	Универсальный адаптер для световода	Подключается к стандартным операционным оптоволоконным кабелям
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Панорасширитель Rollet Retractor

SKU **RM-RLR-5IN-1**

ЦЕНА **\$39 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Стандартный — 13 см, 4 острых зубца, кончик 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Большой — 13.5 см, 4 зубца, кончик 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Брюшной ретрактор Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Saldanha-Solz Abdominal Retractor	Общая длина 23.5 см, оптимизированное изогнутое лезвие	\$199
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$199




Эндоскопический ретрактор Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

ЦЕНА **\$229 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Эндоскопический ретрактор Sculpo	Лезвие 180 × 25 mm, фиксирующий кран, позолоченная рукоятка
1	Стопорный винт канала эндоскопа	Надежно фиксирует эндоскопы диаметром 5 mm или 10 mm
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ретрактор кожный Sisson Skin Retractor

SKU **RM-SSR-105-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Sisson Skin Retractor	Общая длина 10.5 см, острый крючок 1×1 зубца, плоская рукоятка	\$84
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$84



Пружинный проволочный ретрактор Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3 или 4×4 зубца	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3 или 4×4 зубца	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Macro — 1×1, 3×3, или 4×4 зубца	RM-SWR-1-3	\$60



Ретрактор для пластики шеи Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	Общая длина 9" (22.86 cm), широкое изогнутое лезвие, встроенная аспирация	\$159
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"

SKU **RM-TNR-9IN-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Talei Necklift Retractor Narrow "Le Petit Benetrator"	Общая длина 9" (22.86 cm), ультразвуковое изогнутое лезвие, плоская ручка	\$159
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$159



Грудной ретрактор Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
9 cm x 24 mm — С зубцами или Без зубцов — Субмаммарный доступ, диссекция перiareолярного кармана	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — С зубцами или без зубцов — Формирование глубокого субпекторального кармана и трансаксиллярная маммопластика	RM-TBR-64-1-2	\$64



Двусторонний ретрактор для молочной железы Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU **RM-TDEBR-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
23 cm Reach Layout — 37x70 mm длинное зеркало / 22x54 mm короткое зеркало — Стандартный размер для субмаммарной аугментации и формирования перiareолярного кармана	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") вылет — 37x70 mm длинное зеркало / 22x54 mm короткое зеркало — формирование глубокого субпекторального кармана, трансаксиллярное увеличение и ревизионная маммопластика	RM-TDEBR-1-2	\$89



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor

SKU **RM-TFOBAR-1**

ЦЕНА **\$259 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Без источника света — 13 доступных размеров (с зубцами/без зубцов) — универсальный адаптер для волоконно-оптического кабеля (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
С беспроводным LED-источником — 13 доступных размеров (с зубцами/без зубцов) — беспроводной светодиодный осветитель с питанием от батарей (батарея AA, газовая стерилизация)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, Double Handle

SKU **RM-TFOBARDH-1**

ЦЕНА **\$259 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Без источника света — 13 доступных размеров (с зубцами/без зубцов) — универсальный адаптер для волоконно-оптического кабеля (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
С беспроводным LED-источником — 13 доступных размеров (с зубцами/без зубцов) — беспроводной светодиодный осветитель с питанием от батарей (батарея AA, газовая стерилизация)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Грудной ретрактор-шпатель Tebbetts Spatula Breast Retractor

SKU **RM-TSBR-125-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25 mm ширина × 185 mm длина — 12 ½" (31.5 cm) — Стандартное формирование субпекторального кармана у взрослых и подгрудный доступ	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide × 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Ретракция широкой грудной мышцы и формирование больших карманов при реконструкции	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

ЦЕНА **\$699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Столик для кисти	Центральная операционная поверхность
2	Приподнятые держатели цепочек	Периметральные опоры рамы
2	Крючки держателя цепочек	Фиксированные точки крепления
2	Скользкие крючки держателя	Регулируемые точки крепления
4	Цепочки с кожными крючками	21 cm
6	Цепочки для фиксации руки/запястья	26 cm
1 Set	Резинки	5 штук



Низкопрофильный ретрактор Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
2×2 Тупых зубца	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 Blunt Prongs	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Сплошные бранши (гладкая поверхность)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Ретрактор Yancoskie Abdominoplasty Retractor для абдоминопластики

SKU **RM-YAR-75-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	длина 7 1/2" (19.0 cm), ширина 152 mm, 6 острых зубцов	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99



Ретрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

ЦЕНА **\$119 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Yancoskie Coronal Lift Retractor	Общая длина 9" (22.9 cm), ширина граблей 150 mm, 6 острых зубцов	\$119
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$119




Ранорасширитель Bookwalter для хирургии кисти

SKU **RM-BHSRS-1**

ЦЕНА **\$999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Лопатка Mini-Bookwalter, однозубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, двухзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, трехзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
2	Лопатка Mini-Bookwalter, четырехзубый крючок	Стандарт Mini — острый или тупой кончик
1	Винтовой фиксатор Mini-Bookwalter	Стандарт Mini
4	Поворотный механизм фиксации Mini-Bookwalter	Стандарт Mini
1	Разъемное кольцо Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс





Система ретракторов Hoyos Retractor System

SKU **RM-HRS-1**

ЦЕНА **\$1,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Дистальный ретрактор Hoyos, короткий	Короткая дистальная лопатка для работы в зонах, близких к разрезу
1	Дистальный ретрактор Hoyos, длинный	Длинная дистальная лопатка для глубокого доступа к тканям
1	Проксимальный ретрактор Hoyos, длинный	Длинный проксимальный компонент для элевации проксимальных границ
1	Ретрактор Remora	Специализированная тракционная лопатка с защитой от соскальзывания
1	Соединительный стержень	Соединяет рычаги ретрактора с основной рамой
1	Зажим для Hoyos Retractor System	Фиксирует вертикальную стойку на рейке операционного стола
1	Горизонтальная штанга Hoyos	Удлинняет раму по горизонтали над операционным полем
1	Вертикальная стойка Hoyos	Основная вертикальная колонна, поддерживающая монтажную раму





Легочный ретрактор Allison

SKU **RM-ALR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Младенческий / Педиатрический — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Стандартный — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Adult Intermediate — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Взрослая широкая — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Adult Extra-Wide — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Ранорасширитель реберный Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

ЦЕНА **\$289 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ультраминиатюрная направляющая рама линейного расширения	Направляющая с микропазами, разработанная для параметров неонатальной хирургии
2	Съемные окончатые латеральные зеркала (Пара 1)	Мини-лопатки 9 mm × 10 mm для тканей, минимизирующие риск некроза от давления
2	Съемные окончатые латеральные зеркала (Пара 2)	Мини-лопатки 9 mm × 20 mm для более глубоких доступов у младенцев
1	Встроенный винтовой замок с мелким шагом	Низкопрофильный винт-барашек для пошагового контроля ширины
2	Эргономичные бранши микрофорцепсов	Обтекаемые легкие профили рукояток с гладкими внешними краями
1	Защитный кейс / коробка	Стандартная транспортная упаковка




Реберный сближатель Bailey

SKU **RM-BRC-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Bailey Rib Contractor	Общая длина 20 см, механический компрессор с когтеобразными наконечниками	\$159
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$159



Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor — ретрактор для маммарной артерии

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

ЦЕНА **\$499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Шасси ретрактора Bugge Takedown I.M.A	Механическая подъемная рейка с ходом 110 mm
1 пара	Основные латеральные лопатки	Контурные лопатки 40 mm x 100 mm для поднятия грудины
1 комплект	Интегрированные рабочие лопатки	Удлиненная рабочая часть в сборе 40 mm x 150 mm
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель реберный Burford Rib Spreader

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

ЦЕНА **\$359 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Вариант 3 (Компактное разведение) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Вариант 1 (Среднее разведение) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Вариант 2 (Максимальное разведение) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47x62 mm + 1 pair 65x62 mm lateral blades	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Ранорасширитель реберный Castaneda Rib Spreader

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

ЦЕНА **\$309 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Вариант 1 — 10.5 mm x 32 mm — 65 mm maximum spread — Неонатальная торакотомия, коррекция коарктации аорты, лигирование ОАП у младенцев	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Вариант 2 — 12.0 mm x 45 mm — 70 mm maximum spread — Кардиохирургическая коррекция врожденных пороков у детей, разделение сосудистого кольца	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Вариант 3 — 15.0 mm x 60 mm — 120 mm maximum spread — Торакотомия у детей и подростков, наложение легочного шунта	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Стернальный ретрактор Castaneda Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-1**

ЦЕНА **\$374 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Для новорожденных	RM-CSR-1-1	\$374
Младенческий профиль	RM-CSR-1-2	\$384
Взрослый профиль	RM-CSR-1-3	\$389



Предсердный ретрактор Cooley Atrial Retractor

SKU **RM-CAR-1**

ЦЕНА **\$64 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малая модель	RM-CAR-1-1	\$64
Средняя модель	RM-CAR-1-2	\$69
Большая модель	RM-CAR-1-3	\$74



Ранорасширитель реберный Cooley Rib Spreader

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

ЦЕНА **\$319 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Младенческий профиль — 12 mm x 16 mm — 95 mm максимальное разведение — Торакальный доступ у новорожденных и младенцев, хирургия врожденных пороков сердца	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm x 30 mm — 140 mm максимальный развор — Педиатрические кардиохирургические вмешательства и торакотомия	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Стандартный взрослый профиль — 21 mm x 44 mm — 150 mm максимальное разведение — Стандартная взрослая торакотомия, лобэктомия и резекция легкого	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Большой взрослый профиль — 35 mm x 50 mm — 200 mm максимальное разведение — Бариатрическая торакальная хирургия, глубокие доступы к средостению	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Грудинный ретрактор Cooley Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-STD-1**

ЦЕНА **\$354 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Детский профиль — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Взрослый профиль — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Сверхбольшой профиль — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

ЦЕНА **\$359 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Для новорожденных — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Ретракторы Coryllos Retractors

SKU **RM-COR-THOR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
22 mm × 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Аортальный ретрактор Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малая модель — 19 cm length, 15.0 mm blade	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Большая модель — 19 cm длина, лопатка 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Венозный ретрактор Cushing

SKU **RM-CVR-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (прибл. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (прибл. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (approx. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Ранорасширитель подколенный Darling Popliteal Self-Retaining Retractor

SKU **RM-DPSRR-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Option A — 54 mm × 25 mm Слева / 76 mm × 38 mm Справа — Глубокий доступ к подколенной артерии с латеральным смещением мышцы	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Слева / 54 mm × 25 mm Справа — Глубокий доступ к подколенной артерии с медиальным смещением мышцы	RM-DPSRR-1-2	\$109



Ранорасширитель DeBakey Retractor

SKU **RM-DBR-15-1**

ЦЕНА **\$72 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
DeBakey Retractor	Общая длина 15.3 см, острые зубцы 1x1	\$72
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$72



Ранорасширитель реберный DeBakey Rib Spreader

SKU **RM-DRS-SET-1**

ЦЕНА **\$449 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Усиленная рама с параллельными направляющими	Направляющая рейка, обеспечивающая линейное расширение (150 мм или 200 мм)
6 (3 пары)	Съемные крюковидные боковые лопатки	3 пары сменных лопаток с нескользящими изогнутыми краями
1	Встроенный винтовой замок	Болт с ручным вращением для фиксации и снижения усталости рук
2	Эргономичные удлинители бранш	Легкие рукоятки с гладкими атравматичными внешними краями
1	Защитный футляр / коробка	Стандартная транспортная упаковка





Расширенный сосудистый ранорасширитель Lobster Retractor

SKU **RM-EVLR-1**

ЦЕНА **\$2,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
6	Зажим ретрактора Lobster	—
1	Зажим Lobster к столу с вертикальной стойкой и адаптером рамы	—
1	Шарнирный удлинитель Lobster	—
1	Рама Lobster	—
2	Поворотное зеркало Lobster Mayo	2¼" × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Поворотное зеркало Lobster Deaver	2¼" × 4½"
1	Зеркало Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Гибкое поворотное зеркало Lobster (перфорированное)	2" × 6½"
1	Гибкое поворотное зеркало Lobster (перфорированное)	3" × 6½"
1	Поворотное зеркало Lobster Fence	4" × 6"
2	Поворотное почечное зеркало Lobster Renal	1" × 6"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Поворотное висцеральное зеркало Lobster Splanchnic	2" × 6"
1	Стерилизационный короб	—



Ранорасширитель реберный Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Горизонтальная реечная рама	Плоская направляющая для расширения до 120 mm
2 (фиксированная пара)	Фиксированные изогнутые бранши	Окончатые латеральные бранши 14 mm × 15 mm, адаптированные к форме ребер
1	Винтовой замок в сборе	Механизм для обеспечения оптимальной хирургической ретракции
2	Эргономичные плечи расширителя	Облегченные рукоятки для снижения утомляемости пользователя
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка





Панорасширитель грудной Finochietto Rib Spreader

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

ЦЕНА **\$329 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с обтекаемой параллельной направляющей	Линейное шасси, предназначенное для раздвижения и расширения костных структур
2 (фиксированная пара)	Фиксированные изогнутые бранши	Боковые блоки для захвата кости с круглыми фенестрациями
1	Встроенный винтовой замок	Ручной фиксатор конструкции для надежного удержания рамы в разведенном состоянии
2	Эргономичные рычаги-удлинители	Облегченные структурированные рукоятки, оптимизированные для снижения усталости рук
1	Защитный футляр / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Реберный расширитель Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с параллельной направляющей рейкой	Миниатюрная рельсовая система для работы в ограниченном педиатрическом пространстве
2 (фиксированная пара)	Фиксированные угловые губки	Боковые блоки 31 мм x 31 мм для захвата кости с круглыми окнами
1	Встроенный винтовой замок	Ручной структурный замок для фиксации расширения рамы
2	Эргономичные бранши	Сверхлегкие структурированные рукоятки с гладкими краями
1	Защитная коробка	Стандартная транспортная упаковка




Реберный расширитель Finochietto-Infant

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

ЦЕНА **\$319 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Деликатная горизонтальная рама-направляющая	Компактная конструкция, оптимизированная для младенческой торакотомии
2 (фиксированная пара)	Фиксированные угловые бранши	Окончатые латеральные модули 14x15 mm или 15x15 mm
1	Винтовой замок	Ручной предохранительный болт, фиксирующий ретракцию и снижающий нагрузку
2	Эргономичные конические рычаги	Легкие структурированные рукоятки с полностью гладкими внешними краями
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка



Стервальный ретрактор I.M.A French Pattern

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

ЦЕНА **\$429 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная направляющая рама	Боковое шасси, предназначенное для направления и разведения торакальных структур
1	Широкая стервальная лопатка	Гладкая плоская лопатка 100 mm x 20 mm для распределения нагрузки на грудину
2	Асимметричные когтевидные лопатки	Двойные изогнутые тяговые крюки глубиной 28 mm или 32 mm
3	Специальные винтовые замки	Независимые фиксирующие механизмы для удержания каждой лопатки
2	Эргономичные бранши	Облегченные обтекаемые рычаги с гладким внешним периметром
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка



Грудной ретрактор French Pattern I.M.A. Sternal Retractor for Ministernotomy

SKU **RM-FPMS-429-1**

ЦЕНА **\$429 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Низкопрофильная срединная скользящая рама	Миниатюрная направляющая рейка, оптимизированная для доступов через министернотомиию
1	Компонент миниатюрной стеральной лопатки	Гладкая прямоугольная пластина 30 mm x 20 mm для распределения нагрузки на костный край
2	Микро-стеральные захваты (крючки)	Двойные изогнутые фиксирующие крючки с рабочей глубиной 43 mm или 50 mm
3	Встроенные ручные винтовые замки	Быстрозажимные резьбовые узлы для фиксации раскрытия
2	Обтекаемые бранши-удлинители	Легкое шасси с полностью гладкими внешними кромками
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Ранорасширитель Haight для ребер

SKU **RM-HRS-329-1**

ЦЕНА **\$329 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Горизонтальная направляющая балка	Шасси скольжения, обеспечивающее ручное расширение при торакотомии
2 (фиксированная пара)	Фиксированные угловые бранши	Боковые пластины 30 mm x 30 mm для захвата кости с окнами для фиксации тканей
1	Винтовой фиксатор с резьбой	Механический зажим, обеспечивающий стабильное удержание на выбранном уровне
2	Эргономичные рычаги ретрактора	Облегченные профили рукояток с полностью гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Центральное зеркало для ретрактора Henly

SKU **RM-HRCB-1**

ЦЕНА **\$48 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
19 mm long x 15 mm wide — стандартное крепление на стойку Henly	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm длина x 15 mm ширина — Стандартное крепление на стойку Henly	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm длина x 15 mm ширина — стандартное крепление для Henly	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm длина x 15 mm ширина — Стандартное крепление Henly	RM-HRCB-1-4	\$54




Рама ретрактора Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

ЦЕНА **\$124 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Henly Retractor Frame	Рама с разведением 6 см, кольцевым храповым механизмом и гнездом для центрального зеркала	\$124
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$124



Leaflet Retractor (ретрактор для створок клапана)

SKU **RM-LFR-22-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Лопатка шириной 5.0 mm	Общая длина: 22 см · Основная клиническая роль: Педиатрическая клапанная хирургия, комиссуротомия и осмотр аортальных створок · Цена (USD): \$49.00
1	Лопатка шириной 8.0 mm	Общая длина: 22 см · Основная клиническая роль: Ретракция створок митрального клапана у взрослых и экспозиция подклапанных хорд · Цена (USD): \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено




Ранорасширитель McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

SKU **RM-MMSR-1**

ЦЕНА **\$699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Двойные рейки расширителя грудной клетки	Основная 5-дюймовая модифицированная рама для разведения грудины
1	Разъемный универсальный зажим	Специализированный монтажный зажим для фиксации навесного оборудования рамы
1	Универсальный зажим	Многоцелевой зажимной блок для интеграции компонентов
1	Основной кронштейн	Первичный монтажный кронштейн для поддержки вспомогательных рычагов ретрактора
1	Держатель трубок	Фиксирует хирургические трубки в пределах операционного поля
1	Прямоугольная поперечная штанга	Структурная перекладина для позиционирования вспомогательных элементов ретрактора
1	Большой сетчатый ретрактор (пластичный)	Широкая пластиковая проволочная корзина для бережного смещения тканей
2	Малый сетчатый ретрактор (пластичный)	Компактные пластиковые проволочные корзины для таргетной ретракции тканей



Торакальный ранорасширитель Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

ЦЕНА **\$329 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Прочная полукруглая опорная рама	Узел комбинированного действия для обеспечения механического крутящего момента
4 (2 пары)	Съемные крючковидные боковые зеркала	2 пары сменных окончатых зеркал (48×68 mm или 70×75 mm)
1	Центральный винтовой регулировочный механизм	Ручной механизм фиксации для настройки конфигурации и снижения нагрузки на руки
2	Эргономичные бранши	Легкие рамные рукоятки с гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / коробка	Стандартная транспортная упаковка






Ранорасширитель для митрального клапана

SKU **RM-MVR-1**

ЦЕНА **\$899 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основной кронштейн	Основной несущий компонент системы расширителя
1	Расширитель грудины Cooley	Компонент для ретракции грудины
1	Боковая штанга	Обеспечивает дополнительную опору и возможность позиционирования
3	Универсальный зажим	Соединяет и фиксирует совместимые компоненты внутри системы
1	Трикуспидальная лопатка	Вариант лопатки для хирургического доступа к сердцу
1	Большая лопатка	Увеличенный вариант лопатки для ретракции тканей
3	Малая лопатка	Уменьшенные варианты лопаток для ретракции тканей
1	Стерилизационный короб	Организует и защищает полный комплект при хранении и обработке



Реберный расширитель Morse Rib Spreader

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

ЦЕНА **\$239 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Вариант А — 22 × 27 mm / 200 mm Spread	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Option B — 30 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Option C — 42 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Option D — 55 × 28 mm / 210 mm Раствор	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Ранорасширитель реберный Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

ЦЕНА **\$269 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с параллельной направляющей	Легкая алюминиевая направляющая, служащая шасси для расширения
4 (2 пары)	Подвижные угловые боковые ложки	Четыре многопозиционные регулируемые ложки 17 mm x 22 mm, адаптирующиеся к форме ребер
1	Винтовой замок	Встроенный фиксирующий болт для удержания ложек в заданном положении
2	Эргономичные бранши	Конические алюминиевые рычаги с гладкими внешними краями
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка



Эпикардиальный ретрактор Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Сверхмалый	RM-PER-1-1	\$44
Малый	RM-PER-1-2	\$49
Средний	RM-PER-1-3	\$54
Большой	RM-PER-1-4	\$59



Ранорасширитель Ross для аортального клапана

SKU **RM-RAVR-25-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Размер #1 — $\frac{5}{8}$ " x $\frac{5}{8}$ " (approx. 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Размер #2 — $\frac{1}{2}$ " x $\frac{5}{8}$ " (approx. 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Размер #3 — $\frac{3}{4}$ " x 1" (approx. 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Размер #4 — $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Размер #5 — 1 $\frac{1}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Размер #6 — 1 $\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " (approx. 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Ретрактор для вен Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

ЦЕНА **\$54 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Модель с гладким лезвием — 22 cm длина, гладкое изогнутое лезвие	RM-SVR-22-1-1	\$54
Модель с зубчатым краем — 22 cm длина, зубчатая кромка лезвия	RM-SVR-22-1-2	\$54
Модель с острым крючком — 22 cm length, sharp curved hook	RM-SVR-22-1-3	\$54



Ранорасширитель для легких и мышц Semb Lung/Muscle Retractor

SKU **RM-SLMR-89-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25.5 cm Контурная модель — 25.5 cm с контурной рукояткой	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Модель с плоской ручкой — 25.0 cm с плоской ручкой	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Система ретракции ThoraGate Rib Up Retractor System

SKU **RM-TRURS-1**

ЦЕНА **\$1,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Ретрактор ThoraGate Rib Up	Основная рама торакального ретрактора и узел подъема
1	Гибкий кронштейн	Шарнирный манипулятор для позиционирования элементов ретрактора
1	Вакуумная стабилизирующая опора	Основание, обеспечивающее механическое равновесие системы
2	Нижние лопатки (разные размеры)	Сменные лопатки для фиксации нижнего ребра
3	Верхние лопатки (разные размеры)	Сменные лопатки для подъема верхнего ребра



Ранорасширитель реберный Tuffier Rib Spreader

SKU **RM-TRS-160-1**

ЦЕНА **\$299 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама с горизонтальной направляющей	Параллельная направляющая рейка для обеспечения структурного разведения под нагрузкой
2 (фиксированная пара)	Фиксированные широкие латеральные губки	Изогнутые панели 45 mm x 45 mm с внутренней насечкой для захвата кости
1	Ручной винтовой замок	Резьбовой механизм фиксации, удерживающий параметры раскрытия и снижающий усталость рук
2	Эргономичные рычаги	Облегченные бранши с гладкими краями для защиты тканей
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка




Система ретракции Valve XS Retractor System

SKU **RM-VXRS-1**

ЦЕНА **\$999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Система ретракции Valve XS для бокового доступа	Двухшарнирная конфигурация
1	Лопатка с шариковым фиксатором	53 x 36 mm
1	Аксессуар для бокового реберного ретрактора (пластичный)	60 x 35 mm
1	Соединительный зажим Valve XS тип B	Структурный зажим
1	Ретракционный шток	9" (230 mm)
1	Ретрактор для MICS АКШ	Специализированный компонент
1	Инструмент для установки лопатки лифтинга предсердия	Специальный инструмент для аппликации
1	Лопатка (зеркало)	30 x 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	40 x 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	50 x 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	60 x 35 mm
1	Лопатка (зеркало)	70 x 35 mm
1	Стерилизационный бокс	Контейнер для хранения





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

ЦЕНА **\$2,699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола с вертикальной стойкой и рамой	—
8	Фиксатор ретрактора Lobster	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	¾" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	3½" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	4" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 6"
2	Поворотный ретрактор Lobster Renal	1" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	¾" × 4½"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	2" × 6½"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Стерилизационный короб	—



Ранорасширитель Willauer-Deaver Retractor


SKU **RM-WDR-395-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
25 mm Широкое лезвие — 25 mm ширина × 108 mm рабочая поверхность	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm Широкое лезвие — 50 mm ширина × 108 mm рабочая поверхность	RM-WDR-395-1-2	\$149






Ретрактор Wylie для почечной вены

SKU **RM-WRVR-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
11 3/4" (29.85 cm) — Гладкое изогнутое сосудистое лезвие	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Гладкое изогнутое сосудистое лезвие	RM-WRVR-1-2	\$94
12 1/2" (31.75 cm) — Гладкое изогнутое сосудистое лезвие	RM-WRVR-1-3	\$99
12 3/4" (32.39 cm) — Гладкое изогнутое сосудистое лезвие	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Гладкое изогнутое сосудистое полотно	RM-WRVR-1-5	\$109



Система ретракции Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

ЦЕНА **\$1,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Spline Tip Double Blend с зажимом	Основной монтажный интерфейс и регулировочный зажим
1	Реечный узел с зажимом Snap-Clip	Захватывает и удерживает ткани с помощью фиксатора Snap-Clip
1	Верхняя стойка Spline Top Post	Соединяет верхнюю секцию рамы и стабилизирует конструкцию стойки



Система ретрактора Bookwalter IMA

SKU **RM-BIRS-1**

ЦЕНА **\$1,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная удлинительная штанга	12" (30 cm)
1	Муфта стойки	Стандартная
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
2	Храповой механизм IMA	Микроповорот (<1 мм)
1	Перекладина IMA	12" (30 cm)
2	Зеркала ретрактора IMA	Стандартный профиль IMA
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс



Зеркало влагалищное Breisky

SKU **RM-BVR-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	100 mm × 25 mm — от 28 см до 36 см	Обзор преддверия и поверхностных отделов влагалища — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — от 28 см до 36 см	Удержание широких передних/задних стенок влагалища — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — от 28 см до 36 см	Обзор средних отделов свода влагалища — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — от 28 см до 36 см	Глубокая реконструкция тазового дна — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — от 28 см до 36 см	Доступ к шейке матки при влагалищной гистерэктомии — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — от 28 см до 36 см	Доступ к глубокому своду у рожавших пациенток — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — от 28 см до 36 см	Максимальная глубина тазового и апикального доступа — \$104.00
1	Защитный чехол / Коробка	Стандартная упаковка — включено



Зеркало Delee Universal Retractor

SKU **RM-DUR-1**

ЦЕНА **\$129 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Delee Universal Retractor	Общая длина 24 см, изогнутое полотно 50 × 70 mm	\$129
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$129





Зеркало влагалищное Doyen

SKU **RM-DVR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Doyen Vaginal Retractor	Ручное широкополостное влагалищное зеркало с кольцевой ручкой	\$79
Protective Sleeve / Box	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79



Вагинальное зеркало Eastman

SKU **RM-EVR-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Акушерское зеркало Guttman Obstetrical Retractor

SKU **RM-GOR-1**

ЦЕНА **\$94 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
7.5 cm Blade Extension — 50 mm × 70 mm base with 7.5 cm extension	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Удлинитель лезвия — 50 mm × 70 mm основание с 11 cm удлинителем	RM-GOR-1-2	\$99



Зеркало гинекологическое Heaney Hystereotomy Retractor

SKU **RM-HEHR-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
44 mm × 25 mm — 17 cm или 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm или 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm или 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm или 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Вагинальное зеркало-подъемник Heaney Simon Vaginal Retractor

SKU **RM-HSVR-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
27.0 cm (10.6") — Малый, Средний, Большой профили	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Малый, Средний, Большой профили	RM-HSVR-1-2	\$149



Влагалищное зеркало-подъемник Jackson Vaginal Retractor

SKU **RM-JVR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Зеркало влагалищное Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

ЦЕНА **\$84 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Влагалищное зеркало-подъемник Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

ЦЕНА **\$44 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Узкие клинки (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: педиатрия, нерожавшие пациентки и осмотр узкого влагалищного канала · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Средние клинки (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: стандартный гинекологический осмотр взрослых и малые операции на тазовом дне · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Широкие/Глубокие клинки (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Доступная длина: 18 см или 22 см · Основная роль: глубокая пластика тазового дна и влагалищная гистерэктомия у рожавших пациенток · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортировочная упаковка · Основная роль: — · Цена (USD): Включено



Эбонизированный латеральный влагалищный ретрактор

SKU **RM-LEVR-63-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Эбонизированный латеральный влагалищный ретрактор	Размер 6.3 см, лазеробезопасная эбонизированная бранша · Количество: 1	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$79



Зеркало влагалищное боковое диэлектрическое (непроводящее)

SKU **RM-LNCVR-63-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Профиль с открытыми браншами (Open)	Ширина ложки: 6.3 см · Назначение: Увеличенное пространство для инструментов при процедурах LEEP/LLETZ · Цена (USD): \$69.00
1	Профиль с закрытыми браншами (Closed)	Ширина ложки: 6.3 см · Назначение: Оптимизированное разведение стенок при лазерной абляции · Цена (USD): \$69.00
1	Защитный чехол / Коробка	Ширина ложки: Стандартная транспортная упаковка · Назначение: — · Цена (USD): Включено



Влагалищный ретрактор для боковых стенок

SKU **RM-LWVR-1**

ЦЕНА **\$109 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (Gynecology & Male Urology)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малое кольцо — 16.6 см x 16.2 см (Гинекология/Урология)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Стандартное кольцо — 25.3 см x 11.3 см (Гинекология/Урология)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Большое кольцо — 32.5 см x 18.3 см (Гинекология/Урология)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Вагинальный ретрактор O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основное шасси рамы ретрактора	Размеры (длина × ширина): рама 28 см (изогнутая или овальная) · Количество: 1 рама · Цена (USD): включено в комплект (\$399.00)
1	Малое сменное зеркало	Размеры (длина × ширина): тупое лезвие 1.3 см × 4.7 см · Количество: 1 шт. · Цена (USD): включено в комплект
1	Среднее сменное зеркало	Размеры (длина × ширина): тупое лезвие 3.8 см × 8.9 см · Количество: 1 шт. · Цена (USD): включено в комплект
1	Большое сменное зеркало	Размеры (длина × ширина): тупое лезвие 4.4 см × 8.9 см · Количество: 1 шт. · Цена (USD): включено в комплект
1	Защитный бокс для хранения/транспортировки	Размеры (длина × ширина): стандартная транспортная упаковка · Количество: 1 коробка · Цена (USD): включено в комплект



Тазовый ретрактор тупоконечный

SKU **RM-PRB-105-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Pelvic Retractor Blunt	Длина 10 1/2" (26.67 cm), сплошное тупое лезвие шириной 1"	\$89
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$89



Изолированный расширитель боковых стенок влагалища Redundant Nonconductive Wall Retractor

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Среднее — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Большой — 7 in, зеркало 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm лопатка	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Зеркало влагалищное Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Среднее — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Большой — 18 cm, зеркало 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm лопатка	RM-RWR-18-1-3	\$109



Вагинальное зеркало-ретрактор Rigby

SKU **RM-RSRVR-18-1**

ЦЕНА **\$69 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Rigby Self-Retaining Vaginal Retractor	Общая длина 18 см, гладкие лопатки глубиной 63.5 mm, реечный замок	\$69
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69



Влагалищное зеркало-подъемник Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

ЦЕНА **\$91 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
63.5 mm × 25 mm — Полированный или вороненый	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Полированный или вороненый (Ebonized)	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Полированный или Вороненый	RM-SVR-19-1-5	\$99



Вагинальное зеркало Sims — полая рукоятка

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

ЦЕНА **\$89 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Тазовый ретрактор St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

ЦЕНА **\$79 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
11 1/2" Вариант с губкой — 11 1/2" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" Lipped Variant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" Non-Lipped Variant — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Гинекологическая ретракторная система Bookwalter GYN Retractor System

SKU **RM-BGRS-1**

ЦЕНА **\$1,699 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка (Field Post)	12" (30 cm)
1	Муфта стойки (Post Coupler)	Стандартная
1	Горизонтальная опора (Horizontal Bar)	Стандартная
4	Поворотные зажимы (Tilt Ratchet)	Многопозиционные
1	Кольцо с вырезами (Perineal Ring)	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Латеральные вагинальные зеркала	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Заднее вагинальное зеркало	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Зеркало Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Зеркало Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс




Система ранорасширителя Bookwalter GYN Magrina для тазовой хирургии

SKU **RM-BGMPRS-1**

ЦЕНА **\$1,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка (Field Post)	12" (30 cm)
1	Муфта стойки (Post Coupler)	Стандартная
1	Горизонтальная гибкая штанга	Стандартная многошарнирная
1	Перинеальное кольцо с прорезями	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Поворотный наклонный храповик	Стандартный с фиксацией кольца
2	Вагинальные латеральные лопатки	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Лопатка Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Лопатка Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Вагинальная задняя лопатка	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс





Хирургическая гинекологическая система Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGYN5-1**

ЦЕНА **\$1,599 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	StrongArm Plus с верхним монтажом и зажимом для шины	Шарнирный / Совместимый с шиной стола
4	Самодержащая поворотная трещотка	Стандартная многоугольная
1	Промежностное кольцо с пазами	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Вагинальные латеральные зеркала	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Вагинальное заднее зеркало	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Зеркало Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Зеркало Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс




Ретрактор для перинеальной хирургии Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

ЦЕНА **\$2,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная стойка	12" (30 cm)
2	Зажимы для стоек	Стандартные
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Вертикальный удлинитель	12" (30 cm)
5	Наклонные храповые механизмы	Стандартные многопозиционные
1	Полукруглый сегмент	Диаметр 8½" (21.6 cm)
1	Зубчатое перинеальное кольцо	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Задние влагалищные лопатки	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Лопатка Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Лопатка Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Гибкие лопатки	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Гибкие лопатки	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Гибкие лопатки	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс





Регулируемый адаптер Mayfield

SKU **RM-AMA-1**

ЦЕНА **\$1,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Регулируемый адаптер Mayfield	Обеспечивает надежную платформу для установки систем фиксации черепа типа Mayfield на операционные столы без встроенных гнезд
2	Регулируемые торцевые кронштейны	Фиксируют адаптер на боковых направляющих операционного стола и подстраиваются под различную ширину стола
Несколько	Монтажные отверстия	Позволяют выполнять боковую регулировку и гибкое позиционирование базового блока черепного зажима



Adson Cerebellum Retractor

SKU **RM-ACR-1**

ЦЕНА **\$159 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 6.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Стандартный — 7.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Большой — 9.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174



Ретрактор Adson самодержащийся для мозжечка

SKU **RM-ASCR-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 6.5 in, 4x4 зубца	RM-ASCR-1-1	\$189
Стандартный — 7.5 in, зубцы 4x4	RM-ASCR-1-2	\$199
Большой — 9.5 in, 4x4 зубца	RM-ASCR-1-3	\$214



Ретрактор мозжечковый Anderson-Adson самодержущийся

SKU **RM-AASCR-1**

ЦЕНА **\$199 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 6.5 in, 4x4 острых зубца	RM-AASCR-1-1	\$189
Стандартный — 7.5 in (19 cm), 4x4 острых зубца, глубина 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Большой — 9.5 in, 4x4 острых зубца	RM-AASCR-1-3	\$214



Система ретракции Budde Halo Retractor

SKU **RM-BHR-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Гало-кольцо	Двухшарнирная кольцевая конструкция
3	Гибкий фиксатор (Flex Arm)	9 in (229 mm)
2	Опорный кронштейн Budde Halo	Усиленные монтажные зажимы
2	Опорная штанга Budde Halo	Диаметр 5/16 in
1	Лоток для салфеток Budde Halo	Встроенный перфорированный лоток
1	Мини-тиски Budde Halo	Зажимной блок из нержавеющей стали
2	Изогнутые ретракторы Budde	Конические ретракторы для мозга
2	Микролезвия TEW	Микролезвия из нержавеющей стали
2	Регулировочные ключи	Инструменты для фиксации системы
1	Стерилизационный короб	Перфорированный поддон-органайзер





Ранорасширитель черепной Contour самодержащийся

SKU **RM-CSRSR-1**

ЦЕНА **\$99 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
3×4 Blunt Prongs	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 Sharp Prongs	RM-CSRSR-1-2	\$99




Нейрохирургический ретрактор Cushing Decompression Retractor

SKU **RM-CDR-215-1**

ЦЕНА **\$59 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Cushing Decompression Retractor	Длина 21.5 см, фенестрированная седловидная лопасть 13 × 19 mm	\$59
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59



Нервный ретрактор Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

ЦЕНА **\$25 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Прямой — 20 см общая длина, прямой тупой крючок — прямая ревизия черепных нервов и мобилизация корешков	RM-DNR-20-1-1	\$25
Изогнутый вправо — 20 см общая длина, крючок с правым изгибом — Для навигации в области латерального кармана и нервов основания черепа справа	RM-DNR-20-1-2	\$25
Изогнутый влево — 20 см общая длина, крючок с левым изгибом — Для навигации в области латерального кармана и нервов основания черепа слева	RM-DNR-20-1-3	\$25




Система ретракции Greenberg Retractor Kit

SKU **RM-GRK-1**

ЦЕНА **\$3,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Первичные зажимы Greenberg Retractor	Стандартная установка на фиксатор черепа (6 in / 152 mm) — фиксируются непосредственно на стойках Mayfield или жестких держателях головы
4	Вторичные зажимы Greenberg Retractor	Стандартная установка на штангу (12 in / 305 mm) — соединяют первичные и вторичные штанги для формирования внешней рамы
4	Длинные рычаги ретрактора Greenberg Retractor	Длина 9.5 in (241 mm) — шарнирные фрикционные рычаги для удержания и позиционирования лопаток
1	Опора для рук Greenberg Retractor	Длина 10 in (254 mm) — эргономичная платформа для стабилизации рук хирурга
1	Лоток для салфеток Greenberg Retractor	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — крепится на раму для хранения влажных ватных дисков/салфеток
1	Стерилизационный кейс Greenberg Retractor	17 in x 10 in x 2.375 in — перфорированный сверхпрочный кейс-органайзер
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — экстраширокая лопатка для обширной кортикальной ретракции
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — средней ширины для долевого и субтемпорального доступа
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) — стандартная лопатка для глубокого интергемисферного или цистернального доступа
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — тонкая лопатка для узких доступов к основанию черепа
1	Пластичная конусная лопатка Greenberg	9 in, ширина 1/16 in x ¼ in (1.6 x 6 mm) — микролопатка для деликатной ретракции нервов и сосудов



Ретрактор Greenberg Simplicity Retractor

SKU **RM-GSR-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Основная штанга Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) — одноточечное жесткое крепление к стойке черепного зажима
1	Плавающая вторичная штанга Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) — направляющая для установки гибких рычагов
4	Длинные рычаги ретрактора Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) — многоосные гибкие рычаги для точной фиксации шпателя
1	Опора для рук Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) — регулируемая платформа для поддержки предплечья
1	Лоток для салфеток Greenberg Pattie Tray	3" x 6 ¾" (7.5 x 16.8 cm) — крепится на раму для хранения нейрохирургических салфеток и инструментов
1	Компактный стерилизационный бокс	Специальный ложемент — компактный перфорированный органайзер и контейнер для стерилизации
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x ¼" x ¾" — сверхширокий шпатель для обширной защиты коры
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 5/32" x ¾" — шпатель средней ширины для ретракции долей мозга
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x ¼" x ½" — стандартный шпатель для глубокого межполушарного доступа
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 3/32" x ¾" — узкий шпатель для тонких манипуляций в цистернах
1	Пластичный конусообразный шпатель	9" x 1/16" x ¼" — микрошпатель для деликатного разделения нервов и сосудов





Нервный ретрактор Ноен

SKU **RM-HNR-22-1**

ЦЕНА **\$24 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Нервный ретрактор Ноен	Общая длина 22 см, изогнутый атравматичный наконечник	\$24
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24



Leyla Retractor

SKU **RM-LR-1**

ЦЕНА **\$1,199 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Fixation Base for Two Flexible Arms	Central mounting block that anchors both flexible arms to the holding rod
2	Flexible Arms	Multi-jointed friction arms that articulate 360 degrees for precise positioning
2	Supports for Flat Brain Spatulas	Terminal mounting adapters that connect spatulas to the flexible arms
1	Ball and Socket Joint for Table Fixation	Multi-axis joint that allows flexible angling of the support rod on the table rail
1	Holding Rod for Fixation	Solid stainless steel column that elevates the system above the surgical drape line
1	Coupling Head	Heavy-duty clamp block that locks the holding rod to operating table side rails
2	Holders for Flat Brain Spatulas	Precision clamping mechanisms that grip flat/flexible brain spatulas securely
1	Wooden Storage Box	Protective fitted box for safe storage, transport, and inventory control





Подголовник Mayfield Headrest

SKU **RM-MHR-1**

ЦЕНА **\$699 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Взрослая модель	RM-MHR-1-A	\$699
Педиатрическая модель	RM-MHR-1-P	\$799



Черепной фиксатор Mayfield Skull Clamp

SKU **RM-MSC-1**

ЦЕНА **\$2,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стандартная система Mayfield Skull Clamp	Обеспечивает жесткую фиксацию черепа и стабильное позиционирование головы во время операции
2	Дополнительные черепные штифты	Сменные фиксирующие штифты для взрослых или педиатрических процедур
1	Алюминиевый стерилизационный короб с силиконовым матом	Защищает, упорядочивает, хранит и стерилизует всю систему



Ранорасширитель Miskimon Cerebellar Retractor

SKU **RM-MCR-19-1**

ЦЕНА **\$139 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Miskimon Cerebellar Retractor	Размеры / детали: общая длина 19 см, острые зубцы 7х7, кремальерный замок · Количество: 1	\$139
Защитный чехол / Коробка	Размеры / детали: индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$139





Ранорасширитель Oldberg retractor

SKU **RM-OR-21-1**

ЦЕНА **\$49 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
13.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm Wide Blade	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm ширина лопатки	RM-OR-21-1-3	\$49



Ретрактор нерва Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Ретрактор Scoville	Общая длина 16.5 см, контурный изогнутый кончик, тонкий стержень	\$29
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29



Нервный ретрактор Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

ЦЕНА **\$29 USD**

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА
Малый — 17 см, изогнутый тупой крючок	RM-SNR-29-1-1	\$29
Средний — 21 см, изогнутый тупой крючок	RM-SNR-29-1-2	\$29
Стандартный — 29 см, изогнутый тупой крючок	RM-SNR-29-1-3	\$29






Ретрактор Greenberg

SKU **RM-GR-1**

ЦЕНА **\$3,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Первичные штанги	6" (15 cm) — крепятся непосредственно к стойкам жесткого фиксатора черепа
4	Плавающие вторичные штанги	12" (30 cm) — расширяют внешний периметр поддержки вокруг краниотомии
4	Длинные гибкие рычаги ретрактора	9.5" (24 cm) — многосуставные фрикционные рычаги для позиционирования лопаток
2	Подставки для рук	10" (25 cm) — обеспечивают физическую опору предплечий для снижения усталости хирурга
1	Конусная лопатка ретрактора	от 1/4" до 3/4" (6 mm до 19 mm) — экстраширокая лопатка для обширной кортикальной ретракции
1	Конусная лопатка ретрактора	от 5/32" до 3/4" (4 mm до 16 mm) — лопатка средней ширины для лобарного и субтенториального доступа
1	Конусная лопатка ретрактора	от 1/8" до 1/2" (3 mm до 12.5 mm) — стандартная лопатка для глубоких межполушарных коридоров
1	Конусная лопатка ретрактора	от 3/32" до 3/8" (2.4 mm до 9 mm) — тонкая конусная лопатка для узких путей в основании черепа
1	Конусная лопатка ретрактора	от 1/16" до 1/4" (1.5 mm до 6 mm) — микролопатка для деликатной ретракции нервов и сосудов
1	Алюминиевый лоток для салфеток (патти)	3" x 6 3/4" (7.5 cm x 16.8 cm) — устанавливается на раму для организации нейрохирургических салфеток
1	Стерилизационный лоток	17" x 10" x 2 1/4" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — высокопрочный перфорированный лоток-органайзер



Многофункциональная головная рама Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

ЦЕНА **\$4,999 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Держатель Smart Fix C	Жесткое C-образное шасси, соединяющее базовую раму с операционным столом
1	Шарнирное соединение Smart Fix	Шарнирный соединительный блок, включающий 2 специальных крепежных винта
1	Стопорная втулка Smart Fix	Фиксирующее направляющее кольцо, предотвращающее осевое смещение рамы
1 Set	Головной штифт Smart Fix, стандартный	Конический штифт для фиксации черепа при стандартной краниотомии у взрослых
1 Set	Головной штифт Smart Fix, длинный	Удлиненный штифт для фиксации черепа при толстых профилях свода черепа
1	Гибкий базовый блок	Многосуставная артикуляционная база, соединяющая крепление к столу
1	Рамный блок	Полукруглая основная структурная дуга, обеспечивающая крепление принадлежностей на 360°
1 Set	Пружинные ретракторы для скальпа	Ретракторы для края скальпа с эластичным натяжением для гемостатического удержания
1	Регулятор пружинного крючка	Механизм регулировки натяжения, контролирующий тягу крючка для скальпа
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Высокоточный скользящий держатель для мозговых шпателей с микроподачей
1	Подставка для рук (центральная)	Эргономичный стабилизатор предплечья и запястья для микрохирурга
1	Подставка для рук R	Правосторонняя анатомическая опора для предплечья
1	Подставка для рук L	Левосторонняя анатомическая опора для предплечья
1	Регулируемая подставка для рук с куполообразным винтом	Шарнирная подставка для рук с сферической куполообразной фиксацией
1	Регулируемая подставка для рук со слайдом	Продольно скользящая подставка для рук для различных операционных углов
1	Гнездо для инструментов	Стерильный лоток-держатель для отсасывающих трубок и микроинструментов
1	Хлопковая пластина	Платформа для размещения нейрохирургических салфеток и тупферов
1	Регулятор хлопковой пластины	Шарнирный позиционирующий рычаг для платформы с хлопковыми салфетками
1	Крепление для дополнительного отверстия	Вспомогательный монтажный кронштейн для периферических мозговых ретракторов
1	Стерилизационный бокс	Специальный алюминиевый/нержавеющий контейнер для организации транспортировки





Ранорасширитель самоудерживающийся Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

ЦЕНА **\$399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Усиленная самоудерживающаяся рама-основание	Многоточечное шасси, разработанное для широкой 3D-видимости
2	Фиксированные плоские боковые зеркала	Глубина 69 mm, наружные панели с 90-градусными защитными окнами
1	Регулируемое центральное зеркало	Сплошное плоское зеркало для безопасного контакта с внутренними органами
1	Двойной ручной храповой замок в сборе	Двойные механические фиксаторы для управления разведением обеих систем зеркал
2	Эргономичные бранши ретрактора	Легкие структурированные рукоятки с гладкими атравматичными краями
1	Защитная коробка для хранения	Стандартная транспортная упаковка




Урологический ретрактор Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

ЦЕНА **\$549 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся кольцевая рама-основание	Жесткое шасси 180 mm x 140 mm для 360-градусного обзора.
6	Регулируемые лапчатые крючки с двойными зубцами	Крючки 13 mm x 14 mm для многонаправленной ретракции фиброзных тканей.
6	Быстросъемные штифтовые фиксаторы	Ручные зажимы для надежной фиксации натяжения тканей.
2	Эргономичные бранши ретрактора	Легкие структурированные рукоятки с гладкими краями.
1	Защитный футляр / Коробка	Стандартная транспортная упаковка.





Расширенная урологическая ретракторная система Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

ЦЕНА **\$3,499 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
8	Зажим Lobster Retractor Clamp	—
1	Зажим для стола Lobster с вертикальной стойкой и муфтой рамы	—
1	Шарнирный удлинитель Lobster Hinged Extension Arm	—
1	Рама Lobster Frame	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	2" × 2"
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	1½" × 6"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Ретрактор Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	2" × 6½"
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"
1	Пластичный поворотный ретрактор мочевого пузыря Lobster Marshall	3" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	4" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Стерилизационный короб	—




Урологическая ранорасширительная система Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

ЦЕНА **\$2,399 USD**

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛ-ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	12" (30.5 cm)
1	Муфта стойки	Стандартная
1	Горизонтальная гибкая штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
8	Наклонные храповые механизмы	Многопозиционные
1	Сегментированное кольцо	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Сегментированное кольцо	8¾" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	Гибкое зеркало	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Гибкое зеркало	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Зеркала Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Зеркала Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Зеркала Kelly	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Вагинальные латеральные зеркала	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Почечное зеркало Wylie	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс



ЗАКАЗЫ И ПОДДЕРЖКА

Как сделать заказ в Retractor Maker

Заказ и оплата

- Пришлите нам список инструментов с артикулами, размерами, количеством и страной доставки через форму запроса коммерческого предложения, по электронной почте или WhatsApp.
- Мы подтверждаем конфигурацию, цену, срок изготовления и доставку в письменном коммерческом предложении.
- Оплата производится авансом банковским переводом на наш корпоративный счёт. Оплата кредитной или дебетовой картой возможна по запросу клиента.

Сроки выполнения заказа

- Со склада: отгрузка в течение 5 рабочих дней, затем около 7 дней доставки по всему миру.
- Под заказ: 17–20 рабочих дней производства, затем около 9 дней доставки по всему миру.

Заказ образцов

- Образцы доступны дистрибьюторам, больницам и медицинским поставщикам, оценивающим наши инструменты для закупок в крупных объёмах.
- Пришлите артикулы и нужные количества; мы подготовим предложение по образцам и доставке в вашу страну. Образцы со склада отгружаются в течение 5 рабочих дней.

Уход и стерилизация

- Очищайте инструменты сразу после использования, тщательно промывайте и полностью высушивайте, проверяйте рабочие части, зубцы и храповики.
- Ретракторы из нержавеющей стали пригодны для паровой стерилизации (автоклав); следуйте проверенному циклу вашего учреждения.
- Храните в чистом сухом месте в лотках или стойках, защищающих рабочие части и кончики.

Полные руководства доступны на retractormanufacturer.com: Заказ и оплата, Заказ образцов и Уход и стерилизация.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest