



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Vickers Low Profile Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vickers Low Profile Retractor

SKU RM-VLPR-SERIES-1

\$199 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2×2 stumpfe Zinken	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 Zinken, stumpf	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Massive Blätter (glatte Fläche)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Vickers Low Profile Retractor ist ein spezialisierter mikrochirurgischer Handretractor, der gezielt für die zuverlässige, freihändige Weichteilretraktion in engen Operationsfeldern entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ultrakompakten Federstegmechanismus, liegt dieses Instrument flach auf der Hand oder dem Handgelenk auf. Dies ermöglicht Chirurgen das saubere Spreizen von empfindlichen Hauträndern und subkutanen Gewebeschichten, ohne die Sicht oder die Handhabung feiner Mikroinstrumente zu beeinträchtigen.

Die Vickers Low Profile Retractor Serie wurde für den präzisen Einsatz in schmalen Inzisionen konzipiert und ist in zwei Gesamtlängen erhältlich: 7,5 cm (3 inches) und 9,0 cm (3 ½ inches). Das aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument unterstützt drei verschiedene modulare Arbeitsenden, die über die Bestellparameter gewählt werden können: eine Konfiguration mit 2 × 2 stumpfen Zinken (\$199) für fokussierte Inzisionen an den Fingern, ein erweitertes 3 × 3 Zinken-Muster (\$219) für eine breitere fasziale Retraktion sowie ein Modell mit glatten, massiven Blättern (\$199) für das atraumatische Halten von Weichteilgewebe. Die seitlich ansetzenden Retraktionsplatten sitzen sicher unter den Wundrändern, ohne lokale Geweberisse zu verursachen.

Retractor Maker fertigt den Vickers Low Profile Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet Handchirurgie-Zentren, Kliniken für plastische Chirurgie und ambulanten orthopädischen Einrichtungen weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität,

Korrosionsbeständigkeit und vollständige Haltbarkeit bei der Aufbereitung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest