



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Perkins

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Perkins

SKU RM-PSRR-99-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Patrón de Dientes Sólidos Estándar — 13 cm, Izquierda o Derecha	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Dientes y hoja puntiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Dientes y hoja puntiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Ramas y hoja puntiaguda — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Ramas y hoja puntiaguda — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Hoja Fenestrada Curva — 13 cm, Izquierda o Derecha	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Valva de púa sólida — 12.7 cm, izquierda o derecha	RM-PSRR-99-1-7	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Perkins es un separador quirúrgico de renombre internacional diseñado específicamente para mantener un campo quirúrgico abierto estable y manos libres en cirugías vasculares, neurológicas y ortopédicas. Diseñado con diversos conjuntos de valvas y perfiles de hoja especializados, este instrumento optimiza la visualización y la precisión procedimental, eliminando la fatiga del asistente manual durante disecciones intrincadas.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, esta familia de Separadores Autoestáticos Perkins (\$99) cuenta con mangos ergonómicos de anillas integrados con un sistema de cierre de cremallera mecánica

segura para garantizar un posicionamiento constante. La serie abarca cinco modelos arquitectónicos distintos: un patrón de valva sólida estándar (13 cm), un patrón de 2 valvas y hoja puntiaguda (11 cm o 13 cm), un patrón de 3 valvas y hoja puntiaguda (11 cm o 13 cm con dentado de seguridad), un patrón de hoja fenestrada curva (13 cm con 3 valvas romas) y un patrón de hoja con púa sólida (12.7 cm con una superficie de 11 × 25 mm, púa de 7 mm y apertura máxima de 80 mm).

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador Autoestático Perkins para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, estabilidad estructural inquebrantable y total confiabilidad clínica para quirófanos de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest