



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Redundant Nonconductive Wall Retractor (非導電性膾壁リトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines



Redundant Nonconductive Wall Retractor (非 導電性膣壁リトラク ター)

SKU RM-RNWR-7IN-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
中サイズ — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
大 — 7 in, 9.0×2.5 cm 弁	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
LLサイズ — 7 in, 9.0×3.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119

製品詳細

Redundant Nonconductive Wall Retractorは、ループ電気手術円錐切除術（LEEP）やレーザー焼灼術において、余分な側方膣壁組織が手術視野に倒れ込むのを防ぐために特別に設計された婦人科用手術器具です。耐久性と耐熱性に優れた非導電性絶縁層でコーティングされており、迷走電流や熱アークによる周囲の健全な膣粘膜への損傷を防ぎます。

このRedundant Nonconductive Wall Retractorは、特殊な保護絶縁を備えた単一の標準サイズ構成で、全長は7 inches (17.8 cm, \$99) です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、9.0 cm長 × 2.0 cm 幅のワーキングブレードは側方膣壁のひだに対して広い面での支持を提供します。表面仕上げは、操作性の高い高光沢研磨のハンドルインターフェースと、絶縁破壊を起こさずに繰り返しの高周波切開・凝固に耐えうる電気手術用ブルーナイロン絶縁層を組み合わせています。人間工学に基づいたフラットハンドルにより、助手の手動レバレッジ操作における疲労を軽減します。

厳格な臨床基準に従って鍛造されたRetractor MakerのRedundant Nonconductive Wall Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の婦人科手術室、コルポスコピー（膣拡大鏡）クリニック、ウィメンズヘルスセンターに、優れた電気的安全性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest