



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Freeman Mini Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Freeman Mini Rake

SKU RM-FMRR-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Freeman Mini Rake	Comprimento de 4 ¾" (12.0 cm), cabeça de 1" de largura, 4 dentes afiados — 1	\$44
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual — 1	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Freeman Mini Rake é um instrumento especializado para cirurgia plástica e reconstrutiva facial, desenvolvido especificamente para fornecer tração delicada e antiderrapante em retalhos de pele em espaços anatômicos confinados. Projetado com dentes afiados em estilo ancinho, este instrumento permite que os cirurgiões fixem as camadas cutâneas e subcutâneas com segurança, sem esmagar bordas de tecidos frágeis.

Construído estritamente para bolsões anatômicos estreitos e retrações cutâneas mínimas, esta configuração do Afastador Freeman Mini Rake apresenta um comprimento total compacto de 4 ¾ polegadas (12.0 cm). Sua extremidade ativa incorpora uma cabeça de 1 polegada (25.4 mm) de largura equipada com 4 dentes afiados que distribuem a tensão da tração manual uniformemente, prevenindo lacerações teciduais enquanto elevam os retalhos de forma limpa. O cabo plano ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga e sensibilidade refinada na ponta dos dedos durante procedimentos estéticos complexos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Freeman Mini Rake para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo a centros cirúrgicos de estética e otorrinolaringologia em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)