



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Crile de Extremidade Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Crile de Extremidade Dupla

SKU RM-CRDE-RET-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Modelo #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Crile de Extremidade Dupla é um instrumento cirúrgico manual essencial, desenvolvido especificamente para fornecer exposição confiável de tecidos moles e margens de feridas em múltiplas profundidades durante procedimentos de cirurgia geral menor, plástica e reconstrutiva. Projetado com duas lâminas distintas em ângulo reto e orientações opostas em um chassi compacto único, este afastador permite que a equipe cirúrgica transite instantaneamente entre a retração de tecido subcutâneo raso e a elevação fascial mais profunda.

Construído para uma agilidade excepcional em espaços cirúrgicos restritos, este modelo de Afastador Crile de Extremidade Dupla possui um comprimento total de 4 ¼ inches (10.8 cm). O instrumento é oferecido em duas configurações de estilo padronizadas: Style #1 (\$29), com lâminas de 11 mm × 3 mm (1/8" × 7/16") e 20 mm × 6 mm (1/4" × 13/16"), e Style #2 (\$35), com lâminas de 1/4" × 1/2" e 3/8" × 7/8". As margens lisas e arredondadas das lâminas evitam traumas teciduais, enquanto o cabo central proporciona uma empunhadura livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Crile de Extremidade Dupla para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, excelente equilíbrio manual e durabilidade clínica completa para clínicas ambulatoriais e centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest