



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Minnesota

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Minnesota

SKU RM-MNR-55-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Patrón estándar (sin succión)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Con Tubo de Succión	RM-MNR-55-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Minnesota es un retractor quirúrgico oral, dental y maxilofacial de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento fiable y atraumático de mejillas, labios y lengua durante procedimientos intraorales. Diseñado con un mango de doble ángulo desplazado, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos proteger los tejidos bucales delicados de las fresas dentales rotatorias y sierras oscilantes, manteniendo un corredor visual amplio.

Fabricado bajo estándares clínicos rigurosos, este Separador Minnesota mantiene un perfil longitudinal uniforme de 5.5 pulgadas (13.97 cm) con una hoja de trabajo de 20.5 mm de ancho. Forjado a mano en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos tipologías estructurales seleccionables: un Modelo Estándar (Sin Succión) con superficie sólida (\$39), o una configuración Con Tubo de Succión (\$49) que integra un canal de evacuación de fluidos directamente en la hoja del separador. El mango central ergonómico garantiza una palanca manual sin fatiga y un manejo antideslizante.

Con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Minnesota para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a salas de cirugía oral, clínicas maxilofaciales y centros odontológicos una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total compatibilidad con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest